

HEALTH& BEAUCAIS SO 2 3



www.promed.de







Titulaire de la certification NF EN ISO 13485

Valable à compter du 1er janvier 2023

TABLE DES MATIÈRES

Limes electriques	
Désinfection	
Lampes UV + aspirateurs	17
Limes pour la maison / en déplacement	
Meules	68
Contrôle de la santé	
Masque	4
Purificateur d'air	6
Tensiomètres	24
Thermomètres	
Oxymètres	
Glucomètres	31
Thérapie	
Inhalation	24
TENS/EMS	32
Bien-être	
Massage	34
Chaleur	
Air ambiant / diffuseur de parfum	
Huiles parfumées	46
Chaussures, semelles et accessoires	
Présentation des chaussures confort Promed	48
Tableau explicatif des différents modèles	52
Chaussures confort « Pedibelle » de Promed	55
Chaussures thérapeutiques Promed	
Semelles Huber par Promed	66
Accessoires	
Meules, etc	67
Brassards + inhalateur	84
Électrodes + TENS/EMS	
Accessoires Medisana	88
Supports publicitaires	89
Mentions légales	91



N° d'art. 333001 | EAN 40 43641 33023 1

MNS-100

Masque de protection respiratoire Norme EN 149:2001 +A1:2009; Règlement (UE) 2016/425

> Homologué également pour les studios, salons, salons de coiffure/ de pédicure...













- Protection contre les matières nocifs pour la santé, comme des poussières fines, des aérosols liquides et des substances biologiques (bactéries, virus, champignons). Prévention efficace contre les allergènes et les germes.
- Protège vous-même et votre environnement.
- Excellente filtration de 95 % de toutes les particules dans l'air
- Matériau agréable pour la peau et très confortable
- Contrôlé et certifié CE conformément à la norme EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 pour l'équipement de protection individuelle.
- Coupe idéale : forme en V avec contour du nez

- Emballage individuel hygiénique empêche la contamination du masque avant l'utilisation. Conditionné individuellement en sachet en PE.
- Taille unique flexible. Masques à usage unique.
- Contenu : 10 pièces, incl. crochet et guide d'utilisation

promed

Également disponible en plus grande quantité sur demande – Informations sur : info@promed.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de masque : FFP2 NR, catégorie III \cdot Dimensions du produit (plié) : 106,7 x 155 mm \cdot Poids du produit : env. 8 g \cdot Durée de vie 3 ans, CE 2834



MNS-100 Black

Masque de protection respiratoire Norme EN 149:2001 +A1:2009; Règlement (UE) 2016/425

Homologué également pour les studios salons, salons de coiffure/ de pédicure...



NOUVEAU

Système de filtration à

3 couches efficace: spunbond, meltbond, nonwoven







Classe de protection FFP2 NR

Système de filtration à 3 couches

Taille unique

- Protection contre les matières nocifs pour la santé, comme des poussières fines, des aérosols liquides et des substances biologiques (bactéries, virus, champignons). Prévention efficace contre les allergènes et les germes.
- Protège vous-même et votre environnement.
- Excellente filtration de 95 % de toutes les particules dans l'air
- Matériau agréable pour la peau et très confortable
- Contrôlé et certifié CE conformément à la norme EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 pour l'équipement de protection individuelle.
- Coupe idéale : forme en V avec contour du nez

- Emballage individuel hygiénique empêche la contamination du masque avant l'utilisation. Conditionné individuellement en sachet en PE.
- Taille unique flexible. Masques à usage unique. Ne pas laver.
- Contenu: 10 pièces, incl. crochet et guide d'utilisation
- Également disponible en plus grande quantité sur demande – Informations sur : info@promed.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de masque : FFP2 NR, catégorie III · Dimensions du produit (plié) : 106,7 x 155 mm · Poids du produit : env. 8 g · Durée de vie 3 ans, CE 2834

N° d'art. 330XXX | EAN 40 43641 XXXX X promed Désinfectant pour instruments (concentré) Tem aut aut eum ea que as aut Am faccum, ni consequi Annonce : Nouveau produit à suivre en 2023 temperum conse

- Concentré ultra-efficace, sans aldéhyde, conçu pour désinfecter et nettoyer les instruments, notamment les instruments rotatifs sensibles
- Atiosanditas vit offic to blam voloraest faccaec taquam facit, omnime lat omniet atur sitibus doluptur, omni ad quati o
- doloruntem excepratem faceptaquist aut lacius most arum landelestiam quosaperit laborem que que custin cus a dolorrum aut abo. Bus pos aligendita aut quid qui nest qui
- Aces eat volest, esti sed moloreroriae nonsequiate est, iusciatis abo. Ro excereria cus sequatur aut accum lam
- Laboruntia serum eos mo blandip issimus etur?
- Sedis que quo eos verum facese velitincta nonsece rferrume
- Vitasped ut et optaspedit ratiati amende nonserc hitibus el molestrum deligna tianihit quo doluptas voluptatibus sitaec



N° d'art. 334000 | EAN 40 43641 33026 2

AC-4000

Purificateur d'air avec fonction Wi-Fi

Taux d'épuration CADR atteignant 420 m³/h

Efficace contre les virus & bactéries, la poussière de toute sorte, le pollen, les acariens, la fumée / les odeurs



- Capacité de filtrage élevée grâce au filtre combiné (filtre HEPA H13, charbon actif, photocatalytique, catalytique à froid)
- Préfiltre en aluminium à 3 niveaux (lavable)
- Désinfection UV par la lumière ultraviolette
- Affichage coloré à 3 niveaux AQI de la qualité de l'air (Air Quality Indicator), capteur de particules intégré
- Taux d'épuration CADR (Clean Air Delivery Rate) atteignant 420 m³/h



promed

- Fonction de minuterie entre 1 et 9 heures
- Affichage de température et affichage d'humidité
- 3 niveaux de puissance du ventilateur ainsi que mode de veille, mode automatique, mode manuel
- Convient pour les espaces de jusqu'à 70 m²
- Rappel automatique du remplacement du filtre
- Simplicité d'utilisation grâce au grand écran tactile, sécurité enfants



Promed AC-4000 – la solution idéale pour purifier l'air dans les lieux clos.

Équipé d'un filtre combiné, le purificateur d'air haute qualité neutralise avec efficacité les polluants comme les virus, les bactéries, la poussière de toute sorte (même la poussière fine), la moisissure, le pollen, les acariens, la fumée et les odeurs. Il élimine jusqu'à 99,95 % des microorganismes fréquemment présents dans l'air.

Filtre particulièrement efficacement les particules, avec un degré d'efficacité de jusqu'à 99,95 %

Purification de l'air améliorée grâce à un générateur d'ions :

génère 5 millions d'anions/cm³;

Améliore la qualité de l'air et favorise la santé Les particules sont éliminées en toute sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface d'application :	jusqu'à env. 70 m²	
Capacité de purification CADR :	380 - 420 m³/h (Clean Air Delivery Rate)	
Concentration d'anions :	produit 5 millions/cm³ (meilleure qualité de l'air)	
Lampe UV :	220 V, 4 W, 254 nm, UVC, culot T5/G5	

Alimentation électrique :	220 - 240 VCA, 50 Hz Puissance nominale : 85 W
Bruit de fonctionnement :	35 dB (A) - 55 dB (A)
Dimensions en cm :	env. 41,5 x 25,5 x 69,5
Poids :	env. 8 kg

CONTENU

- 1x purificateur d'air AC-4000
- 1x préfiltre en aluminium et filtre combiné
- 1x lampe à tube de désinfection UVC
- 1x télécommande
- 2x piles 1,5 V AAA
- 1x mode d'emploi



(N° d'art. 334002)

Ces accessoires de rechange peuvent être commandés : Jeu de filtres et lampe UVC









Atouts des limes Promed

Nous vous offrons une technologie dernier cri et un service haut de gamme.

Nos produits sont de haute qualité et résistants

Notre personnel hautement qualifié reste à votre entière disposition pour toute question.





Appareils professionnels pour soigner la peau et les ongles

En tant que fabricant leader de fraises professionnelles de haute technologie et éprouvées, Promed développe, invente et conçoit ses appareils en étroite collaboration avec les utilisateurs ainsi que des ingénieurs spécialisés en technologie médicale.

Nous mettons nos plus de 30 années d'expérience à votre service afin de vous offrir des innovations utiles, destinées à grandement faciliter votre travail auprès du client, à accroître votre rapidité et à améliorer votre confort.

Promed a été le premier fabricant à développer des innovations techniques telles que l'ASC (Automatic Speed Control) ou le système éprouvé OPC (Overload Protection Control).

Les appareils Promed font l'objet de tests réguliers, effectués par des instituts de contrôle reconnus, et sont soumis à des normes de sécurité allemandes et internationales des plus strictes. Outre des innovations techniques remarquables, notre service après-vente unique fait notre force. Dans le cadre du service de maintenance annuel recommandé pour votre appareil, nous vous proposons un appareil de prêt si vous le souhaitez (uniquement en Allemagne).

Nous serons présents sur les salons Beauty suivants en Allemagne :









Une technologie – qui fait la différence

APE - Automatic Power Electronics

pour un fonctionnement efficace et puissant. Grâce au système électronique intelligent, l'alimentation en électricité du moteur est augmentée, même à faible régime.

ASC – Automatic Speed Control

Numérique, le système automatique de contrôle de vitesse détecte les pertes de vitesse dès qu'une pression est exercée sur la meule lors du limage, et compense ces dernières automatiquement. Ainsi, l'appareil conserve sa vitesse programmée. Par conséquent, vous profitez à tout moment d'une pleine puissance. Ce système vous permet donc d'être particulièrement rapide dans votre travail.

OPC - Overload Protection Control

Unique, le système de protection contre les surcharges détecte automatiquement une surcharge du moteur correspondant, et veille donc à ce que l'appareil ne soit pas endommagé. Ce système existe sur les pièces à main et, le cas échéant, sur les turbines d'aspiration.

Système de protection contre les surcharges pour moteur de pièce à main : En cas de blocage ou de surcharge de la pièce à main, la pièce à main et, le cas échéant, la turbine d'aspiration s'arrêtent.

Système de protection contre les surcharges pour turbine d'aspiration: En cas de refroidissement insuffisant de la turbine d'aspiration et en cas de température ambiante critique à l'intérieur du carter de la turbine d'aspiration, la turbine d'aspiration et la pièce à main s'arrêtent.

Arrêt de sécurité

En cas de vitesse trop élevée et de pression trop importante lors du limage, le système électronique détecte ces phénomènes et désactive l'appareil. Le cas échéant, vous devez régler l'inverseur de sens de rotation de l'appareil sur zéro (position du milieu) pour pouvoir remettre l'appareil en service.

Surfaces

Films résistants aux dissolvants dans un magnifique look métallique argenté.

Puissance

Un système électronique intelligent, commandé par microprocesseur, offre plus de puissance, pour encore plus de vivacité.

Système de réglage tout-en-un

Grand, maniable et facile à utiliser, ce système permet de choisir à la fois le régime et le sens de rotation.

Pièces à main

Innovation conçue à partir d'un mélange d'aluminium et d'acier inoxydable dans une construction légère avec roulement à billes de précision. Micromoteurs particulièrement puissants. Pour un travail ergonomique et sans vibration. Les pièces à main non métalliques sont fabriquées en matière plastique spéciale.

Promed – profitez de notre savoir-faire.



Soins des mains



ASC (Automatic Speed Control)



Arrêt de sécurité



Soins des pieds



OPC (Overload Protection Control)



Lumière froide / lampe LED



Ongles artificiels



APE (Automatic Power Electronics)



Fonctionnement sur batterie



phomeo Pilling

N° d'art. 205050 | FAN 40 43641 20061 9

the file - 5040-SX2

Pulvérisateur professionnel haute pression pour soigner les pieds en milieu humide

NOUVEAU : avec écran couleur !

Tous types de travaux de fraisage en pédicure. Traitement des ongles et des callosités.













- Micropompe puissante pour un brouillard de pulvérisation le plus fin (réglable)
- Pièce à main (max. 40 000 tr/min, marche à droite/à gauche) ergonomique avec dispositif de pulvérisation intégré
- Nettoyage automatique de la buse lors de la mise en marche et à l'arrêt
- Nettoyage automatique de la pompe
- Grande puissance d'entraînement même à faible régime
- Protection contre la surcharge du moteur de la pièce à main





- Affichage numérique sur l'écran de la recommandation de l'instrument de grattage
- Protection contre la surcharge du moteur de la pièce à main
- Touche de veille pour toutes les fonctions
- Commutateur de veille sur la pièce à main
- Réservoir d'eau (410 ml)
- En option : pédale (marche/arrêt) et pédale à seuils électronique (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207 x163 x245 mm (Lx1xH) Puissance de la pompe : 550 mbar, 8 ml/min · Poids : pièce à main 112 g, appareil complet env. 3,2 kg

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

(en comparaison avec son prédécesseur)

Nettoyage automatique des buses :

Lorsque l'appareil est mis en marche, il ne souffle d'abord que de l'air par les buses pour éliminer les saletés. Lorsque l'appareil est éteint, la pompe de spray continue de fonctionner pendant quelques secondes pour nettoyer la buse ou le système de tuyaux.

2 Réglage du spray

La lime est équipée d'une micropompe puissante qui génère un brouillard de pulvérisation très fin. Elle offre la possibilité d'adapter la pulvérisation du brouillard pulvérisé selon le liquide pulvérisé.



Échelle de réglage de la pulvérisation

3 Instruments de grattage recommandés :

La recommandation des instruments de grattage de l'appareil affiche avec quel diamètre de tête de fraisage et quelle vitesse de rotation maximale il est nécessaire de travailler.



4 Nettoyage automatique de la pompe :



L'appareil active automatiquement nettoyage de la pompe après plus d'une heure d'utilisation avec la fonction de spray désactivée. Cette opération est affichée sur l'écran et dure généralement 2 - 3 secondes.





promed

N° d'art. 204036 | EAN 40 43641 20052 7

the file - 4030-SX2

Par amour pour votre santé! Lime moderne avec aspirateur

> Formation de poussières grandement réduite grâce à un système d'aspiration directe, placé au niveau des meules. Parfait pour la manucure et la pédicure.













- Clavier à membrane (soft keys) avec affichage numérique
- Réglable en continu jusqu'à 30 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- 3 touches mémoires pour des régimes personnalisés
- Message d'avertissement pour le remplacement de la poche filtrante
- Arrêt de sécurité lié à la température en cas de surcharge
- Grande puissance d'aspiration (turbine de 350 watts, réglable en continu), très silencieuse
- Pièce à main ergonomique et ultra-légère (95 g) avec bouton veille

- Tuyau d'aspiration flexible, avec guidefil
- 5+1 poches filtrantes (14 x 18 cm) incluses, faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
- Support de pièce à main inclus
- En option : Pédale (marche/arrêt) et pédale à seuils électronique (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : (IxHxP) 225 x170 x230 mm \cdot Poids : env. 2,6 kg \cdot Alimentation électrique : 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA au choix) \cdot Turbine : 350 watts \cdot Bruit : 62 dBA \cdot Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 fr/min

Puissance à vide et nombre de tours







TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN





Poches filtrantes 5x (blanche) + 1x dans l'appareil



Support de pièce à main



Outil de nettoyage pour pince de serrage



Guide-fil





Pédale marche-arrêt ou pédale à seuils



N° d'art. 202025 | EAN 40 43641 20053 4

the file - 2020

Toute dernière génération de limes pour un travail prolongé

> Pour un traitement professionnel des pieds et des ongles















- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 20 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, ergonomique, puissante et sans vibrations (160 g), spécialement conçue pour soigner les pieds
- Pince de serrage rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- Arrêt de sécurité
- ASC (Automatic Speed Control)



promed

- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale disponible en option (marche/arrêt) (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 20 000 tr/min · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A \cdot Poids : 450 g \cdot Poids de la pièce à main : 160 g \cdot Dimensions : 130 x 200 x 100 mm

N° d'art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file - 1030

La génération la plus récente de lime pour un design professionnel des ongles

> Lime électrique pour le design d'ongle en utilisation permanente



Vidéo du produit













- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 30 000 t/min
- Poignée ergonomique, puissante et sans vibration
- Pince de serrage rotative professionnelle
- 5 LED pour l'affi chage de la vitesse de rotation
- 1 LED pour l'affi chage de la pédale
- ASC (contrôle Automatique de la Vitesse)



- «Safety Stop» (Arrêt de sécurité)
- Régulateur tout-en-un
- Pédale disponible en option (on / off) (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse : Réglage progressif jusque 30.000 t/min Alimentation électrique : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 V, 1.5 A- Poids appareil : 450 g - Poignée : Poignée en acier robustesans vibrations, poids 160 g · Dimensions : 130 x 200 x 100 mm (T x B x H)



N° d'art. 116510 | EAN 40 43641 11008 6

the file -625

Ponceuse à ongles électrique pour les applications de manucure et de stylisme ongulaire simple

ainsi que les soins délicats de pédicure.







- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 25 000 tours/min
- Pièce à main en inox légère, ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince de serrage rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer la vitesse de rotation
- Safety Stop



- Système de réglage tout en un (rotation à droite et à gauche, marche / arrêt)
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Design compact et robuste

DONNÉES TECHNIQUES

Réglable en continu jusqu'à $25\,000$ tours/min · Alimentation en courant : 100 - $240\,VAC$, $50/60\,Hz$, $1\,200\,mA$; sec. $24\,VDC$, $1,5\,A$ · Consommation d'énergie sans charge : $<0,3\,W$ · Rendement moyen en mode actif : Niveau VI

N° d'art. 200620 | EAN 40 43641 20032 9

the file - 620

L'outil idéal pour un usage professionnel dans la manucure et la pédicure

Parfaitement adaptée aux ongles des mains et des pieds, qu'ils soient naturels, en gel ou en acrylique. Permet également de retirer les petites callosités et les petits durillons en toute facilité.













- Un boîtier blanche, poignée en scintillement violet (75 g)
- Mandrin automatique pour les embouts courant (manche ø 2,332 - 2,350 mm)
- Appui pour poignée intégré à l'appareil
- Régulateur tout-en-tout (20.000 t/min; rotation droite/gauche; On/Off)
- Sécurité-stop

- Bouton rotatif avec lumineux, de bijoux pierres étincelantes (losange)
- L'affichage de la vitesse
- Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension secteur : 100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz, 800 mA; Sek. 24 V, 1.250 mA \cdot vitesse : 20.000 t/min - env. 110x90x80 mm (1xWxH) - Poids : poignée 75 g



promed



N° d'art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50

Appareil de nettoyage à ultrasons

Utilisation pour : bijoux véritables, lunettes, prothèses dentaires, instruments, meules, CD/DVD, etc.

Approprié à d'eau du robinet











- Fonctione du minuteur (5 variations)
- Approprié Promed Pure-ID (amélioration du nettoyage et de la désinfection)



- Accessoires (support CD, support pour embouts, suport pour montres)
- Garantie de 2 ans



N° d'art. 230110 | EAN 40 43641 23001 2 | blanc N° d'art. 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | rose

nailfan

Appareil pour l'élimination des particules fines nocives pour la santé

> Aspirateur certifié classe « L » DIN EN ISO 60335-2-69













Vidéo du produit :

- Certifié classe « L », l'aspirateur nailfan de Promed se distingue par sa qualité, sa facilité d'utilisation et son incroyable puissance.
- Un design ergonomique pour un travail sans effort pour vous et vos clients
- Support rembourré antistatique et remplaçable
- Pas de doigts froids malgré une puissance d'aspiration élevée
- Silencieux avec faible consommation électrique
- Zone d'entrée des particules ultra-grande, jusqu'à 20 cm

- Grand filtre à particules fines (11 x 19 cm), facile à remplacer (lavable!)
- Aucune poche filtrante nécessaire
- Compartiment séparé pour la vidange des particules
- Boîtier antistatique
- Second filtre, 1x chiffon anti-poussière promed inclus
- Accessoires (p. 83)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : (Ix H x P) 308 x 140 x 340 mm \cdot Poids : env. 1,8 kg \cdot Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz \cdot Ventilateur : puissance : 22 W, bruit : 46 dBA · Débit d'air max. : 180 m³/h

N° d'art. 230120 | EAN 40 4364123006 7

nailfan mini

Aspirateur

Pour les ongles des doigts et des orteils







- Appareil ultra-léger et facile à utiliser
- 2 niveaux d'aspiration réglables (silencieux)
- Grande puissance d'aspiration sur toute la surface du repose-main
- Changement et nettoyage faciles du filtre (réutilisable)
- Design ergonomique avec hauteur confortable du repose-main



- Petit, pratique et facile à transporter même en déplacement
- Filtre de rechange inclus
- Accessoires (p. 83)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 240 x185 x60 mm (lxHxP) - Poids appareil : env. 570 g - Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A; Secteur : 12 V / 1,5 A - Ventilateur : Niveau I : 3000 tr/min / 24 W; Niveau II: 4500 tr/min / 36 W



promed

N° d'art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 "All-In"

Lampe LED de durcissement aux UV



Convient aux ongles des mains et des orteils, pour durcir le gel et l'acrylique







- Système Dual Power avec 36 LED pour un durcissement homogène
- Minuterie avec 4 niveaux de réglage (10 s/30 s/60 s/99 s)
- Fonction Anti-Heat avec minuterie de 99 s
- Base amovible (magnétique)
- Automatic Sensor System (Marche / Arrêt barrière lumineuse intégrée, 120 s)





- LED haute définition : Durée de vie d'env. 50 000 heures
- Affichage numérique

DONNÉES TECHNIQUE

Dimensions (1x1xh) en mm : 221x205x92; Alimentation en courant : 100 VAC - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A, Dimensions du tunnel (1xhxp) en mm : 130x48x127; Sec. 12 VDC , 3 A; Longueur d'onde de la LED aux UV (λ) : 365 nm - 405 nm; Durée de services des lampes LED : env. 50 000 h

 \textbf{N}° d'art. 330040 (blanc) | EAN 40 43641 33019 4 \textbf{N}° d'art. 330045 (rose) | EAN 40 43641 33020 0

UVI-36 S

Lampe aux UV pour durcissement des ongles en gel et en acrylique

Incl. 4 ampoules UV remplaçables (9 watts)



- as et des orteils,
- Convient aux ongles des mains et des orteils, pour durcir
- Des matériaux tels que le gel et l'acrylique liquide
- touches de commande sur le dessus ; pour une utilisation facilitée
- Minuterie avec 4 niveaux de réglage (90 s / 120 s / 30 min/ 60 min)





- Repose-main amovible
- (voir accessoires p. 83)

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions en mm : $255 \times 230 \times 110$ ($1 \times 11 \times 10^{-2}$) Uráce de fonctionnement : $90 \times 120 \times 30^{-2}$ min 10×10^{-2}) Uráce de fonctionnement : $90 \times 120 \times 30^{-2}$ min 10×10^{-2} min 10×10^{-2} Longueur d'onde des tubes aux UV (10×10^{-2}) 10×10^{-2} min 10×10^{-2} min



N° d'art. 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

LTM-30

Lampe de bureau avec loupe pour un travail bien éclairé et confortable





- Les 30 lampes LED individuelles garantissent un excellent éclairage
- Grossissement de 175 % lors du travail (3 dpt)
- Lentille de 4 pouces de haute qualité avec capot de protection
- Réglage facile de la position et de la hauteur de la lentille



- Rotation de l'articulation de la tête et du bras (multidimensionnelle)
- Design ergonomique et support stable
- LED extrêmement résistantes (haute qualité – longue durée de vie)
- Taille de la lentille : Lentille 4 pouces (∅ 10,2 cm)
- Température de couleur : 6 200 K (blanc neutre)
- Dimensions ($\emptyset \times I \times H$): $16 \times 18 \times 39 \text{ mm}$

N° d'art. 330110 | EAN 40 43641 33017 0

LTL-749

Lampe de table LED haute performance -







- Utilisation idéale en salon de manucure, sur un poste de travail, sur une table, dans la chambre à coucher ou à l'école
- Variateur à 3 niveaux de gradation de la luminosité par pression sur un bouton
- Réglage sur 3 axes multidimensionnel

- Bâton LED réglable à 360°
- Tubes LED High-Quality-Long-Life: env. 40.000 heures
- Économie d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles
- Lampe LED avec protection anti-éblouissement intégrée pour les yeux
- Support en aluminium de qualité
- Dimensions du bâton LED: env. 33 cm de long
- Température de couleur : env. 5 000 K (blanc neutre)



N° d'art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6 the file - 620 deluxe

(manucure/pédicure)

43 accessoires inclus

Appareil le plus léger du marché!

« La classe professionnelle pour la maison »



FEILEN LEICHT GEMACI



- Pour la réalisation de soins de beauté sur les ongles jusqu'au traitement de la peau calleuse
- Réglable en continu jusqu'à 20 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- Pièce à main dans un design violacé, scintillant (léger, 75 g)

Bloc d'alimentation séparé pour une force d'entraînement maximale

promed

- Système de réglage tout-en-un
- Protection contre les surcharges
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)

N° d'art. 114010 | EAN 40 43641 11006 2 Pedimed Appareil pour les callosités









- Enlevez sans peine l'excès de peau de manière efficace et délicate.
- Dès la première application, enlève rapidement et simplement les callosités sur vos pieds et talons
- Traitement doux et efficace de votre peau et de vos ongle
- Manipulation sûre et aisée grâce au design ergonomique





- Lime fine et légère bien en main
- Réglable en continu jusqu'à 20 000 tours/min (marche à droite et à gauche réversible)
- Des corps abrasifs de qualité durables et de grande valeur de dimensions standard
- Convient idéalement pour les voyages et les déplace-
- Y compris 30 bandes de polissage, 5 corps abrasifs dans le coffret d'embouts, étui de designer



N° d'art. 143220 | EAN 40 43641 14009 0

Ultra Pro S

(manucure / pédicure)





« L'élégance en haut de gamme »





- Grâce aux boutons, la vitesse de rotation est réglable en continu jusqu'à 13 000 tr/min.
- Le sens de rotation professionnel à droite à gauche facilite le travail dans les zones difficiles
- Un appareil tout-en-un pour le soin des ongles, l'élimination des callosités ainsi que le façonnage des ongles.
- Étui de rangement pratique

N° d'art. 133110 | EAN 40 43641 13019 0

Pedisenso Duo (manucure / pédicure)





« Les limes pour les diabétiques »

Vidéo du produit :















Accessoires : pinces de serrage voir p. 80

Étui de rangement pratique



Arrêt automatique en cas pression excessive Une technologie puissante éprouvée avec l'engrenage planétaire (pour retirer les callosités)



N° d'art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1

Sensitive

(manucure / pédicure)

42 accessoires inclus

« La classe extra avec éclairage LED »

Vidéo du produit :











Étui de voyage pratique et chiffon microfibre inclus

- Lumière froide (éclairage LED), arrêt de sécurité
- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 12 000 tr/min
- Boutons de commande Soft-Touch pratiques et protégés de la poussière pour le réglage du sens de rotation à droite/à gauche

N° d'art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

Emotion

(manucure / pédicure)

« Appareil polyvalent avec éclairage LED »

Avec boîte de rangement



(éclairage LED)



- Pour un traitement sûr et facile des ongles ainsi que des zones à problèmes telles que les callosités, p. ex. au niveau des coussins plantaires et des talons
- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 12 000 tr/min
- Arrêt de sécurité empêchant toute blessure en cas de pression exercée excessive
- Clavier facile à utiliser pour le réglage de la vitesse et du sens de rotation







N° d'art. 155020 | EAN 40 43641 15009 9

Feeling

(manucure / pédicure)



6 accessoires inclus

« Avec fonctionnement sur batterie »













promed feeling



- Nouvelle pince de serrage pour changement de tête encore plus rapide, forme cylindrique optimisée
- Puissance garantie lors du fonctionnement avec piles et sur secteur
- 2 niveaux : 7.000 tours/min et 11.000 tours/min
- Liberté maximale de mouvement grâce à l'absence de câble
- Comprend 5 têtes différentes et un support pratique pour les têtes
- 2 ans de garantie







Santé et tension artérielle

Les produits destinés à la mesure de la tension artérielle améliorent la prévoyance et optimisent votre santé.

Le premier pas vers une meilleure santé : le check-up

Le bilan de santé (check-up) gagne en attractivité auprès de nombreuses personnes, d'une part du fait du renforcement de l'éducation à la santé au sein de la population, et d'autre part, du fait du progrès de la recherche médicale.

Mesurez et contrôlez régulièrement votre tension artérielle et votre pouls avec précision. Surveillez votre santé et décelez toute anomalie à temps.



Tensiomètre de haut du bras

Incl. manchette (22-42 cm), pochette de conservation, 4 piles AA















- Mesure précise en haut du bras
- 2x90 emplacements de mémoire (2 utilisateurs)
- Affichage écran : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures
- Classement des valeurs mesurées selon l'OMS

Brassards en différentes tailles, voir page 84

- Grand écran LCD numérique
- Fonction d'arrêt automatique après 3 minutes
- Brassard inclus, dimensions 22 42 cm,
- 4 x piles AA incluses (1,5V)
- Plage de mesure : Tension artérielle : 0 299 mmHg

Pouls: 40 - 199 battements/min

promed

N° art. 402010 | EAN 40 43641 40011 8

PBM-3.5





NOUVEAU









- Mesure précise de la tension au niveau du bras
- 90 emplacements de mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
- Affichage sur l'écran : systole, diastole, pouls, date,

Brassards en différentes tailles, voir page 84

- Affichage de l'arythmie
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures
- Grand écran numérique LCD : env. 72x53 mm
- Fonction d'arrêt automatique après 3 min.
- Zone de mesure : Pression : 0 299 mmHg

Pouls: 40-199 battements/min



HGP-40

Tensiomètre pour le poignet



















- 60 emplacements de mémoire pour 1 utilisateur
- Affichage: systole, diastole, pouls, date, heure avec fonction d'arrêt automatique
- Indicateur d'arhytmies
- Calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs enregistrées
- Classement des valeurs mesurées selon le système d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
- Affichage de valeur moyenne
- Inclus: 2 piles AAA (1,5 VCC), boîte de rangement
- Brassard pour une circonférence de poignet de 135 à 215 mm
- Zone de mesure : Pression : 40 230 mmHg Pouls: 40 - 199 battements/min

N° art. 412020 | EAN 40 43641 40059 0

HGP-30

Tensiomètre au poignet







- 120 emplacements de mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
- Indications: Systole, diastole, pouls, date, heure
- Indication d'arythmie
- S'éteint automatiquement après une minute d'inactivité
- Diagnostic avec indicateur coloré : Classification des mesures selon le système d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures
- Y compris : Deux piles AAA (1,5 V), trousse de rangement
- Brassard de circonférence du poignet de 135 210 mm
- Plage de mesure : Tension artérielle : 30 280 mmHg - Pouls: 40 - 200 pulsations/min



N° art. 421010 | EAN 40 43641 40041 5

INH-2.1 Nébuliseur ultrasonique Traitement doux des infections des voies respiratoires

Susceptible pour les personne allergiques 100 % exempt de latex

Petit et maniable (portable) – idéal pour la route









- Grande efficacité grâce à la nébulisation à micro membrane innovante (technologie mesh) avec gouttelettes
- Temps d'inhalation court grâce aux taux de nébulisation très élevé (0,32 ml/min)
- Particulièrement efficace grâce à la teneur haute en aérosols respirables
- Inhalation avec masque ou embout buccal sans problème aussi pour les enfants
- Nébulisation silencieuse

- Y compris : Housse de rangement, embout buccal, masque pour enfants, masque pour adultes, pièce de raccord, piles
- Capacité de remplissage : max. 8 ml
- Taux de nébulisation : env. 0,32 ml/min
- Grosseur des particules : 2,1 µm
- Disponible en option :
- Bloc d'alimentation (N° d'art. 422006)
- Accessoires (p. 85)

N° art. 432010 | EAN 40 43641 40071 2

IRT-100

Thermomètre infrarouge



Une mesure précise en quelques secondes







Affichage de la température normale



« Alarme fièvre : avec affichage coloré









- Thermomètre infrarouge sans contact
- Mesure sûre et hygiénique sans contact avec la peau
- En quelques secondes : Mesure précise de la température du corps et des surfaces
- Alarme acoustique en cas de fièvre,
 30 emplacements dans la mémoire

- 2 couleurs d'affichage différentes en cas de température normale et de fièvre
- Affichage en °C et en °F
- Arrêt automatique (au bout de 30 sec.)
- Plage de mesure pour le corps : 32,0 42,9 °C
- Plage de mesure pour les surfaces/objets : 0 100 °C
- 2 piles incluses





- Thermomètre infrarouge sans contact
- Mesure hygiénique et sûre
- Mesure en quelques secondes de la température du corps et de l'objet
- Alarme de fièvre (optique et acoustique)
- 35 emplacements de mémoire
- 2 couleurs d'affichage différentes

- Pour température normale et fièvre
- Affichage en °C et en °F
- Arrêt automatique (au bout de 10 sec.)
- Plage de mesure pour le corps : 32,0 42,9 °C
- Plage de mesure pour les surfaces/objets : 0 100 °C
- Sac de rangement et 2 piles inclus

N° art. 431005 | EAN 40 43641 40076 7 PFT-3.7

browed



- Mesure précise de la température du corps : orale, axillaire, rectale
- Signal acoustique signalant que l'appareil est prêt
- Alarme acoustique en cas de fièvre, étanche à l'eau
- Sauvegarde automatique de la dernière valeur mesurée
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Écran LCD avec affichage numérique
- Changement de pile facile
- Plage de mesure : 32,0 42,9 °C






N° d'art. 481010 | EAN 40 43641 40082 8

PM-200 Pro

Oxymètre de pouls du bout du doigt

NOUVEAU















- 6 affichages différents
- 4 intensités lumineuses réglables
- Écran OLED bicolore
- Affichage du niveau des piles
- Arrêt automatique au bout de 8 secondes



- Dragonne et 2x AAA piles 1,5V incluses
 Dimensions: env. 59,4 x 33 x 31,2 mm
- SpO2 : Plage de mesure : 70 % 100 %
 - Pouls : Plage de mesure : 30 battements/min – 254 battements/min



PM 100 connect Oxymètre de pouls







- Transfert de données avec Bluetooth® Smart (4.0) à l'application VitaDock+ pour iOS et Android*
- Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO₂ %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Affichage de mesure sur écran OLED
- Luminosité d'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation « One Touch » facile idéal également en déplacement
- La saturation en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque peuvent être affichées sous forme de bâtons ou d'ondes
- 6 affichages différents
- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Affichage du niveau des piles
- Cordon inclus
- Piles incluses (2 × 1,5 V AAA)

N° d'art. M79455 | EAN 40 15588 79455 1

PM 100

Oxymètre de pouls







- Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO₂ %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- La saturation en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque peuvent être affichées sous forme de bâtons ou d'ondes
- Affichage de mesure sur écran OLED

- 6 affichages différents
- Luminosité d'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation « One Touch » facile idéal également en déplacement
- Affichage du niveau des piles
- Inclus : cordon et piles



Meditouch 2 connect DUAL USB • C Glucomètre

« Kit de démarrage » inclus : 10 bandes de test, autopiqueur, 10 lancettes, capuchon AST, solution de contrôle, étui, guide rapide, piles

Disponible uniquement en Allemagne!

















- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDA-FAD)
- Détection de niveau bas
- Rappel de test sonore
- Mémoire pour 480 résultats de mesure
- Unité de mesure personnalisable : mg/dl et mmol/l
- Transfert de données Bluetooth® Smart (4.0) à l'application VitaDock+ pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Kit de démarrage incl. autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 88

N° d'art. M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dl N° art. M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/l

Meditouch 2 USB • Glucomètre

Mesure d'une durée d'env. 5 secondes seulement

« Kit de démarrage » inclus : 10 bandes de test, autopiqueur, 10 lancettes, capuchon AST, solution de contrôle, 5 tampons d'alcool, étui, guide rapide, Piles pour journal de diabétique









- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDH-FAD)
- Détection de niveau bas
- Connexion USB pour transfert de données à VitaDock Online ainsi qu'à l'application VitaDock pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Fonction de marquage pour valeurs de mesure avant et après le repas



- Rappel de test sonore
- Affichage de la valeur moyenne pour 7/14/30/90 jours
- Mémoire pour 480 résultats de mesure
- Avertissement automatique pour cétone
- Kit de démarrage incl. autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Débit sanguin : 0,6 µl
- Écran extra-large avec lecture facile
- Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 88



1T-6 Entraîneur de plancher pelvien Appareils thérapeutiques electrique

numerique pour incontinence



Avec 4 électrodes, 1 sonde vaginale, piles et mallette de rangement pratique







- Appareil destiné au traitement efficace de l'incontinence
- Peut être prescrit par un médecin.
- Appareil à deux canaux, courant à onde carrée
- biphasée asymétrique, courant continu neutre.
- Volume de livraison/accessoires : appareil IT-6 dans un boîtier de rangement pratique avec électrodes (40×40 mm), 2 câbles d'électrodes, piles, sonde vaginale.
- Voir accessoires p. 86

N° art. 352420 | EAN 40 43641 35030 7

EMT-6 Appareil combiné

Appareil numérique de stimulation des muscles

et de thérapie électrique de la douleur

Utilisable également au sport











- Programme de stimulation électrique transcutanée des nerfs (6 préréglés, 2 réglables librement)
- Programme de stimulation électrique des muscles (5 préréglés, 2 réglables librement)
- Mémoire d'application intégrée (enregistre jusqu'à 30 jeux de données de traitement)



- Appareil bi-canal, courant rectangulaire biphasique asymétrique, courant continu neutre
- Produit médical, contrôlé d'après la directive MDD 2007/47/CE
- Peut être prescrit par le médecin (remboursé par l'assurance maladie)
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 86



N° d'art. 352410 | EAN 40 43641 35025 3

EMT-4

Appareil numérique de stimulation des muscles et de thérapie électrique de la douleur







promed







- 1 1 programmes prédéfinis ainsi que
 2 programmes personnalisables
- Protection contre surintensité et mise en marche
- Appareil combiné pour stimulation nerveuse et musculaire électronique, traitement de la douleur et bien-être
- Fonction horloge, mode veille

- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)
- Contenu: appareil EMT-4 Promed, 2 paires d'électrodes auto-adhésives (40x40 mm), support d'appareil, piles, 2 câbles de raccordement d'électrode, mode d'emploi, une mallette de rangement pratique, pochette pour ceinture
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 86

N° d'art. 352020 | EAN 40 43641 35001 7

Tens 1000 s Appareil analogique de thérapie électrique de la douleur

















- Largeur de fréquence et largeur d'impulsion réglables séparément, 3 modulations d'amplitude au choix
- Minuteur : continu, réglable sur 15 et 30 min.
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)
- Contenu: Promed Tens 1000 s, 4 électrodes auto-adhésives (40x40 mm), une pile 9 volts, 2 câbles de raccordement, mode d'emploi, une mallette en plastique pratique
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 86





N° art. 621010 | EAN 40 43641 60006 8 ITM Pro Appareil de massage manuel



2 accessoires pour le massage de doigts et 2 accessoires pour l'acupression









- Puissant massage par tapotement
- Réglage continu de l'intensité de massage
- Fonctions lumière rouge et chaleur activables
- Différents accessoires de massage: Massage par acupression et massage localisé











browed

- Simple d'utilisation de par sa forme ergonomique
- Poignée antidérapante
- Câble très long 220 240 VAC, 50/60 Hz





- Massage intense, ciblé pour un bien-être inouï
- Siège de massage à la forme ergonomique
- Hauteur réglable de la zone de massage de la nuque
- Choix entre 3 zones de massage : tout le dos, bas ou haut du dos
- Fonctions lumière rouge et chaleur activables
- Massage par vibration séparé dans le siège avec 3 niveaux d'intensité au choix

- Arrêt automatique au bout de 15 minutes
- Matériau robuste facile d'entretien
- Zone de la nuque amovible et lavable
- Bande adhésive pratique pour la fixer au dossier de la chaise
- Alimentation électrique :
 220 240 V / 50 60 Hz / 48 W



- Massage bouillonnant et vibrant relaxant
- Lumière rouge apaisante
- Fonction maintien de la température de l'eau
- 3 kits de pédicure au choix : (1) ponceuse pour callosités,
 (2) brosse, (3) mode massage
- Repose-pieds qui soutient le massage

- Rouleaux de massage pour le massage des zones de réflexes plantaires
- Fonction massage à sec
- Pieds en caoutchouc anti dérapant
- Taille confortable (Idéale pour les pointures jusqu'au 46)
- Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz





- Forme ergonomique utilisation simple
- En acier inoxydable de qualité
- 7 buses à la tête
- Incl. 2x réducteur de pression et 1x coffret de rangement
- Filetage de raccordement : G1/2 pouce
- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- Made in Germany
- 10 ans garantie



- Forme ergonomique utilisation simple
- En acier inoxydable de qualité
- 10 buses à la tête
- Détendeur de ligne et mode d'emploi inclus
- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- 2 ans garantie
- Filetage de raccordement : G1/2 pouce
- Poids : env. 205 g







Very good

(1,2)

<mark>aus & Garten Te</mark>s Very good

(1,3)

Haus & Garten Test

Very good

(1,4)

TEST VERDICT Haus & Garten Test

Very good

TEST VERDICT Haus & Garten Test

Good

(1,5)

TESTWINNER

ETM TESTMAGAZIN

Promed KHP-2.3

EXCELLENT 95,4 %

2 x excellent, 3 x good www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN

Promed HKP-1.6 XL

EXCELLENT 92,3 %

Tested:
5 heating pads
× excellent, 3 × good
w.etm-testmagazin.de

Recommendation

Promed Wärmegürtel HGP I.7



Best Product GOOD

Promed NRP-2.4



promed













- 10 niveaux de température différemment
- 9 durées réglables (1-9 heures)
- Réchauffage puissant et rapide de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Coupure automatique après réglage de la durée souhaitée
- Chaleur douillette agréable sur toute la surface
- Élément de commande pratique

- Matériel du dessus doux et souple, recto-verso
- Lavable à 40 degrés grâce à un interrupteur amovible

Matériel: 100 % polyester flanelle Dimensions : env. $180 \times 130 \text{ cm}$

Puissance: 150 watts

MPta452520 110EANSANO 4364816400420525 5

KHP-2.3

Couverture chauffante



10 niveaux de température différemment

150W

- 9 durées réglables (1-9 heures)
- Réchauffage puissant et rapide de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Coupure automatique après réglage de la durée souhaitée
- Chaleur douillette agréable sur toute la surface

- Élément de commande pratique
- Matériel du dessus doux et souple
- Lavable à 40 degrés grâce à un interrupteur amovible
- Matériel: 100 % polyester flanelle
- Dimensions : env. 180×130 cm
- Puissance: 150 watts



ery good

Coussin chauffant pour les épaules et la nuque













- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffage rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Matériau du dessus cotonneux, doux et agréable
- Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
- Lavable à 30 °C
- Matériau: 100 % polyester Dimensions : env. 52×56 cm
- Puissance: 100 watts

N° art. 614010 | EAN 40 45641 60011 2

NRP-5.4

Chauffant moelleux pour le dos et la nuque











- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffage rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe



- Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
- Matériau cotonneux, doux et agréable
- Lavable à 30 °C

Matériau: 100 % polyester Taille: env. 60 x 90 cm

Puissance: 100 watts















promed

Vergleich on

promed









- 10 niveaux de température
- 9 durées réglables différemment (10 90 min.)
- Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
- Très bonne et constante distribution de chauffage
- Coupure automatique
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Housse amovible agréablement doux

- Coussin particulièrement doux en peluche polaire
- Maintien parfait grâce à la coupe épousant le dos et la nuque
- Lavable en machine à 40 °C
- Matériel: 95 % peluche polaire; 5 % nylon
- Dimensions env : 39×63 cm
- Puissance: 100 watts

N° art. 450130 | EAN 40 43641 40027 9

HGP-1.7

Ceinture chauffante











- 10 niveaux de température
- 9 durées réglables différemment (10 90 min.)
- Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Adaptée à une circonférence abdominale de 125 cm environ
- Port confortable variable : autour du ventre ou en biais sur le dos

- Maintien parfait grâce à la bande scratch adaptable
- Bande scratch pratique pour une fixation sur mesure du coussin
- avable à 40 °C grâce à l'interrupteur amovible
- Matériel: 90 % peluche polaire, 10 % nylon
- Dimensions env : 60×30 cm
- Puissance: 100 watts



Coussin chauffant moelleux















- 3 niveaux de température
- Coupure automatique après 90 minutes
- Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
- Manipulation facile, commande/interrupteur ergono-
- Housse de coussin comprise en plus (utilisable sans housse également)

- Matériel du dessus doux et moelleux, housse souple
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Housse et coussin lavables à 40 °C, grâce à un interrupteur amovible
- Matériel: 100 % polyester flanelle
- Dimensions : env. $40 \times 30 \text{ cm}$
- Puissance: 100 watts

N° art. 612015 | EAN 40 43641 60010 5

HKP-1.6 XI Coussin chauffant moelleux















Arrêt automatique au bout de 90 minutes

Chauffage rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)

- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
- Taie d'oreiller 2 côtés incluse (également utilisable sans taie)







Taie lavable à 30 °C Matériau: 100 % polyester Taille: env. 46 x 35 cm Puissance: 100 watts



KFS-100 Chauffe-pieds

promed

"Ne plus avoir les pieds froids les jours de froid."













- 6 niveaux de température
- Chauffage turbo puissant de 100 watts
- Coupure automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection anti-surchauffe
- Élément de commande ergonomique avec affichage de contrôle à éclairage LED

- Doublure intérieure amovible agréablement douce
 - lavable en machine à 30 °C
- Adapté jusqu'à une taille de pied de 46
- Matériau : microfibres (chauffe-pieds) flanelle (doublure intérieure)
- Dimensions : env. $30 \times 30 \times 23$ cm

N° art. 452210 | EAN 40 43641 40058 3

UBS-2.4 Surmatelas

Chaleur douillette et bienfaisante













- 10 niveaux de température
- Durée de préchauffage rapide grâce aux 120 Watt (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique après écoulement de la durée sélectionnée (1 - 9 h)
- Chaleur douce agréable et répartie uniformément pour un sommeil réparateur
- Unité de commande confortable avec écran
- Matériau douillet et respirant
- Lavable en machine à 40 degrés grâce à l'interrupteur amovible
- Matériau : 100 % coton (dessus)
 - 100 % polyester (dessous)
- Dimensions ouvert : env. 150 x 70 cm
- Puissance : 120 Watt





N° d'art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Diffuseur d'huiles essentielles à 7 couleurs alternantes



Réservoir d'eau et zone de nébulisation ne contiennent pas de matériau antibactérienune éventuelle émission de bactéries sont réduits efficacement

Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 158 mm x 224 mm









- Diffuseur d'huiles essentielles aspect bois précieux, design intemporel adapté à tous les intérieurs ; idéal
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- À l'aide de la technologie ultra-son, il génère une fine brime qui répand le parfum dans toute la pièce
- Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
- Durée de vaporisation : env. 10 à 14 heures, forte pulvérisation



- Convient à toutes les pièces de taille moyenne et grande
- Réservoir d'eau XXL ultra-grand : 1,3 litre
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance
- Silencieux et économe en énergie
- Compris: Adaptateur secteur
- 100 240 VAC / 50 / 60 Hz
- 24 VDC/500 mA/12 W
- Huiles parfumées voir p. 46/47



Diffuseur d'huiles essentielles

Lumière LED apaisante avec effet flamme

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 mm





- Diffuseur d'huiles essentielles avec effet flammes pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- À l'aide de la technologie ultrason, il génère
- une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Silencieux et économe en énergie
- Compris : adaptateur secteur et gobelet doseur pour l'eau
- Grand réservoir d'eau de 240 ml
- 100 240 VAC / 50 60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles parfumées voir p. 46/47

N° d'art. 651040 | EAN 40 43641 600023 5

AI-400 CI

Diffuseur d'huiles essentielles avec minuterie intégrée et à 7 couleurs alternantes

Aux touches boisées et au design élégant

Dimensions : env. 200 x 135 x 143 mm





- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante – idéal pour les huiles parfumées
- -À l'aide de la technologie ultra-son, il génère une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance automatique (couleurs : réglables et intensité variable séparément)
- Fonction d'intervalle (30 sec.) de la brume parfumée
- Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine







- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Silencieux et économe en énergie
- Adaptateur secteur et gobelet doseur pour l'eau compris
- Grand réservoir d'eau de 400 ml
- 100 240 VAC / 50 60 Hz, 300 mA 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles parfumées voir p. 46/47



N° d'art. 651015 | EAN 40 43641 60012 9

AL-150 WS

Diffuseur d'huiles essentielles à 7 couleurs alternantes

Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 70 mm x Ø 155 mm











- Diffuseur d'huiles essentielles aspect bois précieux pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- À l'aide de la technologie ultra-son, il génère une fine brime qui répand le parfum dans toute la pièce
- Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
- Faible consommation, grand réservoir d'eau de 150 ml
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance
- Silencieux et économe en énergie
- Compris : Adaptateur secteur
- 100 240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA Sec. 24 VDC, 500 mA, 7 W
- Huiles parfumées voir p. 46/47

N° d'art. 651010 | EAN 40 43641 60003 7

AI-305

Diffuseur d'huiles essentielles à 5 couleurs alternantes

Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 145 mm x Ø 132 mm













- À l'aide de la technologie ultra-son, il génère une fin brume qui répartit le parfum dans toute la pièce
- Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Programmateur de la durée de fonctionnement :
 2 et 4 heures Lumière apaisante, 5 couleurs en alternance
- Silencieux et économe en énergie
- Réservoir d'eau de 300 ml ; durée de vaporisation : env. 5 à 9 heures
- 100 240 VAC, 50 / 60 Hz, 350 mA
 Sec. 24 VDC, 500 mA, 12 W
- Huiles parfumées voir p. 46/47



Huiles parfumées / essences aromatiques

(100 % huile essentielle/composition/huile parfumée)





Huiles parfumées Relax (10 ml)N° d'art. 262010 EAN 40 43641 26005 7



Huiles parfumées Be Happy (10 ml) N° d'art. 262011 EAN 40 43641 26006 4



Essence aromatique Lavende (10 ml) N° d'art. 262012 EAN 40 43641 26007 1



Essence aromatique Citronnelle (10 ml) N° d'art. 40 43641 26008 8 EAN



Essence aromatique Orange N° d'art. (10 ml) 262015 EAN 40 43641 26010 1



Essence aromatique Cannelle (10 ml) N° d'art. 262017 40 43641 26012 5



Essence aromatique Eukalyptus (10 ml) 262018 N° d'art. 40 43641 26013 2



Les huiles parfumées Promed sont fabriquées à partir des produits naturels de qualité, transformés en huile essentielle 100 % et diffusent un agréable parfum sensuel. Laissez-vous séduire.



Bien-être

Huiles parfumées / essences aromatiques

(100 % huile essentielle/composition/huile parfumée)





Essence aromatique orange-cannelle (10 ml) N° d'art. 262019 EAN 4043641 26015 6



Essence aromatique citron (10 ml)N° d'art. 262020 FAN 4043641 26016 3



Huile parfumée pêche (10 ml)N° d'art. 262021 EAN 4043641 26017 0



Huile parfumée pomme-cannelle (10 ml) N° d'art. 262022 4043641 26018 7 EAN



Huile parfumée merisier (10 ml)N° d'art. 262023 EAN 4043641 26019 4



Huile parfumée vanille (10 ml)N° d'art. 262024 EAN 4043641 26020 0



Huile parfumée rose (10 ml)N° d'art. 262025 EAN 4043641 26021 7



Huile parfumée pamplemousse (10 ml) N° d'art. 262027 EAN 4043641 26023 1



Huile parfumée citron vert (10 ml)N° d'art. 262028 EAN 4043641 26024 8

- 100 % huile essentielle / composition ou huile parfumée
- Contenu du flacon : 10 ml
- Made in Germany
- 3 langues (De, En, Fr)
- 26x26x72 mm (lxlxh)

Peut également être utilisé en association avec différentes lampes aromatiques, par exemple : AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL



L'INTÉGRALITÉ DE CE CONCEPT DE CHAUSSURE DE QUALITÉ

Les chaussures spéciales pour traitement à court terme et long terme constituent un élément essentiel de l'offre de Promed.

Grâce à un développement continu en collaboration avec des orthopédistes, des spécialistes, des centres de rééducation, des infirmiers et des diabétologues, Promed a pu mettre sur pied l'une des collections les plus complètes pour les domaines de la thérapie, de la rééducation et des soins postopératoires.

Des études médicales viennent confirmer la qualité élevée de chacun des modèles proposés.

L'intégralité de ce concept de chaussure de qualité se distingue, d'une part, par une fonctionnalité améliorée, des matériaux haut de gamme et une finition de première classe, et d'autre part, par des idées innovantes et une technologie d'avenir.

Concept de semelle Softstep pour chaussures thérapeutiques

En général, la semelle extérieure d'une chaussure thérapeutique se veut moins spectaculaire. En effet, la plupart du temps, cet objectif n'est pas du tout recherché car la stimulation du processus de guérison est au premier plan. C'est précisément pour cette raison que Promed a, en collaboration avec des spécialistes, imaginé une série de solutions intelligentes permettant de soulager les personnes qui en ont besoin, et de stimuler les processus de guérison.





soulagement en cas de neuropathies et marche en traînant les pieds



LE TOUT NOUVEAU CONCEPT DE SEMELLE SOFTSTEP DE PROMED RÉUNIT SÉCURITÉ ET CONFORT À UN DEGRÉ PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ.



Température idéale pour les pieds

AIRMESH - LE DESSUS


(Dessus Meshline)



AirMesh avec doublure EasyDry

La tige composée de 3 couches (EasyDry, CosyFit, mesh) garantit des pieds bien au frais, notamment en été. La fibre EasyDry, fruit de la recherche médicale, élimine

faitement aux personnes allergiques. Modèles: Theralight 1, Theralight 2-S





Fruit de la recherche médicale, cette technologie ne contient aucun composant toxique. Elle convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.





AirMesh + laine vierge Larina

La tige composée de 3 couches (laine vierge, CosyFit, mesh) garantit des pieds bien au chaud, qui ne surchauffent pas, notamment en hiver.

Modèles: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo

COSYFIT - LA TIGE

(Semelle intérieure Masterline)



Modèles :

- tous Masterline, excepté München - tous Classicline, excepté München

- Classic 1 et 2.



Fabriquée en matière COSYFIT respirante. Cette matière garantit une sensation de confort ultra-agréable et soulage grandement la pression exercée sur les zones sensibles.

Cette matière multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation et garantit donc une température idéale au niveau des pieds.



SYMBOLES



ldéale pour un traitement orthopédique



Semelle SuperComfortt élargie sur le devant, anti-trébuchement, antidérapant



Semelle intérieure en mousse souple



Lavable



Lavable à 30 degrés



Microvelours



Velours de polyéthylène



Doublure CosyFit



Doublure en éponge



Le cor est un cal, la plupart du temps, douloureux, qui est causé par une pression chronique exercée sur une surface cutanée mince, et qui présente des spores centraux, développés en profondeur (en forme d'ongle).



Les douleurs ressenties à l'avant du pied peuvent avoir des causes multiples. Le plus souvent, ces douleurs sont causées par des inflammations dues souvent à de mauvaises chaussures et/ou à une surcharge. Des douleurs surviennent également souvent en raison de déformations du pied dues à des accidents.



Dans les différentes formes d'inflammation, les articulations, les tendons, les faisceaux musculaires ou la périoste sont souvent eux-mêmes concernés. Dans une fasciite plantaire, c'est l'aponévrose de la plante du pied qui est concernée.



L'expression « orteils en marteau » désigne une déformation des orteils consistant en une contration en flexion des articulations des orteils.



Les callosités surviennent en raison d'une pression ou d'un frottement. Si une petite inflammation survient pour protéger les couches cellulaires se trouvant en-dessous, la peau est localement incitée à épaissir l'épiderme externe.



Le syndrome du pied diabétique, également communément appelé « pied diabétique », est un syndrome en lien avec le diabète sucré, lequel survient le plus souvent chez les patients atteints de diabète de type 2.



L'expression « pied arthritique » désigne une réaction inflammatoire causée par des inflammations au niveau des articulations du pied ou des orteils.



L'expression « pied plat étalé » désigne un écartement des faisceaux osseux du métatarse.



Les déformations des orteils sont des déformations maladives qui sont développées soit à la naissance, soit au cours de la vie. Une pression mécanique accrue peut entraîner un épaississement douloureux de la peau et des inflammations.



Dans le domaine médical, le terme « hallux valgus » désigne une déformation en forme de X du gros orteil au niveau de l'articulation principale. Cette maladie se manifeste presque toujours en association avec un pied plat étalé.



La **tige** multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation, et garantit une « **température idéale au niveau des pieds** ».



Convient parfaitement en cas de sensibilité à la pression sur les pieds, notamment pour la prophylaxie chez les **diabétiques** et tous ceux qui souhaitent favoriser les processus de guérison au niveau de leurs pieds.



Convient parfaitement en cas de rhumatismes, tels que p. ex. déformations rhumatoïdes du pied, d'orteils en griffe et en marteau, d'hallux rigidus.



Le concept de semelle **Softstep** avec ses cavités cylindriques et sa surface neuropathique (zone des orteils) réunit sécurité et confort à un degré encore jamais atteint.



La tige **AirMesh** se veut particulièrement respirante et tient bien les pieds au frais grâce à sa structure en filet et à sa doublure en mousse CosyFit pourvue d'alvéoles. Convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.



Avec le principe **« Washable Insole »**, la semelle peut être changée à tout moment et être lavée à 30 degrés. Ainsi, vous pouvez prévenir la formation d'odeurs désagréables.



La **laine vierge** naturelle de mouton garantit des pieds bien au chaud ainsi qu'un confort et une douceur inégalée dans toute la chaussure.



Dessus en **stretch** (perforé) pour une excellente respiration. S'adapte à presque toutes les formes de pied.



Les chaussures sont fabriquées dans l'UE et soumises à des contrôles de qualité.



Ce symbole est synonyme de haute qualité. Les premières de propreté constituent la base d'une chaussure. Elles présentent une structure résistante et à la forme stable, même sans semelle extérieure qui peut être pourvue d'autres caractéristiques.



La matière robuste, dont l'aspect rappelle celui du daim, se veut respirante et garantit un climat sain dans la chaussure. Elle résiste au frottement, est indéchirable et facile à entretenir.

Consignes générales d'entretien pour l'assortiment de chaussures Promed :











Lavable en machine à 30 °C

Ne pas sécher au sèche-linae

Ne pas Ne pas nettoyer à sec Ne pas blanchir

Les chaussures peuvent être désinfectées à l'aide de produits désinfectants traditionnels.



promed Tableau explicatif des différents modèles

Désignation de la chaussure	GentleWalk- Hi	GentleWalk- Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Photo du produit			5				5
N° d'art.	510341	510331	510230	521241 (b.) 521242 (s.)	520210	520220	520230
N° des moyens auxiliaires (paire)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Page dans le catalogue 2023 de Promed	61	61	62	62	58	58	57
Champs d'application principales							
Pour des problèmes généraux au niveau des orteils et de l'avant du pied				✓	✓	✓	✓ ✓
Idéal pour la prévention du diabète	√ √	√ √		√ √	√ √	√ √	√ √
Idéal pour les personnes souffrant de rhumatismes	√ √	√ ✓	√ √	√ √	√ √	√ √	✓ ✓
Idéal pour les neuropathies	√	√	✓	✓	√	✓	√
Idéal pour les personnes en fauteuil roulant	√ √	√ √	✓	√ √	√ √	√ √	
Pour presque toutes les formes de pied, p. ex. hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés			√ √		✓	✓	√
Pour inflammations, enflures ou pieds bandés			✓		✓	√	√√
Pour déformations du pied			√ √	√ √	√ √	√ √	√√
Pour usage après opérations					✓		
Pour pieds rhumatoïdes	√ √	√ √		✓	√	√	√
Pour pieds soumis à de charges lourdes (p. ex. surpoids)							
Plaies au niveau des pieds p. ex. lésions traumatiques					✓	✓	✓
Pour sensibilité à la pression, inflammations, enflures et pieds lymphatiques	√ √	√√			✓		✓
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications p. ex. lésions traumatiques							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications p. ex. lésions traumatiques							



Chaussures thérapeutiques

√ = adaptées ;	V V	= particulièrement	adaptées

Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
63	63	64	64	59	60	59	60	61
√ √	√ √	//	√ √	√ √	✓	✓	✓	✓
					√ √			√ √
√ √	√ √	√√	√ √	√ √	√ √	√√	√ √	√ √
√	✓	√	√	✓	√ √	✓	✓	√ √
				✓	√ √	✓	✓	√ √
✓	√ √	✓	✓	√ √		√ √		
√ √	√√			√√		√√	√ √	
√ √	✓	✓		√ √		√ √	√ √	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					√ √			√ √
√			✓	✓		✓	✓	
✓	√	✓		√ √	√	√ √	√	√√
√ √	√√	√√		✓	√	√ √	√ √	✓
✓ ✓	√ √		✓	√ √		√ √	√ √	
				√√	√√	√ √	✓ ✓	√√
	√ √	√√		✓		√	√	
		√ √		√ √			✓	



TABLEAU DES TAILLES PROMED

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASTERLINE DE PROMED

	Modèles		SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D		Theramed D 1		Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL				
	Design		close	toe/clos	se heel	open	toe/clos	e heel	open	toe / clo	se heel		Nünchen osed sho	
Pointures anglaises *)	Pointures allemandes / françaises	Longueur de pied en mm	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle ext. en mm	Semelle int. en mm	Plante ant. du pied en mm Largeur spéciale « J »
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
41/2	37 1/3	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39 1/3	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	24,7	273	258	247
7½	41 1/3	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43 1/3	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
101/2	45 1/3	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47 1/3	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASHLINE DE PROMED

	Modèles Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau Design Close toe, close heel		Gentlewalk Lo SaniSoft München 3 close toe, close heel			Theralight I			Flex 2					
Pointures	Pointures allemandes /	Longueur de	Semelle ext.	Semelle int.	Plante ant.	Semelle ext.	Semelle int.	Plante ant.	Semelle ext.	Semelle int.	Plante ant.	Semelle ext.	Semelle int.	Plante ant. du pied en mm
anglaises *)	françaises	en mm	en mm	en mm	Largeur de confort « G »	en mm	en mm	Largeur de confort « G »	en mm	en mm	Largeur de confort « G »	en mm	en mm	Largeur spéciale « J »
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37 ¹ / ₃	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	391/3	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	411/3	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	431/3	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
91/2	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45½	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47 1/3	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

^{*) 1} point anglais = 1/3 pouces, soit 0,8466667 cm



Pedibelle Anna La bottine chic pour femme





Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles. Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.

- Bottines arrivant à hauteur de cheville pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortables, ultra-douces, agréables à porter
- Système Easy Fit à 2 scratchs pour une adaptation parfaite au pied
- Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec amortissement continu pour une marche et une station debout en toute sécurité
- Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré
- Talon féminin pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques des orteils jusqu'au talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 36 42, largeur de confort G











N° d'art. 540112 (noir) N° d'art. 540111 (marron) Pedibelle Eleine

La chaussure basse coquette pour femme





Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles. Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.

- Chaussure basse confort pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortables, ultra-douces, agréables à porter
- Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler avec son système Easy Fit à un scratch
- Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec amortissement continu pour une marche et une station debout en toute sécurité
- Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré
- Talon féminin pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques des orteils jusqu'au talon pour un amortissement optimal
- Pointures: 36 42, largeur de confort G



N° d'art. 540142 Pedibelle Alexander La bottine pour homme





Pour tous ceux qui cherchent un maintien tout en douceur avec un grand confort pour des pieds sensibles Bienfaisant en cas de pieds abîmés et contusions.

- Bottines arrivant à hauteur de cheville pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortables et agréables à porter
- Système Easy Fit à 2 scratchs pour une adaptation parfaite à presque toutes les formes de pied
- Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » avec talon pour une marche en toute sécurité
- Bonne position du talon grâce au contrefort intégré
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position de bout en toute sécurité
- Petit talon pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques sur le talon pour un amortissement optimal
- Pointures: 40 46, largeur de confort G











N° d'art. 540122 Pedibelle Jonas La chaussure basse confortable pour homme





Pour tous ceux qui cherchent à soulager leurs pieds sensibles. Bienfaisante en cas de contusions, gonflements et affections veineuses.

- Chaussure basse pour homme pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortables et agréables à porter
- Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler avec son système Easy Fit à un scratch
- Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » avec talon pour une marche en toute sécurité
- Bonne position du talon grâce au contrefort intégré
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position de bout en toute sécurité
- Petit talon pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques sur le talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 40 46, largeur de confort G





 N° d'art. 520230 (par paire) | N° HiMi : 31.03.03.4150

Flex 2





- Sandale confortable pour l'intérieur et l'extérieur
- Bride arrière variable pour 3 variantes
- Ajustement possible grâce à la bride arrière variable et la sangle réglable sur le cou-de-pied
- Fonctionnement de la bride arrière : pivotante ou amovible grâce aux deux boutons, largeur du talon réglable grâce à la fermeture à scratch
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position debout en toute sécurité
- Sangle sur cou-de-pied avec fermeture à scratch pour une adaptation parfaite et un réglage continu en fonction de la hauteur du cou-de-pied
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Convient à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.) grâce au tissu stretch sur l'avant du pied
- Idéale pour les pieds rhumatisants et pour la prophylaxie chez les diabétiques
- Lavable à 30°
- Pointures: 36-47, largeur de confort J
- Couleur: noir



Wallgau











promeò



intérieure double de grande qualité pour une décharge de la pression

avec semelle

- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Dessus au design attrayant et en élasthanne (stretch) sur l'avant du pied, garantissant une bonne respiration; aspect cuir à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Le tissu stretch sur l'avant du pied permet un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)
- Idéale pour les pieds rhumatisants et pour la prophylaxie chez les diabétiques
- Lavable à 30°
- Pointures: 36-47, largeur de confort G,
- Couleur : noir



















 N° d'art. 520220 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4149

Grainau

Chaussure confort thérapeutique









- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Dessus au design attrayant et en élasthanne (stretch) sur l'avant du pied, garantissant une bonne respiration; aspect cuir à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Le tissu stretch sur l'avant du pied permet un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)
- Idéale pour les pieds rhumatisants et pour la prophylaxie chez les diabétiques
- Lavable à 30°
- Pointures : 36 47, largeur de confort G,
- Couleur : noir



Chaussure spéciale extra-large, au-dessus de la cheville



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Adaptation souple et flexible
- Idéale pour les pieds enflés, les orteils en marteau, l'utilisation post-opératoire et post-plâtre et les pieds bandés
- Pointures : 36 47 ; largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

























Sanicabrio LXL Chaussure spéciale extra-large basse



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied
- Scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Tige basse au niveau de la cheville
- Idéale en cas de problèmes au pied, tels que p. ex. des pieds bandés, des pieds soumis à des charges lourdes et sensibles à la pression, des hallux et des orteils en marteau
- Pointures : 36 47 ; largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine













- Peut également servir de chaussure de premiers secours
- ldéale en cas d'extrême sensibilité à la pression et gonflements importants
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable de semelle en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures: 36-47; largeur de confort G
- Couleur: bleu marine



browed

















Sanisoft D


Chaussure spéciale basse



- Avec grand volume et différentes possibilités de réglage personnalisées dans la zone avant du pied et du cou-de-pied
- Une chaussure aérée pour les pieds diabétiques et autres pieds à problèmes
- Chaussage et déchaussage faciles ainsi que réglage optimal de la largeur
- Convient parfaitement aux personnes en fauteuil roulant
- Pointures: 36-47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine











Chaussure thérapeutique et rééducative façon chaussure basse







- Coupe basse de la tige, en-dessous de la cheville
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable de semelle en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures : 36 47, largeur de confort G
- Couleur : bleu marine



Semelle légère et amortissante, antidérapante et légèrement élargie au niveau de l'avant du pied















 $\begin{tabular}{ll} N^{\circ} \ d' art. \ 510341 \ (par \ paires) & | N^{\circ} \ HiMi: $31.03.03.4.058 \ (Hi) \\ N^{\circ} \ d' art. \ 510331 \ (par \ paire) & | N^{\circ} \ HiMi: $31.03.03.4.059 \ (Lo) \\ \hline \end{tabular}$

GentleWalk-Hi/GentleWalk-Lo

Botte fourrée avec tige en AirMesh et doublure en laine vierge





- Dessus respirant en AirMesh avec doublure en laine Larina pour une température idéale au niveau du pied
- 2 fermetures à scratch à ouverture large au niveau de l'avant du pied pour une insertion facile et un bon maintien du pied
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur
- Convient aux personnes diabétiques et allergiques
- Lavable en machine à 30 °
- Pointures : 36 47, largeur de confort G
- Couleur : noir



München 2 IXI

Chaussure basse en microvelours stretch pour la thérapie et la rééducation





- La matière stretch 4 directions dans la zone avant du pied permet une adaptation souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)
- La matière extensible accompagne chaque mouvement
- Aucun point de pression ou frottement douloureux
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied
- Pointures : 36 47, largeur spéciale J

Couleur : noir





Le volume amplifié au niveau de l'avant du pied et la matière stretch 4 directions dans la zone avant du pied permettent une adaptation souple et flexible à presque toutes les formes de pied.





















Marron – N° d'art. 521241 (par paires) | № HiMi : 31.03.03.4151 Noir – N° d'art. 521242 (par paire) | № HiMi : 31.03.03.4151

München 3

Chaussure thérapeutique basse, confortable Mélange de stretch et de microvelours







browed

Fermeture à scratch sur cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage faciles

- Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un enfilage et un retrait faciles
- Dessus au design attrayant et en tissu mélangé de stretch et microvelours perforé pour une excellente respiration
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression

- Le tissu stretch sur l'avant du pied permet un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)
- Idéale pour les pieds rhumatisants et pour la prophylaxie chez les diabétiques
- Lavable à 30°

Pointures: 36 - 47, largeur de confort G

Couleurs: marron, noir



Theramed D1

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon fermé





- Zone des orteils ouverte, bride arrière et zone du talon fermée
- Vivement recommandée en cas de problèmes au niveau des orteils et de l'avant du pied, en cas d'inflammations, de gonflements et d'hallux
- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à son dessus respirant et facile d'entretien
- Pointures: 36-47, largeur spéciale J
- Couleur: bleu marine







promed













à scratch











Theramed D3

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon ouvert



- Avec trois fermetures à scratch pour une adaptation personnalisée au niveau de l'avant du pied, du cou-de-pied et du talon Talon ouvert
- Recommandée en cas de sensibilité à la pression au niveau du talon, mais également en cas d'inflammations et de gonflements au niveau du talon et des orteils
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied





- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à son dessus respirant
- Pointures: 36-47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



promed

Chaussure spéciale légère, multifonctionnelle et à ouverture large façon pantoufle





- Recommandée en cas de sensibilité à la pression, de gonflements ou d'inflammations au niveau de l'avant du pied et / ou du talon
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied, particulièrement agréable à porter durant la saison chaude grâce à son dessus Cosy-Fit respirant (à trois couches)
- Bride arrière incluse
- Pointures: 36-47, largeur spéciale J
- Couleur: bleu marine



Bride arrière amovible incluse

Dessus Cosy-Fitrespirant (à trois couches)























TheraLight 1

Chaussure confort réeducative avec zone d'orteils ouverte et contrefort fermé



- Dessus respirant en AirMesh avec doublure EasyDry pour une température idéale au niveau du pied
- Fermeture à scratch à ouverture large pour une insertion du pied facile
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur
- Convient aux personnes diabétiques et allergiques
- Lavable en machine à 30 °
- Pointures: 36-47, largeur de confort G; couleur: noir





Dessus AirMesh respirant avec doublure EasyDry





N° d'art. voir ci-dessous (par paire)

Semelle de rechange en mousse souple (semelle double)



N° d'art. voir ci-dessous (par paire) Semelle de rechange en mousse souple





Semelle de rechange en mousse souple (semelle double) pour modèles Wallgau et Grainau

Pointures: 36 - 47, largeur J N° d'art. 550236

Semelle en mousse souple 1 : tissu de coton EVA (3,6 mm), noir

Semelle en mousse souple 2 : polyester EVA (4 mm), noir

Pointures: 36-47, largeur J (toujours par paire)

Couleur: noir

N° d'art. 550230 (modèles : Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)

N° d'art. 550231 (modèles : Theramed D1, Theralight 1)

N° d'art. 550232 (modèles : Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)

Semelle confort haut de gamme et souple

Revêtement éponge

Semelle EVA 4 mm

N° d'art. 550235 (par paire) Semelle de rechange en mousse souple





N° d'art. 550240 (par paire) Semelle de rechange en fourrure





lavable à la main

- Semelle confort haut de gamme et souple
- Revêtement éponge
- Semelle EVA 4 mm
- Compatible avec chaque modèle de la série Promed
- Pointures: 36-47, largeur de confort G
- Couleur: blanc

- Semelles faciles d'entretien pour pieds sensibles
- Semelle EVA confort haut de gamme et souple, avec avec revêtement 100 % laine vierge et épaisseur de 4 mm
- Compatible avec les modèles : Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Pointures: 36 47, largeur de confort G
- Couleur : blanc





N° d'art. 552055

Hallux valgus

Pour prévenir une déformation plus importante du gros orteil






- Prophylaxie en cas d'hallux valgus
- Douleur lancinante dans la phase de déroulement du pied
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

Convient parfaitement aux:

- personnes présentant un pied plat étalé et / ou une déformation du gros orteil
- personnes souffrant de problèmes d'hallux valgus



Caractéristiques:

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, douce pour la peau
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable


Pointures (1 paire) : 35 - 49



Épine calcanéenne

Encadrement du talon avec coussinet en forme de U





Excellente en présence des symptômes suivants :

- Douleur lancinante lors de la pose du pied sur le sol
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

Convient parfaitement aux:

- Personnes souffrant d'une épine calcanéenne
- Personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- Personnes allergiques et diabétiques

Caractéristiques:

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, douce pour la peau
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

 N° d'art. 552040 Semelle protégeant les articulations 1 (jusqu'à 80 kg) N° d'art. 552045 Semelle protégeant les articulations 2 (à partir de 80 kg)

Protection des articulations (</> 80 kg) Pour soulager la pression liée au poids de manière ciblée



Excellente en présence des symptômes suivants :

- Pour soulager la colonne vertébrale et les articulations
- Douleurs aux osselets du métatarse (métatarsalgie)
- Inflammations à la plante du pied / au talon, problèmes articulaires (chevilles, genoux, hanches)

Convient parfaitement aux:

- Personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- Pieds douloureux, inflammés, surchargés, fatigués et sensibles à la pression



Caractéristiques:

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, douce pour la peau
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire):

XS/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49











N° d'art. 198001

Kit de modelage Céramique

Kit de modelage professionnel en céramique pour retirer, façonner et modeler le gel UV et l'acrylique, tout comme embellir et polir Travail rapide et efficace, matériau résistant, peu d'échauffement

Contenu N° d'art. 198604 N° d'art. 198603 N° d'art. 198606 N° d'art. 198607 N° d'art. 198133

Embout céramique, cylindrique, gros, vert Embout céramique, grand cône, fin, rouge Fraise céramique, cône long, moyen, bleu Fraise céramique, pointe, fin, rouge Polissoir silicone, pointu, fin Boîte d'embouts incluse, grand format

N° d'art. 198002

Kit de modelage Blue Mix

Kit de modelage professionnel avec meules céramique et Blue Mix Pour matifier, raccourcir, retirer, façonner et polir le gel et l'acrylique ; matériaux résistants, peu d'échauffement

Contenu N° d'art. 198480 N° d'art. 198481 N° d'art. 198606 N° d'art. 198607 N° d'art. 198133

Embout carbure, cylindrique, série Blue Mix Embout carbure, grand cône, série Blue Mix Fraise céramique, cône long, moyen, bleu Fraise céramique, pointe, fin, rouge Polissoir silicone, pointu, fin Boîte d'embouts incluse, grand format

N° d'art. 198003

Kit de modelage Arc-en-ciel

Kit professionnel d'embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène. Pour retirer, modeler, limer et parfaire les ongles artificiels, sans oublier polir ; prévient l'échauffement

Contenu N° d'art. 198491 N° d'art. 198490 N° d'art. 198492 N° d'art. 198493 N° d'art. 198133

Embout carbure, grand cône rond, série Arcenciel
Embout carbure, cylindrique, série Arcenciel
Embout carbure, cône étroit, série Arcenciel
Embout carbure, cône rond étroit, fin, série Arcenciel
Polissoir silicone, pointu, fin
Boîte d'embouts incluse, grand format





Lot d'embouts en carbure pour modelage pro

Lot d'embouts pour modelage d'ongles haut de gamme professionnel : le « must-have » pour chaque créatrice ongulaire. Pour polir, façonner, embellir et des travaux rapides, le tout sans plus aucun problème.

Contenu	N° d'art. 198451	Embout carbure, cylindrique, grain combiné
(fin/gros)		
	N° d'art. 198425	Embout carbure, cône étroit, série violette
	N° d'art. 198442	Embout carbure, grand cône pointu, série rouge
	N° d'art. 198557	Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale
	N° d'art. 198556	Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée)

N° d'art. 198006

Lot de modelage Master

L'équipement complet et professionnel pour tout type de modelage d'ongles artificiels

Contenu	N° d'art. 198410	Fraise carbure, série bleue
	N° d'art. 198421	Fraise carbure, jaune
	N° d'art. 198450	Fraise carbure, série bleue
	N° d'art. 198540	Fraise diamant
	N° d'art. 198031	Embout saphir, rond
	N° d'art. 198551/L	Fraise carbure-titane, longue
	N° d'art. 198030	Fraise saphir pointue
	NP d'art 061010	Boîta rigida dasign transparanta

N° d'art. 198005

Lot de modelage Basic

L'équipement de base parfait pour un modelage d'ongles artificiels complet.

Contenu	N° d'art. 198421	Fraise carbure, jaune
	N° d'art. 198450	Fraise carbure, série bleue
		i idise carbure, serie bieue
	N° d'art. 198540	Fraise diamant
	N° d'art. 198551	Fraise carbure-titane
	N° d'art. 961910	Boîte rigide design, transparente

N° d'art. 198014

Personal Care Set

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, enlever les cuticules, affiner les ongles très épaissis et éliminer les inégalités de la tablette unguéale.

Contenu	N° d'art. 190011	Disque de polissage, saphir
	N° d'art. 190067	Meule pour callosités, saphi
	N° d'art. 198540	Cône diamant, petit
	N° d'art. 198535	Meule de pierre, Standard
	N° d'art. 198541	Embout diamant, cylindrique
	N° d'art. 198031	Embout saphir, rond
	N° d'art. 198030	Embout saphir, pointu
	N° d'art. 190041	Cône de polissage, feutre



















N° d'art. 198016

Lot Comfort



Pour toutes les zones à problèmes au niveau de la peau, des callosités et des ongles. Pour retirer les callosités, les durillons et les cuticules superflus, pour raccourcir les ongles, matifier, lisser, nettoyer et polir.

Contenu	N° d'art. 198535	Meule de pierre, standard
	N° d'art. 198530	Meule de pierre, cylindrique
	N° d'art. 198564	Mandrin de polissage, plastique
	N° d'art. 198031	Embout saphir, rond
	N° d'art. 198543	Fraise diamant, petite et pointue
	N° d'art. 198034	Embout saphir, long
	N° d'art. 198540	Fraise diamant
	N° d'art. 198541	Embout diamant, cylindrique
	N° d'art. 190086	Brosse en poils de chèvre
	N° d'art. 190041	Cône de polissage, feutre
	N° d'art. 190021	Meule conique, saphir
	N° d'art. 190011	Disque de polissage, saphir
	N° d'art. 198562	Bande de polissage, moyenne (4 pces)
	N° d'art. 961910	Boîte rigide design, transparente



N° d'art. 198009

Lot Natural

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épaissis et supprimer les aspérités de la tablette unguéale, jusqu'à une finition parfaite avec un poli éclatant.

Contenu	N° d'art. 190011	Disque de polissage, saphir
	N° d'art. 198020	Embout diamant, conique
	N° d'art. 198540	Cône diamant, petit
	N° d'art. 198535	Meule de pierre, standard
	N° d'art. 198130	Polissoir silicone, fin, jaune
	N° d'art. 198131	Polissoir silicone, moyen, noir
	N° d'art. 198132	Polissoir silicone, gros, vert
	N° d'art. 190041	Cône de polissage, feutre
	N° d'art. 198571	Polissoir doux, textile



N° d'art. 198010

Kit spécial callosités



Contenu	N° d'art. 190021	Meule conique, saphir
	N° d'art. 190067	Meule pour callosités, saphir
	N° d'art. 198540	Cône diamant, petit








1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau







Embouts Céramique

Plus légers que les embouts carbure, résistants, efficaces

Parfaits pour retirer le gel et l'acrylique, limer, graver, lisser, polir et remodeler, ainsi que pour retirer les petites peaux mortes Traitement excellent des ongles, surfaces lisses, sensation agréable sur l'ongle, manipulation facile et rapide, bonnes propriétés de fonctionnement grâce à une vibration réduite, haute résistance à la corrosion, peu d'échauffement



N° d'art. 198600

Fraise céramique, grand cône, fin, rouge *



Parfaite pour un traitement de finition des callosités et ongles très épaissis ainsi que des ongles artificiels, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198601

Fraise céramique, grand cône, moyen, bleu *

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles très durs et épaissis, ainsi que des ongles artificiels Idéale pour retirer efficacement gel UV et acrylique Parfaite également pour un traitement de finition Légère comparée aux embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198602



Fraise céramique, grand cône, gros, vert *

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles très durs et épaissis, ainsi que des ongles artificiels Idéale pour retirer efficacement gel UV et acrylique Légère comparée aux embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198604



Embout céramique, cylindrique, gros, vert * Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Très bonne qualité de coupe, sensation agréable sur l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



N° d'art. 198603



Embout céramique, grand cône, fin, rouge *

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Très bonne qualité de coupe. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198605



Fraise céramique, cône long, fin, rouge *

Pour un traitement de finition, un polissage doux et un remodelage des ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



N° d'art. 198606



Pour un retrait et un traitement de surface simplifié, mais également pour un raccourcissement des ongles irréguliers. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



N° d'art. 198607



Fraise céramique, pointe, fin, rouge * Embout effilé pour travailler le pli/bord de l'ongle, simplement raccourcir ou travailler sous les ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min



N° d'art. 198608



Fraise céramique, pointe, moyen, bleu *

Embout effilé pour travailler des petites zones étroites, faciles à atteindre sans égratigner les ongles. Pour une finition du modelage, pour retirer les résidus sous l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min



Série Blue Mix: embouts carbure avec revêtement en nitrure d'aluminium. Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauffement



N° d'art. 198480

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), cylindrique *

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Le revêtement en nitrure d'aluminium prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198481



Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), grand cône *

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Le revêtement en nitrure d'aluminium prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Embouts Arc-en-ciel

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauttement

Série Arc-en-ciel : embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène. Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.



N° d'art. 198491



Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), grand cône rond *

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198490



Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cylindrique *

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198492



Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cône étroit, fin *

Met l'acrylique et le gel (construction) en forme. Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198493



Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cône rond étroit, fin *

Met l'acrylique et le gel (construction) en forme et lime très bien ces derniers. Sa forme épouse parfaitement la forme de l'ongle et permet un rendement élevé. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

^{*}Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)







Remarque: tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.



Embouts titane / carbure

pour des conditions extrêmes, longue durée de vie

Ces embouts haut de gamme, fabriqués en alliage de titane et carbure chauffent moins rapidement. Leur utilisation sera donc plus agréable pour vos clients.



Embout titane, cylindrique, queue courte (tête dorée) *

2

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique, ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198551/L

N° d'art. 198551

2

Embout titane, cylindrique, queue longue (tête dorée) *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique,

ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198556

Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée) *

Pour limer la transition vers l'ongle naturel, masquer les bouts, raccourcir les ongles artificiels, affiner les ongles sur les bords et retirer le gel ainsi que l'acrylique.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198557

6

Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale *

Embout spécial pour les deux sens de rotation ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique), revêtement spécial empêchant tout échauffement ; pour une surface d'ongle très affinée, ultra-résistant, Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

Embouts carbure (embouts carbure)

Matériau ultra-résistant

Les embouts carbure permettent un travail extrêmement rapide et efficace sur l'ongle artificiel. Ces embouts ne doivent pas être utilisés sur l'ongle naturel. Champs d'application typiques : limage de la transition, affinage des surfaces, limage de la face inférieure de l'ongle, raccourcissement, fixation de pierres décoratives.

Embouts carbure, série violette, denture spirale - fin



N° d′art. 198455



Embout carbure, gouttes *

Pour le lissage des ongles et de la peau et une utilisation dans le domaine du Nail Art. Plage de vitesses de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



N° d'art. 198435



Embout carbure, cône long *

L'embout carbure peut être utilisé à plusieurs fins : nettoyer la face inférieure de l'ongle sur les bords, retirer les résidus de gel ou d'acrylique et exécuter des travaux de finition.

Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



N° d'art. 198425



Embout carbure, cône étroit *

Est particulièrement efficace en cas p. ex. de lifting. Permet l'exécution de travaux de finition ainsi que le retrait rapide de résidus de gel ou d'acrylique, également à proximité du pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tours/min




N° d'art. 198445

2

Embout carbure, grand cône *

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases) et sans échauffement. Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min





Embouts carbure, série bleue, denture hélicoidale - gros

N° d'art. 198410

Embout carbure, rond *

Embout carbure, cône *

ldéal pour la fixation de pierres dans l'ongle artificiel. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tours/min



N° d'art. 198420

Met l'acrylique et le gel (construction) en forme et lime très bien ces derniers. Sa forme épouse parfaitement la forme de l'ongle et permet un rendement élevé. Aucun échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198430

Embout carbure, cône étroit *

Met l'acrylique et le gel (construction) en forme. Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198450



Embout carbure, cylindrique arrondi *

Retrait très rapide et grossier du modelage (acrylique et gel). Très peu d'échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Idéal pour les gels à 3 phases

Embouts carbure, série rouge, denture hélicoïdale - moyen



N° d'art. 198422



Embout carbure, cône *

Retrait optimal de gels de tout type, parfait pour un rééquilibrage (refill). La forme conique convient parfaitement pour les travaux de finition d'un modelage, tels que p. ex. la mise en forme. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art, 198442



Embout carbure, grand cône pointu *

Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



N° d'art. 198443



Embout carbure, petit cône pointu *

Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tours/min



N° d′art. 198452



Embout carbure, cylindrique arrondi *

La forme cylindrique arrondie offre un retrait sûr et en surface du gel et de l'acrylique sur toute la tablette unguéale, le tout sans échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



Embouts carbure, série jaune, denture hélicoidale - extra-fin



N° d'art. 198434



Embout carbure, lona *

Embout carbure. Sa structure de surface fine (denture hélicoïdale) nettoie parfaitement la face inférieure des ongles. Pour retirer les résidus d'acrylique ou de gel, exécuter des travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



N° d'art. 198421



Embout carbure, cône *

Embout carbure. Pour un traitement ultérieur du modelage et pour retirer les résidus. Pour un nettoyage parfait de la face inférieure des ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



N° d'art. 198461



Embout carbure, flamme *

Grâce à sa forme, l'embout carbure flamme parvient même à atteindre les endroits difficiles. Pour retirer la colle ou tout matériau en-dessous des ongles à base d'acrylique et de gel. Peut également être utilisé pour nettoyer l'ongle naturel une fois que celui-ci a repoussé. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Embouts carbure, spéciaux













N° d'art. 198451 Embout carbure, cylindrique, grain combiné (fin/gros) *

Grain combiné (éléments fins + gros), matériau ultra-résistant, aplanissement rapide sans échauffement ; structure de surface ultra-lisse sur l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

N° d'art. 198453





Embout carbure, cône étroit, denture mixte (fine/grosse), série orange

pour le traitement ultérieur du modelage et le retrait des résidus, pour les travaux de finition ainsi que pour le retrait rapide du gel ou de l'acrylique sans échauffement, structure de surface très lisse de l'ongle, matériau ultra-résistant, également utilisable en podologie pour l'élimination des callosités. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min

N° d′art. 198423

Embout carbure, gaucher, cône, denture hélicoïdale, moyen *

Embout spécial pour sens de rotation à gauche ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique). Structure de surface fine sur l'ongle ; matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

N° d'art. 198470

Fraise spéciale, denture simple avec taille transversale, série verte, gros

Pour le traitement des callosités et des ongles hyperkératosiques, très épaissis.

Plage de vitesses de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min

N° d'art. 198471



Fraise spéciale avec taille transversale, série orange, fin *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses et pour une utilisation dans le domaine du Nail Art. Avec système de refroidissement externe pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min

Fraises en acier inoxydable

N° d'art. 197005



Fraise boule avec taille transversale (2,3 mm), denture moyenne *

Pour fraiser les cors et les callosités sur la peau. Denture ultra-coupante avec taille transversale. Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min

N° d'art. 197015



Fraise fissure (1,2 mm), denture moyenne *

Pour travailler au niveau du pli unguéal. Avec denture à taille transversale.

Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 50 000 tr/min

N° d'art. 197021

Fraise creuse (trépan, 2,3 mm) *

Pour fraiser les fissures des callosités et les cors. Lame avec denture.

Plage de vitesses de rotation : optimale à 4 000 tr/min, max. jusqu'à 6 000 tr/min

N° d'art. 197025



Trépan circulaire, meulé (2,7 mm) *

Pour une élimination en douceur des cors profonds. Avec lame meulée.

Plage de vitesses de rotation : optimale à 4 000 tr/min, max. jusqu'à 6 000 tr/min

N° d'art. 197030







Nettoyeur à ongles, court * Pour une élimination en douceur des excès de cuticules unguéales et des dépôts dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives.

Plage de vitesses de rotation : optimale à 5 000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min


N° d'art. 197031







Nettoyeur à ongles, long *





Embouts diamant

Les fines particules de diamant sur la meule permettent un traitement hygiénique et rapide de la peau et des ongles. Grande résistance en utilisation prolongée. Pour lisser, nettoyer, retirer les résidus de colle, également dans le pli unguéal. Pour un travail en toute sécurité sur les zones difficiles.



N° d'art. 198505





Rogneuse d'ongle (uniquement pointe recouverte de diamant) *

Idéale pour raccourcir les ongles. La peau adjacente reste intacte. Chanfrein de sécurité sur le bord de l'extrémité. Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



N° d'art. 198502

Meule pour callosités (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec système de refroidissement externe pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min



N° d'art. 198501



Meule conique pour callosités (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec système de refroidissement externe pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min



N° d'art. 198585



Embout diamant, cylindre rond, grand, gros, meule pour callosités (spécialement conçu pour des applications humides)

Pour la pédicure professionnelle. Aucun échauffement. Pour traiter les irrégularités de la peau et les callosités. Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198586



Embout diamant, cylindre rond, petit, gros, meule pour callosités (spécialement conçu pour des applications humides)

Pour la pédicure professionnelle. Aucun échauffement. Pour traiter les callosités ultra-épaisses. Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198020





Pour polir les surfaces inégales et striées de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198540



Embout diamant, petit cône *

Pour enlever les cuticules, matifier les transitions et l'ongle naturel, pour traiter les bords difficiles. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198541



Embout diamant, cylindrique *

Pour affiner les ongles très épaissis et traiter les bords des cors durs.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198542



Embout diamant, cône pointu arrondi *

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'ongle. Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 198543

Embout diamant, petit cône pointu *

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'ongle. Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min

*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)



Remarque: tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.



Embouts saphir

Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l'entretien et le traitement des ongles naturels, en cas d'épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.



N° d'art. 198030 Embout saphir, pointu



pour traiter les coins et plis difficiles, éliminer en douceur les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tours/min



N° d'art. 198031 Embout saphir, rond





Pour nettoyer le pli unguéal et retirer les cals. Pour limer les ongles incarnés. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tours/min



N° d'art. 198034









Pour traiter la face inférieure des ongles, p. ex. retirer les saletés ou les traces de mycoses.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tours/min



N° d'art. 190011



Disque de polissage, saphir

Pour raccourcir ainsi que façonner les ongles des mains et des pieds.

Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tours/min










N° d'art. 190031 gros

Meule conique, saphir petit *









pour retirer les cors. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min





N° d'art. 190021 gros (non-autoclavable)

Meule conique, saphir *

Pour poncer les durillons, les callosités et les ongles hyperkératosiques.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min



N° d'art. 190066 fin

N° d'art. 190064 moyen

N° d'art. 190063 gros

N° d'art. 190067 gros (non-autoclavable)

Meule de drainage des callosités, saphir *

Parfaite pour éliminer les callosités dures et épaisses par exemple au niveau des talons et des têtes de métatarses. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tours/min

Embouts pierre





N° d'art. 198530



Meule de pierre, cylindrique

Pour lisser les vilaines tablettes unguéales, en cas d'ongles épaissies, durcies.

Vitesse de rotation : jusqu'à 12 000 tours/min



N° d'art. 198535



Meule de pierre, standard Pour lisser et matifier la tablette unguéale. Pour préparer la pose d'ongles artificiels.


Vitesse de rotation : jusqu'à 12 000 tr/min



Accessoires

Embouts papier de verre

Les manchons en papier de verre sont disponibles avec différents grains. Les manchons sont enfilés sur un mandrin et font ainsi de la bonne vieille lime à main un objet rond et rapide.





Capuchon abrasif de (10 mm), moyen, 100 pièces

Pour enlever la corne dure et épaisse, les callosités de la plante du pied et du talon.

Embouts de polissage

Polir, retirer le brillant, donner de l'éclat, matifier, lisser les irrégularités sur l'ongle naturel et bien d'autres choses encore. Les différents embouts de polissage, du polissoir silicone au polissoir doux textile, en passant par l'embout feutre, offrent un large champ d'application en matière de manucure.















N° d'art. 190041

Cône de polissage, feutre

Pour des ongles et bords d'ongles lisses jusqu'à une finition brillante des soins. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tours/min

N° d'art. 198133

Polissoir silicone, pointu, fin

Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Vitesse de rotation : jusqu'à 8 000 tr/min

N° d'art. 198130

Polissoir silicone, fin, jaune

Pour polir, donner de l'éclat et matifier.

N° d'art. 198131

Polissoir silicone, moyen, noir

Pour polir, donner de l'éclat et matifier.

N° d'art. 198132

Polissoir silicone, gros, vert

Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Pour supprimer

les petites irrégularités sur les ongles naturels. Changement du tampon!

Remarque:

Trois grains différents pour un polissage fin des ongles naturels et artificiels.

Vitesse de rotation : jusqu'à 8 000 tours/min

(Attention: par ailleurs, les ongles prennent la couleur du polissoir silicone)

N° d'art. 198572

Polissoir doux, textile, polish inclus

Le polissoir textile avec polish inclus redonne de l'éclat aux ongles naturels, la pâte de polissage étant déjà intégrée dans cet embout de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min.

N° d'art. 198570

Polissoir chamois, cuir

Pour un polissage de finition des ongles naturels. En association avec une pâte de polissage également sur les ongles artificiels. Grâce à sa structure de surface, le cuir offre un superbe éclat à la tablette unguéale. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tours/min

N° d'art. 198571

Polissoir doux, textile

Pour polir et donner de l'éclat aux ongles artificiels et naturels en association avec une pâte de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tours/min

N° d'art. 190086

Brosse de polissage, poil de chèvre

Pour nettoyer les ongles et retirer les résidus de matériaux. Permet d'éliminer les petites poussières des ongles dans des zones difficiles d'accès, comme p. ex. autour des cuticules. En poil de chèvre doux. Vitesse de rotation : jusqu'à 8 000 tours/min

*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

Remarque: tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.





Accessoires professionnels utiles



N° d'art. 198915

Support pour meules, plastique

Support pouvant accueillir 13 meules (livraison sans embouts), blanc, 100×30 mm



N° d'art. 198900

Support pour embouts, acrylique

Support pouvant accueillir 10 meules (livraison sans embouts), transparent, 95×50 mm



N° d'art. 198910

Brosse de nettoyage pour embouts, laiton

Pour le nettoyage des meules.



N° d′art. 198920

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon

Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.



N° d'art. 198930

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon

Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.



N° d'art. 940602 (10 pièces)/940601 (1 pièce)

Serviette Promed

Blanc, petit, 30x50 cm, livraison : 10 pièces ou 1 pièce



N° d'art. 952010

Guide de manucure professionnelle

Ce petit livre bien illustré présente les principales techniques en matière d'utilisation des limes électriques, et traite de toutes les thématiques importantes. $68\ pages,\ 80\ illustrations,\ ISBN\ 3-9809164-0-5$

N° d'art. 190051 – blanc

Pince de serrage – blanc (pour Pedisenso Duo)

Pince de serrage fileté fixe



N° d'art. 190052 - jaune

Pince de serrage – jaune (pour Pedisenso Duo)

Avec accouplement à friction de sécurité pour diabétique



Accessoires UVL-36, UVL-36 S



N° d'art. 330900 pour UVL-36

Tube pour lampe UV 1 pièce (9 W, λ = 365 nm, culot = G23)



N° d'art. 330901 pour UVL-36

Tube pour lampe UV LOT DE 4/4 pièces (9 W, λ = 365 nm, culot = G23)



N° d'art. 330904 pour UVL-36 S (N° d'art. 330040/45)

Tube pour lampe UV 1 pièce (9 W, λ = 365 nm, culot = G23)



N° d'art. 330905 pour UVL-36 S (N° d'art. 330040/45)

Tube pour lampe UV LOT DE 4/4 pièces (9 W, λ = 365 nm, culot = G23)

Accessoires Nailfan



N° d'art. 230800

Unité filtrante - lavable



N° d'art. 230803

Repose-bras



N° d'art. 230804

Grille de repose-main

Accessoires Nailfan mini



N° d'art. 295001

Unité filtrante (Pour le nettoyage, voir les instructions nailfan mini)

Accessoires AC-4000



N° d'art. 334001

Jeu de filtres



N° d'art. 334002

Lampe UVC



Accessoires thérapie



N° d'art. 270960

Swiss Depil – Disques de rechange

Lot de disques d'épilation de rechange (6 pièces)



N° d'art. 402091

Brassard pour PBM-3.5, taille L (32 - 42 cm)

Brassard, taille L (32 - 42 cm), gris, pour tensiomètre



N° d'art. 414003

Brassard pour BDP-200, taille L (33 - 43 cm)

Brassard, taille L (33 - 43 cm), noir, pour tensiomètre



N° d'art. 402093

Adaptateur secteur

Adaptateur secteur 6 V pour tensiomètres **PBM-3.5**, **PBW-5.2** et **BDS-700, PBM-4.2**



N° d'art. 414013

Brassard pour BDS-700, taille M (30 - 42 cm)

Brassard, taille M (30 - 42 cm), gris, pour tensiomètre



N° d'art. 414014

Brassard pour BDS-700, taille L (42 - 48 cm)

Brassard, taille L (42 - 48 cm), gris, pour tensiomètre



N° d'art. 402061

Brassard pour PBM-4.2, taille (22 - 42 cm)

NOUVEAU





Accessoires inhalateur



N° d'art. 422001

Capuchon pour INH-2.1



N° d'art. 422002

Réservoir à médicaments INH-2.1

Réservoir à médicaments de rechange à commander



N° d'art. 422003

Embout buccal pour INH-2.1

100 % sans latex



N° d'art. 422004

Masque taille S pour INH-2.1

pour les enfants, avec pièce de raccordement 100 % sans latex



N° d'art. 422005

Masque taille L pour INH-2.1

pour les adultes, avec pièce de raccordement 100 % sans latex



N° d′art. 422006

Adaptateur pour INH-2.1 (illustration non contractuelle)





N° d'art. 359174

Electrode pour la nuque

adhésive, 1 pièce/emballage, dimensions : env. 13 x 11 cm



N° d'art. 359173

Électrode Butterfly

adhésive, 2 articles/emballage, dimensions : 15 x 9,5 cm



N° d'art. 359170

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 40 x 40 cm



N° d′art. 359171

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 45 mm



N° d'art. 359172

Électrode en tissu


autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 35 mm



N° d'art. 359178

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 80 mm



N° d'art. 359177

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, Ø 32 mm



N° d'art. 359070

Électrode continue en carbone

4 pièces / boîte + 4 coussinets en gel auto-adhésifs , $40 \times 40 \text{ mm}$ (réapprovisionnement en coussinets en gel auto-adhésifs individuels n° art. 359280)



N° d'art. 359280

Patchs gel autocollants

pour le remplacement des coussinets en gel usagés des électrodes longue durée en carbone (n° art. 359070) 40 x 40 mm, 10 pièces / boîte, auto-adhésifs



Accessoires TENS/EMS



N° d'art. 359910

Gel de contact TENS

pour rafraîchir les surfaces de contact des électrodes - Tube de 50 g



N° d′art. 359013

Câble de contact

Câble de contact pour EMT-4, par paire



N° d'art. 359014

Câble de contact

Câble de contact pour EMT-6, T-6 et IT-6, par paire



N° d′art. 359011

Câble de contact

Câble de contact pour Promed digi 3000, Promed tens 1000 s, par paire



N° d'art. 359130

Sonde vaginale

Électrode spéciale pour utilisation vaginale à des fins de traitement de l'incontinence et de renforcement des muscles du plancher pelvien (femmes).



N° d'art. 359131

Sonde anale

Électrode spéciale pour utilisation anale à des fins de traitement de l'incontinence et de renforcement des muscles du plancher pelvien.



N° d'art. 359990

Bloc d'alimentation

Bloc batterie pour **Promed tens 1000 s** et **Promed digi tens 3000**, 8,4 V



N° d′art. 359991

Pile 9 V

Pile 9 V pour Promed tens 1000 s et Promed digi tens 3000



N° d'art. 359995

Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour Promed EMT-4



N° d'art. 359994

Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour **EMT-4, EMT-6, T-6**





Accessoires glucomètres



N° d'art. M79039

Solution de contrôle pour MediTouch 2/MediTouch 2 connect EAN 40 15588 79039 3



N° d'art. M79038

Bandes de test pour MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 pièces) EAN 40 15588 79038 6



N° d'art. M79002

Autopiqueur EAN 40 15588 79002 7



N° d'art. M79028

Lancettes pour MediTouch 2/MediTouch 2 connect EAN 40 15588 79028 7

N° d'art. M79049

Câble USB pour MediTouch 2
EAN 40 15588 79049 2









Votre interlocuteur

Centrale/Gestion des commandes :

Tél.: +49 (0)8821/9621-0 info@promed.de

Gérance, marketing et distribution:

Andreas Schuster Tél.: +49 (0)8821/9621-0

Gestion des commandes export :

Tél.: +49 (0)8821/9621-12

Vente par correspondance:

Tél.: +49 (0)8821/9621-32

Service après-vente/Retours:

Tél.: +49 (0)8821/909 65 50

Représentants commerciaux

Bernd Hegeler

Région DE CP : 2, 3, 49 Tél.: +49 (0) 151/174 815 13

Marlon Osthoff

Région DE CP : 4 (sans 49) ; 5 sans 55 Tél.: +49 (0) 171/777 71 80

Gabriele Zimmer

Région DE CP: 55, 6, 7, 88, 89 Tél.: +49 (0) 171/932 18 85

Frau Gedak

Région DE CP : 80-87 ; 90-97 Tél.: +49 (0) 151/113 273 51

Horaires d'ouverture :

Lundi - jeudi :

08h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 Vendredi : 08h00 - 12h00

Adresse pour les retours

(colis/retours):

Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Mentions légales

Modifications / CGV

Le présent document est publié sous réserve de modifications techniques, d'innovations, d'erreurs d'impression, d'erreurs de composition et d'autres erreurs, même sans préavis. Nos CGV actuelles sont disponibles à tout moment sur notre site Web.

Copyright

Les informations publiées dans ce catalogue (textes et illustrations, graphiques) ainsi que la structure de ces dernières sont soumises au droit d'auteur de la société Promed GmbH, parfois même copyright de tiers. Toute copie, diffusion, reproduction, transmission, conservation et autre utilisation du présent document, sans notre autorisation écrite, est strictement interdite.

© Copyright 2023, Promed GmbH, Allemagne



Promed GmbH

Lindenweg 11 Germany

Tél. +49 (0)8821/9621-0 Fax +49 (0)8821/9621-21

E-mail: info@promed.de Site internet : www.promed.de

Directeur: Manfred Eiberger

Gérant : Andreas Schuster, Thomas Hollefeld

HRB: 135838 Amtsgericht München

 N° de TVA intracommunautaire : DE 1283/68339



