



HEALTH AND BEAUTY

DEUTSCH | 2020



www.promed.de



You Tube

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Gültig ab 1. Januar 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Elektrische Feilen

Feilen für professionelles Nageldesign	6
UV-Lampen + Staubabsaugung	10
Desinfektion	14
Feilen für Zuhause/Unterwegs	15
Schleifkörper	92

Gesundheitskontrolle

Blutdruckmessgeräte	20
Thermometer	24
Blutzuckermessgeräte	26
Oximeter	28

Therapie

Elektro-Akupunktur	29
TENS/EMS	30
Inhalation	32

Wellness

Massage	34
Wärme	38
Raumluf/Aroma-Diffusor	42
Duftöle	44

Schuhe, Sohlen und Hilfsmittel

Promed Bequemschuhe Einleitung	46
Promed Schuh- und Indikationsübersicht	50
Promed „Pedibelle“ Bequemschuhe	52
Promed Verbandsschuhe	55
Huber Sohlen by Promed	64
Darco	70
Darco Größentabellen	90

Zubehör

Schleifkörper uvm.	92
Manschetten + Inhalator	108
Elektroden + TENS/EMS	110
Medisana Zubehör	112

Werbemittel	113
--------------------------	-----

Glossar	114
----------------------	-----

Impressum	117
------------------------	-----

Profigeräte für die Haut- und Nagelpflege



Vorteile von Promed Feilen

Wir bieten neueste Technik und besten Service aus einer Hand.
Hochwertige Qualität für langlebige Produkte.
Unser hochqualifiziertes Personal ist bei Fragen immer für Sie da.

Als führender Hersteller von technisch ausgereiften und bewährten Profi-Fräsern entwickelt, forscht und konstruiert Promed ihre Geräte in enger Zusammenarbeit mit Anwendern und Medizintechnik-Ingenieuren.

Unsere über 30 Jahre lange Erfahrung setzen wir für Sie in sinnvolle Entwicklungen um, die Ihnen das Arbeiten am Kunden wesentlich erleichtern und schneller sowie komfortabler gestalten.

Promed entwickelte als erster Hersteller, technische Innovationen wie ASC (Automatic Speed Control) oder das bewährte OPC (Overload Protection control).

Promed Geräte werden durch anerkannte Prüfinstitute regelmäßigen Tests unterzogen und unterliegen höchsten deutschen sowie weltweiten sicherheitstechnischen Standards. Unsere Stärken liegen, neben herausragenden, technischen Innovationen, im einzigartigen After Sales Service. Für den jährlich empfohlenen Kundendienst Ihres Gerätes bieten wir Ihnen auf Wunsch ein Leihgerät (nur in der BRD) an.

Wir sind auf folgenden Beauty-Messen in Deutschland und Italien vertreten:



Promed – profitieren Sie von unserem Know-How.

Technik

– die den Unterschied macht



Handpflege



Fußpflege



Kunstnägel



ASC (Drehzahlautomatik)



OPC (Überlastungsschutz)



APE (Automatik-Power-Elektronik)



Safety Stop



Kaltlichtstrahler/LED-Lampe



Akkubetrieb

APE – Automatic Power Electronics

für kraftvolles, effektives Arbeiten. Die intelligente Elektronik versorgt den Motor bereits bei geringen Drehzahlen mit mehr Strom.

ASC – Automatic Speed Control

Die digitale Drehzahlautomatik registriert den Drehzahlverlust, sobald beim Feilen Druck auf den Schleifkörper kommt und gleicht diesen automatisch aus. Das Gerät hält seine festgelegte Drehzahl. Ihnen steht immer die volle Power zur Verfügung. Dadurch können Sie besonders zügig arbeiten.

OPC – Overload Protection Control

Der einzigartige Überlastungsschutz registriert automatisch eine Überlastung des jeweiligen Motors und sorgt somit dafür, dass das Gerät nicht beschädigt wird. Diesen gibt es für Handstücke und ggf. für Saugturbinen.

Überlastungsschutz für den Handstückmotor:

Bei einem Blockieren oder einer Überlastung des Handstücks wird das Handstück und ggf. die Saugturbine abgeschaltet.

Überlastungsschutz für die Saugturbine:

Falls die Saugturbine nicht genügend Kühlung bekommt und die Lufttemperatur im Saugturbinegehäuse einen kritischen Wert übersteigt, werden die Saugturbine und das Handstück abgeschaltet.

Safety Stop

Wird mit zu hoher Drehzahl und zu viel Druck beim Schleifen gearbeitet, registriert dies die Elektronik und schaltet das Gerät ab. In diesem Fall müssen Sie das Gerät mit dem Drehrichtungsschalter/Drehrichtungsregler auf Null (Mittelstellung) regeln, um das Gerät wieder in Betrieb setzen zu können.

Oberflächen

Nagellackentfernerresistente Folien in edlem Silber/Metallic-Look.

Leistung

Höhere Leistung für mehr Durchzugskraft wird durch eine intelligente, mikroprozessor-gesteuerte Elektronik erreicht.

All-in-One Regler

Groß, griffig und leicht zu bedienen, erlaubt er gleichzeitig die Wahl von Drehzahl und Drehrichtung.

Handstücke

Neuentwicklung aus Aluminium-Edelstahl-Kombination in Leichtbautechnik mit Präzisionskugellager. Besonders leistungsstarke Mikromotoren. Super ergonomisches und vibrationsfreies Arbeiten. Nichtmetall-Handstücke sind aus Spezialkunststoff.

the file - 4030-SX2

Ihrer Gesundheit zu Liebe!

Moderne Feile mit Absaugung



Besonders geringe Staubbelastung durch direkte Absaugung an den Schleifkörpern. Perfekt für Nageldesign und Fußpflege.



Produktfilm:



- Folientastatur (Soft Keys) mit digitaler Anzeige
- Stufenlos bis 30.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- 3 Speichertasten für individuelle Drehzahlen
- Anzeige zum Wechseln des Filterbeutels
- Temperaturbedingte Sicherheitsabschaltung bei Überlastung
- Starke Absaugleistung (stufenlos regulierbare 350 Watt starke Turbine), sehr geräuscharm
- Federleichtes, ergonomisches Handstück (95 g) mit Stand-by-Schalter

- Flexibler Absaugschlauch inkl. Aufhängung
- Inkl. 5+1 Filterbeutel (14x18 cm), leicht wechselbar, reißfest, extra groß
- Inkl. Handstückhalter
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellerpedal (s. Zubehör S. 106)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 225 x 170 x 230 mm - Gewicht: ca. 2,6 kg - Netzspannung: 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA wahlweise) - Turbine: 350 Watt - Geräusch: 62 dBA, Drehzahl: bis 30.000 U/min

Vakuumleistung und Umdrehungsanzeige



Tastaturansicht und Filteraustauschanzeige

**GESUNDHEITSBEWUSSTES ARBEITEN**

Um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden, wird während der Arbeit der Feinstaub direkt am Handstück abgesaugt. Das Staubaufkommen im Studio wird auf ein Minimum reduziert. Für eine praktische Führung des Absaugschlauches sorgt unsere einzigartige Aufhängung am Gerät.

**ZUBEHÖR**

Filterbeutel 5x (weiß)
+ 1x im Gerät



Handstückablage



Reinigungswerkzeug
für die Spannzange



Schlauch-
aufhängung

**OPTIONALES
ZUBEHÖR**

Fußtaster (On/Off)
oder Fußpedal (Schweller)

the file - 5040 SX (Auslaufmodell)

Professionelles Hochleistungsspraygerät für die Fußpflege in Nasstechnik

Alle Arten von Fräsarbeiten in der Fußpflege. Nagel- und Hornhautbearbeitung.



- 3 Speichertasten zur Programmierung von individuell eingestellten Drehzahlen
- Steuerung über eine Folientastatur
- Leistungsstarke Micropumpe für feinsten Sprühnebel (regulierbar)
- Handstück max. 40.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Ergonomisches Handstück mit integrierter Sprühvorrichtung
- Starke Durchzugskraft bereits bei geringer Drehzahl
- Überlastungsschutz für den Handstückmotor



VORANKÜNDIGUNG:
Neues Nachfolgermodell 2020!

- Wasserbehälter (410 ml) – leicht nachfüllbar durch ein Stecksystem
- Wasserbehälter beleuchtet
- Stand-by Taste für alle Funktionen
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellerpedal (s. Zubehör S. 106)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz, 105 W · 207 x 163 x 245 mm (LxBxH) · Pumpenleistung: 550 mbar, 6 ml/min · Gewicht: Handstück 112 g, Gerät gesamt ca. 3,2 kg · Wahlweise: 115 VAC, 60 Hz

the file - 2020

Neueste Feilengeneration für dauerhaftes Arbeiten

Für eine professionelle Bearbeitung der Füße und Nägel.



- Drehzahl stufenlos bis 20.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g) speziell für die Fußpflege
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- Safety Stop



- ASC (Automatic Speed Control)
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S. 106)

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 20.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek 24 VDC, 1,5 A · Gewicht: 450 g · Gewicht des Handstückes: 160 g · Abmessungen: 130x200x100 mm (TxBxH)

Art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file - 1030

Neueste Feilengeneration für professionelles Nageldesign

Für eine professionelle Kunst- und
Naturnagelbearbeitung sowie
Nageldesign im Dauereinsatz.



Produktfilm:



- Drehzahl stufenlos bis 30.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- ASC (Automatic Speed Control)



promed



- Safety Stop
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S. 106)

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 30.000 U/min regelbar - Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA;
Sek. 24 VDC, 1,5 A - Gewicht: 450 g - Gewicht des Handstückes: 160 g - Abmessungen: 130x200x100 mm (LxBxH)

Art. 200620 | EAN 40 43641 20032 9

the file - 620

Das Einstiegsgerät für ambitioniertes Nageldesign

Bestens geeignet für Finger- und
Fußnägel egal ob Natur, Gel oder Acryl.
Auch leichte Hornhaut und
Schwielen entfernen Sie mühelos.



- Platzsparendes, super leichtes Gehäuse
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g)
- Automatische Schnellspannzange für Standard-Bits (Schaft ø 2,332 - 2,350 mm)
- Auflage für das Handstück am Gerät
- All-in-One Regler (20.000 U/min, Rechts-/Linkslauf, On/Off)



- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Safety Stop (Stoppt bei Überbelastung)
- Drehzahlanzeige
- Leichtestes Gerät auf dem Markt

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek. 24 VDC, 1,5 A - Umdrehung: 20.000 U/min -
Abmessung: ca. 110x90x80 mm (LxBxH) - Gewicht: Handstück 75 g

promed

the file - 625

Elektrische Feile für das Arbeiten in der Maniküre und für leichtes Nageldesign, sowie dem behutsamen Einsatz in der Pediküre.



- Drehzahl stufenlos bis 25.000 U/min
- Leichtes, ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profidrehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- Safety Stop

- All-in-One Regler (Rechts- und Linkslauf, On/Off)
- Drehknopf mit hell funkelnem Schmuckstein (Diamantform)
- Platzsparendes, edles Design

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 25.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 1 200 mA;
Sek. 24 VDC, 1,5 A · Energieverbrauch bei Nullast: < 0,3 W · Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: Level VI



Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

promed

UVL-54 „All-In“

UV-LED-Lichthärtungsgerät

Geeignet zum Härten für alle Materialien
von UV/LED Gel und Acryl



- Geeignet für Finger- und Zehennägel, zum Härten von UV + LED Gel und Acryl
- Dual Power System mit 36 LEDs für gleichmäßiges Aushärten
- 4 verschiedene Timerstufen (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Anti-Heat-Funktion mit 99 s Timer
- Abnehmbare Bodenplatte (magnetisch)



- Automatic Sensor System (Ein/Aus – integrierte Lichtschranke bis 120 s)
- High-Definition-Leds: Lebensdauer ca 50.000 Stunden
- Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH) in mm: 221 x 205 x 92; Spannungsversorgung: 100 VAC - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A; Wellenlänge der UV-LED (λ): 365 nm - 405 nm; Lebensdauer der-LED: ca. 50 000 h; Tunnelmaße (BxTxT) in mm: 130 x 48 x 127;

Art. 330040 (weiß) | EAN 40 43641 33019 4

Art. 330045 (pink) | EAN 40 43641 33020 0

promed

UVL-36 S

UV-Lampe zum Härten von Gel und Acryl

Inkl. 4x UV-Leuchtkörper
(Leicht austauschbar)



- Professionelles Nageldesign für zuhause
- Ideal zum Härten von Gel und Acryl
- 360 Grad Verspiegelung für gleichmäßiges Aushärten
- Einfachste Bedienung dank 4-stufigem Timer (90 s / 120 s / 30 min. / 60 min.)
- Abnehmbare Bodenpartie zum leichten Lampentausch

- 4 rutschfeste Gummifüße für festen Stand
- Zubehör siehe S.107

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (L x B x H) ca. 253x221x113 mm - Gewicht: ca. 1,04 kg - Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz, 36 W - Betriebszeiten: 90 s / 120 s / 30 min. / 60 min. - Lampenfassung G23 - Wellenlänge der Lampen: λ=365 nm

SAUBERE, STAUBFREIE ZONE!



- ✓ SCHUTZ VOR FEINSTAUB IM STUDIO
- ✓ LEICHT ZU REINIGEN UND IN DER ANWENDUNG
- ✓ BEQUEM FÜR SIE UND IHRE KUNDEN AM ARBEITSPLATZ

Ein Nagelstaub-Absauggerät:

- Macht den Arbeitsplatz zur staubfreien Zone
- Verringert das unnötige Gesundheitsrisiko, Feinstaub einzusatmen, auf ein Minimum
- Ist leicht zu handhaben und pflegeleicht
- Ist leistungsstark und geräuscharm
- Hat einen leicht zu wechselnden und zu reinigenden Feinstaub-Partikelfilter

Feinstaub ist ein unsichtbares, aber großes Gesundheitsrisiko im Nagelstudio – für den Nageldesigner und den Kunden. Der Staub entsteht während des Fräsens, Feilens und Schleifens von Natur- und Kunsnägeln. Die freigesetzten Partikel sind mikroskopisch klein, können sich in Schleimhäuten, Augen und Haut festsetzen und zu Reaktionen wie Allergien, Kopfschmerzen oder gar Staublunge führen.

Die wirkungsvollste Maßnahme ist es, zu vermeiden, dass sich der Staub überhaupt im Raum verteilt. Das lässt sich unkompliziert durch das Absaugen des Staubs im Moment des Entstehens erreichen. **Mit einer praktischen Staubabsaugung in Ihrem Studio!**

Art. 230110 | EAN 40 43641 23001 2 | weiß

Art. 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | pink



nailfan

Gerät zur Beseitigung von gesundheitsschädlichem Feinstaub

Geprüfte Staubschutzklasse „L“ -
DIN EN ISO 60335-2-69



Produktfilm:



Keine kalten Finger durch
seitliche Kaltluftabfuhr

- Der Promed nailfan zeichnet sich durch geprüfte Staubklasse „L“, Qualität, einfache Handhabung und besondere Leistungsstärke aus
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Arbeiten – für Sie und Ihre Kunden
- Wechselbare, antistatische Polsterauflage
- Keine kalten Finger trotz starker Saugleistung
- Geräuscharm bei geringem Stromverbrauch
- Sehr großer Staubeinzugsbereich bis 20 cm

- Großer (11 x 19 cm), leicht wechselbarer Feinstaub-Partikelfilter (waschbar!)
- Kein Filterbeutel notwendig
- Separates Staubentleerungsfach; Antistatisches Gehäuse
- Inkl. zweitem Filter, 1 x promed Staubfangtuch
- Zubehör (S. 107)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 308 x 140 x 340 mm · Gewicht: ca. 1,8 kg · Netzspannung: 230 VAC, 50 Hz · Lüfter: Leistung: 22 W, Geräusch: 46 dBA · Max. Luftmenge 180m³/h

Art. 230120 | EAN 40 43641 230067



nailfan mini

Staubabsaugung

Für Finger- und Zehennägel geeignet

Ideal für Studio und zuhause



- Super leichtes Gerät mit einfacher Bedienung
- 2 Absaugstufen einstellbar (geräuscharm)
- Große Absaugleistung auf der kompletten Ablagefläche
- Einfacher Wechsel und Säubern des Filters (wiederverwendbar)
- Ergonomisches Design mit kundenfreundlicher Ablagehöhe für die Hände

- Klein, handlich und transportabel – auch für unterwegs
- Zubehör (S. 107)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 240 x 185 x 60 mm · Gewicht: ca. 570 g · Netzspannung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A · Lüfter: Stufe I: 3 000 U/min / 24 W, Stufe II: 4 500 U/min / 36 W

LTM-30

LED-Tischlupenlampe

– für komfortables Arbeiten



- Kompakte LED-Tischlupenlampe für Ihren Arbeitsplatz, Ihre Werkstatt, zum Lesen und vieles mehr
- 30 einzelne LED-Lampen sorgen für ausgezeichnete Lichtleistung
- 175 % Vergrößerung beim Arbeiten (3 dpt)
- Hochwertige 4 Zoll-Linse mit Schutzdeckel
- Leichte Einstellung der Linsenposition und -höhe
- Drehbares Kopf- und Armgelenk (multidimensional)

- Ergonomisches Design und stabiler Standfuß
- Extrem langlebige LEDs (High-Quality-Long-Life)
- LEDs sind viel robuster als herkömmliche Röhren
- Kühle schattenlose Beleuchtung für helles, komfortables Arbeiten
- Linsengröße: 4 Zoll-Linse (Ø 10,2 cm)
- Farbtemperatur: 6 200 K (Neutralweiß)
- Abmessungen (ØxBxH): 16x18x39 mm

LTL-749

LED-Tischlampe

– für maximale Flexibilität



- Edles und stylisches Design
- Sehr helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Keine müden Augen, entspanntes Arbeiten
- Ideal für Ihr Nagelstudio, Ihren Arbeitsplatz, auf jedem Tisch, im Schlafzimmer oder in der Schule
- 3-stufige Dimmung der Helligkeit per Knopfdruck
- Multidimensionale 3-Achsenverstellung
- 360° rundum verstellbarer LED-Stab

- High-Quality-Long-Life LED-Röhre: ca. 40.000 Stunden
- Energieersparnis zu herkömmlichen Lampen
- LED-Lampe mit integriertem Blendschutz für die Augen
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigtes Gestell
- Rutschfester Sockel
- Maße des LED-Stabes: ca. 33 cm lang
- Lichthelligkeit: ca. 5.000 K (entspricht Tageslicht)

Art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

promed

UC-50 Ultraschallreinigungsgerät

**Verwendung für: Echten Schmuck,
Brillen, Zahnersatz, Instrumente,
Schleifkörper, CD/DVDs uvm.**

Geeignet für Leitungswasser



Produktfilm:



- Reinigt mit Ultraschall-Hochfrequenz-Schwingungen Instrumente, Schleifkörper, echten Schmuck, Uhren, CD/DVDs, Dritte Zähne etc.
- Sehr stabil und leise
- Automatische Abschaltung des UC-50 nach Ablauf des Timers

- Beleuchtetes LCD-Display; Timerfunktion (5 Timerzeiten)
- Auch für Leitungswasser geeignet
- Promed Pure-ID tauglich (Verbesserung des Reinigens und des Desinfizierens)
- Zubehör: Korb, Bithalter, CD-Halter, Uhrenhalter

Art. 330810 | EAN 40 43641 33005 7

Pure-ID Desinfektionsmittel
für Instrumente (Konzentrat)

125 ml = 6,25 l Gebrauchslösung



- Hochwirksames, aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten und empfindlichen rotierenden Instrumentarien
- PURE-ID ist materialschonend und besitzt eine angenehme Duftnote
- Ideal geeignet für Ultraschallreinigungsgeräte
- Zusammensetzung: 100 g enthalten: 18 g Alkyl-benzyl-dimethylammoniumchlorid 50 %, Hilfsstoffe in wässriger Lösung
- Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noro-Viren)
- VAH-Liste. Geprüft gem. EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476

Art. 330815 | EAN 40 43641 33006 4

PURE-FD Desinfektion
für alle Oberflächen

125 ml – mit Sprühkopf



- Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnell-desinfektion (Sprüh- und Wischdesinfektion) und Reinigung empfindlicher Oberflächen
- PURE-FD trocknet rasch ab und besitzt eine angenehme Duftnote
- Ideal fürs Studio oder auch für unterwegs
- Zusammensetzung: 100 g enthalten: 17 g 1-Propanol, 0,25 g Alkyl-benzyl-dimethylammonium-chlorid 50 %, Hilfsstoffe und Wasser
- Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. Tb und EHEC), fungizid, begrenzt viruzid (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV, Noro-Viren)
- VAH-Liste. Geprüft gem. EN 14348, EN 14476



Art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6

the file - 620 deluxe (Mani-/Pediküre)

promed

Inkl. 43-teiligem Zubehör

Leichtestes Gerät auf dem Markt!

„Die Profiklasse
für Zuhause“



- Für Nagelkosmetik und -design bis hin zur Bearbeitung verhornter Haut
- Stufenlos bis 20.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g leicht)

- Separates Powernetzteil für max. Durchzugsstärke
- All-in-One Regler
- Überlastungsschutz
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)



Pedimed (Hornhautgerät)

Professionelles Pediküre-Set für seidig weiche Füße.

Inkl. 35-teiligem Zubehör

„Der Profi für
Ihre Hornhaut!“



- Entfernen Sie mühelos überschüssige Haut effektiv und schonend
- Entfernt ab der ersten Anwendung schnell und einfach überschüssige Hornhaut an Ihren Füßen und Fersen
- Sanfte und effektive Bearbeitung Ihrer Haut und Ihrer Nägeln
- Sichere und einfache Bedienung durch ergonomisches Design
- Schlanke, leichte Feile die gut in der Hand liegt
- Starke 20.000 U./min. Umdrehungen (Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf)
- Hochwertige, langlebige Qualitätsschleifkörper im Standarddentalmaß
- Ideal auch auf Reisen und unterwegs
- Inkl. 30 Schleifbänder, 5 Schleifkörper in Designerbox, Designeretui

Für traumhaft schöne Füße – im Sommer und im Winter

- ✓ SCHONEND, SCHNELL UND EFFEKTIV
- ✓ SANFTE, EINFACHE BEARBEITUNG
- ✓ WUNDERSCHÖNE, SEIDIG WEICHE FÜSSE



„Zeigt her eure Füße“ – mit viel Freude durch den Tag

Unsere Füße machen viel mit. Sie tragen uns durch den Tag. Sie sind in Schuhe eingezwängt. Sie leiden unter zu wenig Beachtung. Da melden sie sich gerne oft mit unschöner Hornhaut zurück. Eine starke Hornhaut ist lästig, unschön und kann zu einem Gesundheitsrisiko werden.

Schöne weiche Füße erhalten Sie mit regelmäßiger Pflege – einfach und effektiv mit einem elektrischen Hornhautentferner.



ZUBEHÖR




2x Schleifkörper
gegen dicke Hornhaut
und Schwielen




2x Schleifkörper
gegen unschöne Stellen
und für die Fußnägel



30x Schleifkappen
gegen Hornhaut
und verholzten Nägel



1x Designeretui
zur Aufbewahrung



VORHER



NACHHER

Ultra pro S (Mani-/Pediküre)

Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Elegante
Spitzenklasse“



- Überzeugt durch die komfortable Bedienung
- Mittels Tasten lässt sich die Drehzahl stufenlos bis 13.000 U/min regeln
- Der professionelle Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten an diffizilen Stellen
- Ein Alleskönner für Nagelpflege, Hornhautentfernung und auch für Nageldesign
- Praktisches Aufbewahrungsetui

Pedisenso Duo (Mani-/Pediküre)

Inkl. 44-teiligem Zubehör

„Die Feile für Diabetiker“



Produktfilm:



- Verletzungsfreies Arbeiten dank „Diabetiker-Sicherheitsspannzange“
- Automatischer Stopp bei zu starkem Andruck
- Bewährte kraftvolle Technik mit Planetengetriebe (für Hornhautentfernung)
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 4.000 U/min
- Zubehör: Spannzangen siehe S. 104
- Praktisches Aufbewahrungsetui

Art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1

promed

Sensitive (Mani-/Pediküre)

Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Die Extraklasse
mit LED-Beleuchtung“

Produktfilm:



- Kaltlichtstrahler (LED-Beleuchtung), Sicherheitsstopp
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 12.000 U/min
- Komfortable, staubgeschützte Softtouch-Bedientasten regeln Rechts-/Linkslauf

- Powertrafo für durchzugsstarke Kraftentfaltung; Intensitätsanzeige mit 5 LEDs
- Inkl. praktischem Reiseetui und Microfaser-Staubtuch

Art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

promed

Emotion (Mani-/Pediküre)

Inkl. 41-teiligem Zubehör

„Allroundgerät mit LED-Licht“

Mit kaltem LED-Lichtstrahler

Mit Aufbewahrungsbox



- Für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien an z.B. Fußballen und Ferse
- Drehzahl stufenlos bis 12.000 U/min


- Sicherheitsstopp verhindert etwaige Verletzungen bei zu starkem Andruck
- Komfortable Tastenbedienung für die Drehzahl und mit Rechts-/Linkslauf

Inkl. 6-teiligem Zubehör

„Mit Akkubetrieb“



inkl. Bithalter



- Kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen
- Neue Spannzange für schnelleren Bitwechsel, optimierter Rundlauf

- 2 Stufen (7.000 U/min, 11.000 U/min)
- Maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel
- Sehr leistungsstarker Motor (neu) für Akkubetrieb



Gesundheit und Blutdruck

Produkte für die Messung des Blutdruckes unterstützen die bessere Vorsorge und optimieren Ihre Gesundheit.

Der erste Schritt zu mehr Gesundheit: Kontrolle

Gesundheitskontrolle gerät immer mehr in den Fokus vieler Menschen – zum einen durch die steigende gesundheitliche Aufklärung in der Bevölkerung und zum anderen durch den Fortschritt der medizinischen Forschung.

Messen und kontrollieren Sie regelmäßig präzise Ihren Blutdruck und Puls. Überwachen Sie Ihre Gesundheit und erkennen Sie Unregelmäßigkeiten rechtzeitig.



Etwa die Hälfte aller Deutschen leidet nach Schätzungen der Deutschen Hochdruckliga an Bluthochdruck. Aber nur jeder Zweite weiß von seiner Erkrankung. **Diese Zahlen alarmieren.** Schließlich ist Bluthochdruck gefährlich: Im Laufe der Jahre schädigt er wichtige Organe wie Herz, Gehirn oder Nieren. Die schlimmsten Folgen: Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Das wichtigste Ziel bei der Behandlung von Bluthochdruck, ob mit Umstellung auf einen gesunden Lebensstil oder auch durch die Einnahme von Medikamenten, ist deshalb die dauerhafte Senkung des Blutdrucks auf einen normalen Wert. Doch dazu müssen Sie Ihren Wert kennen.

Neben der Vermeidung von Risikofaktoren wie Stress, Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol- und Tabakkonsum hilft nur die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks, um das Risiko zu minimieren und die Spätfolgen zu verhindern.



BDS-700 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Inkl. 4 AA (1,5 V) Batterien,
Manschette, Aufbewahrungstasche



Aufbewahrungstasche



WHO Classification
WHO=World Health Organization

Manschetten in verschiedenen Größen siehe Seite 108

- Sprachausgabe in Landessprachen wählbar:
DE, EN, ES, NL, FR, IT, PT
- Diagnosefunktion mit Ampelskala: Einstufung der
Messwerte nach Bewertungssystem der
Weltgesundheitsorganisation
- Besonders großes Display:
Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige

- 60 Speicherplätze
- Einstellbare Lautstärke, Netzadapter-Anschluss
- Automatisches Abschalten nach 1 Minute Nichtbenutzung
- Messbereich: - Blutdruck: 40 - 260 mmHg
- Puls: 40 - 180 Schläge/min
- Optional erhältlich: Manschette (30-42 cm)
Manschette (42-48 cm)

PBM-3.5 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Inkl. Manschette, Gr. M (22 - 32 cm),
Etui-Säckchen und Batterien



WHO Classification
WHO=World Health Organization

Manschetten in verschiedenen Größen siehe Seite 108

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Mittelwertanzeige der letzten 3 Messungen
- Großes digitales LCD-Display: ca. 72 x 53 mm

- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten
- Betrieb mit 4 x AA-Batterien oder 6 Volt-Netzadapter
- Inklusive: Batterien und Aufbewahrungssäckchen
- Messbereich: - Blutdruck: 0 - 299 mmHg
- Puls: 40 - 199 Schläge/min



Art. 412020 | EAN 40 43641 40059 0

promed

HGP-30 Handgelenk-Blutdruckmessgerät



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Anzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Batteriestandsanzeige
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte

- Einstufung der Messwerte nach Bewertungssystem der Weligesundheitsorganisation WHO
- Inklusive: 2x AAA (1,5 V) Batterien, Aufbewahrungsbox
- Manschette für 125 - 215 mm Handgelenksumfang
- Messbereich: - Druck: 30 - 280 mmHg
- Puls: 40 - 200 Schläge/min



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Je 60 Speicherplätze für 1 Benutzer
- Anzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten Nichtbenutzung
- Einstufung der Messwerte nach Bewertungssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO

- Mittelwertsanzeige
- Inklusive: 2x AAA (1,5 VDC) Batterien, Aufbewahrungsbox
- Manschette für 135 - 215 mm Handgelenksumfang
- Messbereich:
 - Blutdruck: 40 - 230 mmHg
 - Puls: 40 - 199 Schläge/min



Inkl. 2 AAA (1,5 V) Batterien,
Aufbewahrungsbox



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Je 40 Speicherplätze für 3 Benutzer
- Anzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion nach 1 Minute Nichtbenutzung
- Mittelwertsanzeige der letzten 3 Messungen

- Einstufung der Messwerte nach Bewertungssystem der Weltgesundheitsorganisation
- Inklusive: 2x AAA (1,5 V) Batterien, Aufbewahrungsbox
- Manschette für 135 - 195 mm Handgelenksumfang
- Messbereich:
 - Blutdruck: 0 - 300 mmHg
 - Puls: 40 - 199 Schläge/min

Art. 432010 | EAN 40 43641 40071 2

IRT-100 Infrarot-Thermometer

promed



Präzise Messung in Sekunden



- Berührungsfreies Infrarot-Fieberthermometer
- Hygienisches und sicheres Messen ohne Hautkontakt
- In Sekunden: Präzise Messung der Körper-, Raum- und Oberflächentemperatur
- Visueller Fieberalarm; 30 Speicherplätze
- 2 unterschiedliche Displayfarben für Normaltemperatur und Fieber



Anzeige der Normaltemperatur



„Fieberalarm“ durch Farbanzeige

- Anzeige in °C und °F
- Abschaltautomatik (nach 3 min)
- Messbereich Körper: 32,0 - 42,9 °C
- Messbereich Oberflächen/Objekte: 0 - 100 °C
- Inklusive 2x Batterien

Art. 431005 | EAN 40 43641 40076 7

PFT-3.7 Digitales Fieberthermometer

promed



Inklusive:
Batterie, Aufbewahrungsbox



- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft
- Akustischer Fieberalarm
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Wasserdicht

Art. 431006 | EAN 40 43641 40077 4

Theken-Verkaufsdisplay
(inklusive 24 Stück PFT-3.7)



- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Einfacher Batteriewechsel
- Messbereich: 32,0 - 42,9 °C

INFO Diabetes

Warum Blutzucker messen?

Blutzucker wird der Glukoseanteil im Blut genannt. Er gibt Auskunft über die Stoffwechsellage. Abweichungen der Blutzuckerkonzentration nach oben oder unten geben Auskunft darüber, wie therapeutisch entgegengewirkt werden soll. Mit den modernen Blutzuckermessgeräten ist eine zuverlässige und fachgerechte Messung kein Aufwand.



Das Rund-um-Paket für eine sachgerechte und einfache Messung des Blutzuckers.

Das Leben ist gut. Die Werte im Blick.

Der Blutzucker sollte strukturiert und regelmäßig gemessen werden. Mit der akustischen Erinnerungsfunktion wird die Kontrolle zum Kinderspiel.



Je gründlicher man seinen Körper im Tagesverlauf kennt, desto besser kann man den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Strukturierte Messungen mit präzisen Auswertungen helfen einzuschätzen, wie sich Ernährung, Bewegung oder Stress auswirken.



Art. M79150 | EAN 40 15588 79150 5

NEU

medisana.

GLUCOWATCH connect Bluetooth[®] SMART

Blutzuckermessuhr

Glukosewarnung durch Farbsystem-anzeige sowie präzise Messgenauigkeit dank speziellem Temperatur-Kalibrierungsalgorithmus

Healthcare Management Funktion mit Schrittzähler und Schlafüberwachung



Inklusive Mini-Stechhilfe-Set



- Präzise Messgenauigkeit dank speziellem Temperatur-Kalibrierungsalgorithmus: Keine Beeinflussung der Körpertemperatur durch Umgebungstemperatur
- Wasserdichter Einschubslot für Teststreifen – zum vollständigen Schutz der Blutzucker Messqualität und für genaueste Ergebnisse
- Bluetooth[®] 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online*
- Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL oder mmol/L
- Zuverlässiger Betrieb und Blutdruckmessung
- Edelstahl-Uhrengehäuse mit abnehmbarem Display
- Standard Smartwatch-Funktionen: Anzeige eingehender Anrufe und Nachrichten
- Inklusive Mini-Stechhilfe-Set : 20 folierte Teststreifen, Stechhilfe und 10 Lanzetten
- Mit wiederaufladbarem Akku

Art. M79048 | EAN 40 15588 79048 5

medisana.

Meditouch 2 connect DUAL

Blutzuckermessgerät

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten,
AST-Kappe, Kontrolllösung,
Etui, Kurzanleitung, Batterien

Nur in Deutschland bestellbar!



Starterset



- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDA-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L
- Bluetooth[®] Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S. 112

Meditouch 2 connect BluetoothSM Blutzuckermessgerät

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten,
AST-Kappe, Kontrolllösung,
Etui, Kurzanleitung, Batterien



- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L
- Unterfüllungserkennung
- USB-Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock Online Bluetooth® Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit



- Akustische Testerinnerung
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Automatische Ketonwarnung
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S. 112

Meditouch 2 USB Blutzuckermessgerät

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe,
10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung,
5 Alkohol-Pads, Etui, Kurzanleitung,
Diabetiker-Tagebuch Batterien



- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- USB-Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock Online und an die VitaDock App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit



- Akustische Testerinnerung
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Automatische Ketonwarnung
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S. 112

Art. M79456 | EAN 40 15588 79456 8

medisana.

PM 100 connect Bluetooth® Pulsoximeter

SMART



- Datenübertragung mit Bluetooth® Smart (4.0) an die VitaDock+ App für iOS und Android*
- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2 %) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs

- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 6 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Trageband
- Inklusive Batterien (2 x 1,5V AAA)

Art. M79455 | EAN 40 15588 79455 1

medisana.

PM 100 Pulsoximeter



- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2 %) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Messwertdarstellung auf OLED-Display
- 6 unterschiedliche Darstellungen

- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive: Trageband und Batterien


ACP Elektro-Akupunkturgerät ohne Nadeln

„Hilft bei einer Vielzahl
von Beschwerden“

Produktfilm:



- Leichtes Auffinden der Akupunkturpunkte (akustisches und optisches Signal)
- Stimulationsstärke individuell wählbar und über LED-Anzeige kontrollierbar
- 6 Stimulationsstärken wählbar
- Ergonomisches Design
- Stimulation manuell oder mit Timer (30 oder 60 s.)
- Bei korrekter Behandlung ohne Nebenwirkungen
- Inklusive: Separate vergoldete Akupunkturspitze für Ohrakupunktur, Ohrhörer, externe Elektrode; mit ausführlichem Buch über Akupunktur (DE + EN – 148 Seiten, über 100 Abbildungen), Batterien



Schnelles Auffinden der Akupunkturpunkte
– automatischer Suchmodus



Die richtige Position wird durch ein ansteigendes
optisches und akustisches Signal verdeutlicht.



Behandlungsmöglichkeiten:

- Kniegelenksarthrose bedingte Schmerzen
- Kreislaufbeschwerden
- Chronische Rückenschmerzen
- Schlafstörungen
- Bronchialasthma
- Augenerkrankungen
- Migräne
- Magen-Darm-Beschwerden uvm.

☒ EINFACHE HANDHABUNG – SICHER IN DER ANWENDUNG

☒ KEIN GESUNDHEITSRISIKO

☒ EIGEN- ODER PAARTHERAPIE

☒ NATÜRLICHE BEHANDLUNG OHNE NEBENWIRKUNGEN



Ideal für Menschen
mit Belonophobie,
mit Angst vor Nadeln

ZUBEHÖR



Vergoldete
Akupunkturspitze



Ohrhörer für
Akustiksignale



Externe
Handgelenkelektrode



Elektro-Akupunktur-
Therapiebuch (DE+EN)



Art. 352430 | EAN 40 43641 35034 5

IT-6 Beckenbodentrainer

Therapiegerät zum Trainieren und Stärken
des Beckenbodens.



Inkl. 4 Elektroden, 1x Vaginalsonde,
Batterien und praktischem
Aufbewahrungskoffer



2
JAHRE
GARANTIE

- Es dient zur Vorbeugung bzw. Verringerung von Blasenschwäche
- Behandlung von Inkontinenz nach einer Geburt
- Trainieren der Schließmuskeln – zur Behandlung von Stress-/ Drang-/ Misch- und Stuhlinkontinenz
- Mittels der elektrischen Reize gewinnen Sie das Gefühl für den Beckenboden zurück und lernen so die Beckenmuskulatur wieder sinnvoll anzuspannen



promed

- Das Gerät erfüllt alle Ihre Bedürfnisse durch die gleichzeitige Behandlung zweier unterschiedlicher Regionen über 4 Elektrodenanschlüsse; dank des dualen Ausgangs können zwei Sonden gleichzeitig eingesetzt und getrennt geregelt werden
- Zur analen und vaginalen Stimulation, kann das Sexualleben verbessern
- Erhältliches Zubehör siehe S. 110

Art. 352420 | EAN 40 43641 35030 7

EMT-6 Kombigerät

Digitales, elektrisches Schmerztherapie-
und Muskelstimulations-Gerät

Auch im Sport einsetzbar



Produktfilm:



6x
EMS
TENS
5x

2
JAHRE
GARANTIE

- Gerät für wirksame Schmerz- und Muskelbehandlung
- Prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen (z.B. beim Sport)
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)



promed

- Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral
- Lieferumfang: Kombiniertes Gerät für TENS & EMS im praktischen Aufbewahrungskoffer, 4 Elektroden (40 x 40 mm), 2 Elektrodenkabel, Batterien, Gürtelklipp
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 110/111

EMT-4

Digitales, elektronisches Schmerz- und Muskelstimulationsgerät



- 11 voreingestellte Programme sowie 2 frei programmierbare Programme
- Intensitäts- und Einschaltenschutz
- Kombigerät für elektronische Nerven- und Muskelstimulation, Schmerztherapie und Wellness
- Uhrenfunktion, Standby-Modus
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)

- Lieferumfang: Gerät Promed EMT-4, 2 Paar selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm), Gerätetänder, Batterien, 2 Elektroden-Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Aufbewahrungskoffer, Gürteltasche
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 110/111

Tens 1000 s

Analoges, elektronisches Schmerztherapiegerät



- Getrennt einstellbare Frequenz- und Impulsbreite, 3 zur Wahl stehende Amplituden-Modulationen
- Timer: kontinuierlich, 15 und 30 Min. einstellbar
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)

- Lieferumfang: Promed Tens 1000 s, 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm), eine 9-Volt-Batterie, 2 Kontaktkabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Kunststoffkoffer
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 110/111

INH-2.1 Ultraschall-Inhalator

Schonende Behandlung bei Atemwegserkrankungen

Für Allergiker geeignet: 100 % Latexfrei

**Inklusive handliches Starter-set
für unterwegs**



- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Kurze Inhalationszeit durch sehr hohe Vernebelungsrate (0,32 ml/min)
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung

- Klein und handlich (tragbar) – ideal für unterwegs
- Füllvolumen Inhalt: max. 8 ml
- Vernebelungsrate: ca. 0,32 ml/min
- Partikelgröße: 2,1 µm
- Größe: ca. 42 x 45 x 93 mm
- Inklusive: Aufbewahrungstasche, Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Batterien
- Optional erhältlich: Netzteil (Art. 422006) s. S 109



Tief und entspannt Dampf einatmen und ebenso wieder ausatmen

Inhalation verschafft Linderung bei:

- Erkrankungen der Atemwege
- Erkältungen; Allergien
- Bronchitis oder Asthma

☒ SCHNELL UND EFFEKTIV

☒ WIRKT REIZMILDERND

☒ LEICHTERES ATMEN NACH INHALATION



Inhalation hilft schnell und effektiv. Denn der Dampf – und damit seine Heilkraft oder zusätzlich die von beigefügten ätherischen Ölen und Medikamenten – gelangt ohne Umwege direkt ans Ziel.

Dort befeuchtet der Dampf die trockenen Schleimhäute, wirkt reizmildernd und verbessert die Durchblutung im Nasen- und Rachenraum. Festsitzender Schleim in Nase und Bronchien wird gelöst und lässt sich durch Naseputzen und Husten „abtransportieren“.

Das Atmen fällt wieder leichter.



ZUBEHÖR



Mundstück



Kinder- und Erwachsenenmaske
mit Verbindungsstück



Aufbewahrungstasche
+ Batterien





MSA-900

Shiatsu-Massagesitzauflage

Waschbarer, abnehmbarer Nackenbezug

Höhenverstellbare Nackenmassage



- Gezielte, intensive High-Definition-Massagewirkung für entspanntes Wohlbefinden
- Ergonomische Passform der Massagesitzauflage
- Individuell einstellbare Höhe der Nackenmassage
- 3 Massagezonen wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken
- Extra zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion

- Separate Vibrationsmassage in der Sitzfläche mit 3 wählbaren Intensitätsstufen
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Pflegeleichtes, strapazierfähiges Material
- Waschbarer, abnehmbarer Nackenbezug
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Stromversorgung: 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 48 W



Relaxen und Entspannen auf Knopfdruck!

- ✓ WOHLFÜHLENDE ENTSPANNUNG FÜR GEIST UND SEELE
- ✓ LEICHT UND BEQUEM FÜR ZUHAUSE
- ✓ WÄRMENDE MASSAGE LEICHT GEMACHT



Massagen bewähren sich schon seit Jahrtausenden. Das Drücken, Klopfen, Streichen und Reiben schmerzender Körperstellen zählt zu den ältesten Heilmethoden unserer Welt – und tut schlichtweg gut.

Genießen Sie die Vorzüge einer Massagematte nach einem anstrengenden Tag...

Eine Massage kann:

- Die Durchblutung fördern
- Den Stoffwechsel anregen
- Ihnen Wohlgefühl und Entspannung vermitteln
- Entspannend auf die Muskulatur wirken
- Lymphflüssigkeit abbauen
- Linderung bei Schmerzen verschaffen
- Verklebungen zwischen Gewebeschichten lösen



NKM-4.3

Nacken-Massagegerät



- Intensive Shiatsu-Massage im Nackenbereich;
- Anwendung geeignet für Schulter, Rücken, Bauch, Ober- und Unterschenkel
- Massageintensität kann durch Ziehen an den Haltegurten verstärkt werden
- 3 Umdrehungsstufen wählbar
- 4 rotierende Massageköpfe
- Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion in den oberen Massageköpfen wählbar
- Größe: ca. 114 L x 17,8 B x 13 H (cm)
- Gewicht: ca. 1,8 ± 0,3 kg
- Stromversorgung: 100-240 VAC / 50-60 Hz, 12 DC, 2A
- Ausgangsleistung: 24 Watt

ITM Pro

Handmassagegerät



Je 2 Aufsätze für Fingermassage und für Akupressur



inkl. 2 verschiedenen Aufsätzen



- Kraftvolle Klopfmassage
- Stufenlose Regelung der Massageintensität
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Verschiedene Massageaufsätze: Akupressur- und Punktmassage
- Einfache Anwendung durch ergonomische Form
- Rutschfester Griff
- Extra langes Kabel
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W

FB-100

Fußsprudelbad



Inklusive 3 Pediküreufsätze



- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Massagerollen für Fußreflexzonen-Massage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage-Funktion



wechselbar



- 3 wechselbare Pediküreufsätze:
(1) Massageaufsatz, (2) Hornhautentferner, (3) Bürste
- Rutschfeste Gummifüße
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Stromversorgung: 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 80 W

Füße in ihrem Element – sprudelndes Wohlgefühl

Wasser hat heilende Wirkung. In und mit keinem anderen Element lässt es sich so wunderbar entspannen. Und wer hat Entspannung mehr verdient als unsere Füße, die Tag für Tag die große Last unseres Körpers tragen?

✓ WOHLTUEND & PFLEGEND

✓ ENTSPANNEND

✓ BELEBEND



Ein Fußbad vitalisiert den ganzen Körper

Ein Fußbad kann:

- die Durchblutung fördern
- entkrampfend wirken
- den Körper entgiften
- den Stoffwechsel anregen
- die Lymphzirkulation aktivieren
- Beschwerden lindern
- auf die Pediküre vorbereiten ... uvm.



Intimduche „Orchidee“ Hygienegerät zur Intimpflege



- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus nickelfreiem, rostfreiem Edelstahl
- 7 Düsen am Kopf des Stabes
- Inkl. 2 x Leitungsdruckminderer und 1x Aufbewahrungsbox

- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Made in Germany
- 10 Jahre Garantie



Art. 452115 | EAN 40 43641 40057 6 - KHP-2.3 L

Art. 452110 | EAN 40 43641 40025 5 - KHP-2.3

promed

KHP-2.3 L / KHP-2.3

Kuschelheizdecken

KHP-2.3 L

KHP-2.3



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 150 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche

- Praktisches Bedienelement
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Größe: 180 x 130 cm
- Leistung: 150 Watt

Art. 614010 | EAN 40 45641 60011 2

promed

NRP-5.4

Rücken- und Nackenheizkissen



- 4 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Heizt bis in den Nackenbereich
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar bei 30 °C
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial

- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Größe: 60 x 90 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt

NRP-2.4

Rücken- und Nackenheizkissen



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 min)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weicher abnehmbarer Bezug
- Maschinenwaschbar bei 40 °C

- Besonders weiches Plüsch Fleece-Kissen
- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Material: 95 % Plüsch Fleece, 5 % Nylon
- Größe: ca. 39 x 63 cm
- Leistung: 100 Watt

HGP-1.7

Wärme-Heizgürtel



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 Min.)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Perfekter Halt durch anpassungsfähiges Klettband
- Ergonomische Bedienung/Schalter
- Geeignet für einen Bauchumfang bis ca. 125 cm

- Variabler Tragekomfort: Um den Bauch oder schräg über den Rücken
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Bei 40 °C waschbar, dank abnehmbarem Schalter
- Größe: ca. 58 x 30 cm
- Material: 90 % Plüsch Fleece, 10 % Nylon
- Leistung: 100 Watt

HKP-1.2 H

Kuschel-Heizkissen



- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Bezug und Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 40 °C waschbar
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Inklusive Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)

- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 40 x 30 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

HKP-1.6 XL

Kuschel-Heizkissen



- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive 2-seitigem Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Bezug waschbar bei 30 °C
- Größe: 46 x 35 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt

KFS-100 Fußwärmer

„Nie wieder kalte Füße“



- 3 Temperaturstufen
- Turbo Heat mit kraftvollen 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Ergonomisches Bedienelement mit beleuchteter LED-Kontrollanzeige



- Herausnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30 °C
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Material: Microfaser (Fußwärmer) Flanell (Innenfutter)
- Größe: 30 x 30 x 23 cm

UBS-2.4 Unterbett

Kuschelige und wohltuende Wärme



- 10 Temperaturstufen
- Geringe Vorwärmzeit dank 120 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung (1 - 9 Std.)
- Angenehm sanfte und gleichmäßig verteilte Wärme für einen erholsamen Schlaf
- Kuscheliges, atmungsaktives Material



- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- Maschinenwaschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Baumwolle (Oberseite) 100 % Polyester (Unterseite)
- Größe: 150 x 70 cm
- Leistung: 120 Watt



Art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

promed

AL-1300 WS Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik, zeitloses Design passend für jede Raumgestaltung; ideal für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Laufzeit ca 10 - 14 Stunden, starke Vernebelung
- Geeignet für alle mittleren und großen Räume

- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter
- Sehr großer Wassertank XXL: 1,3 Liter
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
- 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 44 / 45

AL-150 WS Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank

- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter
- Sparsamer Verbrauch, großer 150 ml Wassertank
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
24 VDC / 500 mA / 7 W
- Aromen siehe Seite 44 / 45

AL-305 Aroma Diffusor mit 5-fach LED-Farbwechsel

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden

- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Nachfüllbehälter, Netzadapter
- 300 ml Wassertank; Laufzeit: ca. 5 - 9 Std.
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz, 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 44 / 45



Duftöl Relax (10 ml)

Art. 262010

EAN 40 43641 26005 7



Duftöl Be Happy (10 ml)

Art. 262011

EAN 40 43641 26006 4



Aromaessenz Lavendel (10 ml)

Art. 262012

EAN 40 43641 26007 1



Aromaessenz Lemongras (10 ml)

Art. 262013

EAN 40 43641 26008 8



Aromaessenz Orange (10 ml)

Art. 262015

EAN 40 43641 26010 1



Naturidentisches Öl, Zimt (10 ml)

Art. 262017

EAN 40 43641 26012 5



Aromaessenz Eukalyptus (10 ml)

Art. 262018

EAN 40 43641 26013 2

Promed Duftöle werden in Deutschland hergestellt – aus besten Naturprodukten, verarbeitet zu 100 % ätherischem Öl – verbreiten einen angenehmen sinnlichen Duft. Lassen Sie sich verführen.





Aromaeassenz Zimt-Orange (10 ml)

Art.Nr. 262019

EAN. 4043641 26015 6



Aromaeassenz Zitrone (10 ml)

Art.Nr. 262020

EAN. 4043641 26016 3



Parfumöl Pfirsich (10 ml)

Art.Nr. 262021

EAN. 4043641 26017 0



Parfumöl Apfel-Zimt (10 ml)

Art.Nr. 262022

EAN. 4043641 26018 7



Parfumöl Wildkirsche (10 ml)

Art.Nr. 262023

EAN. 4043641 26019 4



Parfumöl Vanille (10 ml)

Art.Nr. 262024

EAN. 4043641 26020 0



Parfumöl Rose (10 ml)

Art.Nr. 262025

EAN. 4043641 26021 7



Aromaeassenz Grapefruit (10 ml)

Art.Nr. 262027

EAN. 4043641 26023 1



Aromaeassenz Limette (10 ml)

Art.Nr. 262028

EAN. 4043641 26024 8

- 100 % ätherisches Komposition/Parfumöl
- Flascheninhalt: 10 ml
- Verpackt im dekorativen Karton
- Made in Germany

- 3-sprachig (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (LxBxH)
- Geeignet für Duftlampen/Aromadiffusor, z.B.:
AL-305, AL-150WS, AL-300WS, AL-1300WS



Spezialschuhe, Sohlen und Hilfsmittel von Promed

WIR MACHEN MOBIL!

Spezialschuhe zur Kurz- und Langzeitversorgung sind ein wesentlicher Bestandteil im Angebot der Promed. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit Orthopäden, Fachärzten, Reha-Zentren, Altenpflegern und Diabetes-Spezialisten konnte eine der umfangreichsten Kollektionen für die Bereiche Therapie, Rehabilitation und postoperative Versorgung entwickelt

werden. Medizinische Studien dokumentieren den hohen Standard der einzelnen Modelle.

Beste Funktionalität, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung zum einen, innovative Ideen und zukunftsweisende Technik zum anderen, machen dieses ganzheitlichen Qualitätsschuh-Konzept aus.

SOFTSTEP-SOHLENKONZEPT VERBANDSCHUHE

Die Laufsohle eines Verbandsschuhs sieht in der Regel wenig spektakulär aus. Meist ist dies auch gar nicht gewollt, denn die Förderung des Heilungsprozesses steht im Vordergrund.

Gerade deshalb hat sich Promed zusammen mit Spezialisten eine Reihe von intelligenten Lösungen einfallen lassen, die Bedürftigen eine Linderung verschaffen und Heilungsprozesse fördern können.


**Ergonomisch geformte Laufsohle
aus hochwertigem PU**



Laufsohle:
– schleifbar
– orthopädisch zurechtbar

Das neu entwickelte Promed SOFTSTEP-Sohlenkonzept vereint Sicherheit und Komfort in besonders hohem Maß.

- Die ergonomisch geformte Laufsohle (Fußform) ist aus hochwertigem PU.
- Im Frontbereich ist die Laufsohle ohne Profil gehalten. Dies erleichtert das Gehen im Alltag bei Neuropathien und Schlürfgang.
- Der um 20° abgeschrägte Fersenbereich sorgt für einen sicheren Auftritt und ein ideales Abrollverhalten.
- Die etwas verbreiterte Sohle sorgt für sicheres Gehen und Stehen.
- Das Rautenmuster-Profil sorgt zusammen mit der „U“-Einfassung für Rutsicherheit drinnen und draußen, für ein harmonisches Abrollverhalten.
- Zylindrische Hohlräume, über der gesamten Sohle verteilt, sorgen für bestes Dämpfungsverhalten. Dadurch entsteht eine exzellente Druckentlastung nicht nur im Fersen-, sondern auch im Mittel- und Vorfußbereich. Außerdem werden Gelenke und Wirbelsäule geschont.



Frontbereich ohne Profil (Erleichterung bei Neuropathien und Schlürfgang)



Verbreiterte Sohle für sicheres Gehen und Stehen



Rautenmuster-Profil mit „U“-Einfassung für Rutsicherheit, harmonisches Abrollverhalten



Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für sicheren Auftritt und ideales Abrollverhalten




Das spezielle Metashank-Inlay im Vorfußbereich entlastet die Mittelfußknochen und erleichtert jeden Schritt



Zylindrische Hohlräume über die gesamte Sohle verteilt bringen nicht nur erhebliche Gewichtsersparnis, sondern sorgen v.a. im Fersenbereich für hervorragende Dämpfung

CosyFit

(Innensohle-Masterline)




Modelle:

- alle Masterline, außer München
- alle Classicline, außer München
- Classic 1 und 2.

AirMesh

(Obermaterial-Meshline)



AirMesh + Larina-Schurwolle

Das 3-lagige Schaftmaterial (Schurwolle, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Winter für wohlige warme Füße, die nicht überhitzen.

Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo



AirMesh mit EasyDry-Futter

Das 3-lagige Schaftmaterial (EasyDry, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Sommer für wohl klimatisierte Füße. Die aus dem medizinischen Bereich stammende EasyDry-Faser transportiert Feuchtigkeit schnell weg vom Fuß und trocknet schnell. Besonders geeignet auch für Allergiker.

Modelle: Theralight 1, Theralight 2-S

DAS SCHAFTMATERIAL

- Besteht aus **atmungsaktivem COSYFIT- Material**. Dieses Material sorgt für ein äußerst angenehmes Tragegefühl und bessere Druckentlastung an empfindlichen Stellen.
- Das mehrschichtige Material nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein gutes Fußklima.

DAS OBERMATERIAL

- Das „**Promed „AirMesh“**“ ist aufgrund der Netzstruktur und des 3 mm offenporigen CosyFit - Futterschaums besonders atmungsaktiv, dadurch wirkt es klimatisierend und sorgt für ein prima Wohlfühlgefühl Ihrer Füße.
- Es kommt aus dem medizinischen Bereich und ist frei von toxischen Bestandteilen. Es ist für Allergiker sowie Diabetiker besonders geeignet.

SYMBOLE



Ideal zur orthopädischen Bearbeitung



Abwaschbar



Polyethylen-Velour



SuperComfort-Sohle
im Vorfuß verbreitert,
Stolperschutz, Rutschsicherheit



Waschbar bei 30 Grad



Cosyfit-Futter



Weichschaumeinlage



Micro-Velour



Frottee-Futter



Das Hühnerauge (auch Clavus von lat. Nagel) ist eine durch chronischen Druck auf knochen nahe Haut bedingte, meist schmerzhaft Hornschwielenbildung mit zentralen in die Tiefe gerichtete (nagelförmige) Sporen.



Vorfußschmerzen können mannigfaltige Ursachen haben. Am häufigsten kommt es zu Beschwerden aufgrund von Entzündungen, die auf oft falsches Schuhwerk und / oder Überbelastung zurückzuführen sind. Entstehen auch oft durch unfallbedingten Fußdeformationen.



Bei den verschiedenen Entzündungsformen sind oft Gelenke, Sehnen, Muskelstränge oder die Knochenhaut selbst betroffen. Bei einer Faszitis plantaris ist die Bindegewebsplatte der Fußsohle betroffen.



Unter Hammerzehe versteht man eine Zehendeformität, bei der eine Beugekontraktur der Fußzehenendgelenke besteht.



Hornhaut entsteht auf Grund von Druck oder Reibung. Dadurch entsteht in der Haut eine minimale Entzündung. Zum Schutz darunterliegender Zellschichten wird die Haut lokal angeregt die äußere Epidermis zu verdicken.



Das Diabetische Fußsyndrom, umgangssprachlich auch „diabetischer Fuß“ genannt, ist ein Syndrom im Zusammenhang mit Diabetes mellitus, das am häufigsten bei Patienten mit Diabetes Typ 2 (sog. Zuckerkrankheit) auftritt.



Als Arthritischen Fuß bezeichnet man einen Entzündungsschutz der auf Entzündungen in den Gelenken des Fußes bzw. Zehen zurückzuführen ist.



Unter Spreizfuß wird ein Auseinanderweichen der Knochenstrahlen des Mittelfußes verstanden.



Zehendeformitäten sind krankhafte Formveränderungen die entweder angeboren oder im Laufe des Lebens erworben worden sind. Durch erhöhten mechanischen Druck kann es zu schmerzhafter Beschwielung und zu Entzündungen kommen.



Als Hallux Valgus wird in der Medizin eine X-förmige Abknickung der Großzehe im Grundgelenk bezeichnet. Die Erkrankung tritt fast immer zusammen mit einem Spreizfuß auf



Das mehrschichtige **Schaftmaterial** nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein „**prima Fußklima**“.



Besonders geeignet bei Druckempfindlichkeit an den Füßen, insbesondere für die Prophylaxe für **Diabetiker** und all diejenigen, die Heilungsprozesse an ihren Füßen unterstützen wollen.



Besonders geeignet für rheumatischen Syntomen, wie z.B. bei rheumatische Fußveränderungen, Krallen- und Hammerzehen, Hallux rigidus.



Das **Softstep** Sohlenkonzept mit seinen zylindrischen Hohlräumen und der Neuropathiefläche (Zehenbereich) vereint Sicherheit und Komfort in einem noch nie dagewesenen Maße.



Der **AirMesh**-Schaftmaterial ist auf Grund der Netzstruktur und des offenkporigen CoysFit-Futterschaums besonders atmungsaktiv und klimatisierend. Besonders geeignet auch für Allergiker und Diabetiker.



Beim Prinzip "**Washable-Insole**" kann die Sohle jederzeit gewechselt und bei 30 Grad gewaschen werden. Dadurch verhindern Sie unangenehme Geruchsbildung.



Natürliche **Schurwolle** vom Schaf sorgt im gesamten Schuh für wohlige warme Füße und herrlich weichen Tragekomfort.



Obermaterial aus (perforiertem) **Stretch** für besonders gute Atmungsaktivität. Passt sich nahezu jeder Fußform an.



Schuhe werden unter Qualitätsprüfung in der EU hergestellt



Sie ist ein Merkmal höchster Qualität. Brandsohlen sind die Unterkonstruktion eines Schuhs. Sie bewirkt eine dauerhafte, formstabile Konstruktion schon ohne Laufsohle, die daher mit anderen Eigenschaften versehen werden kann.



Das strapazierfähige, optisch an Wildleder erinnernde Material sorgt für gesundes atmungsaktives Klima im Schuh. Es ist scheuerbeständig, reißfest und dabei pflegeleicht.

Allgemeine Hinweise Sortiment Promed Schuhe:



Maschinewäsche bei 30 °C



Nicht Trockner geeignet



Nicht Bügeln



Nicht chemisch Reinigen



Keine Bleichmittel verwenden

Die Schuhe können mittels jedem handels- bzw. haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Schuhbezeichnung	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Produktbild							
Art.Nr.	510341	510331	510230	521241 (s.) 521242 (b.)	520210	520220	520230
HiMiNr. (Paar)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.XXXX	31.03.03.XXXX	31.03.03.XXXX	31.03.03.XXXX
Seite im Promed Katalog 2020	59	59	60	60	56	56	55
Haupteinsatzgebiete							
Bei allgemeinen Problemen im Zehen- und Vorfußbereich				✓	✓	✓	✓✓
Ideal zur Diabetes-Prophylaxe	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Rheumatikern	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Neuropathien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ideal für Rollstuhlfahrer	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Bei fast allen Fußformen z.B. Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße			✓✓		✓	✓	✓
Bei Entzündungen, Schwellungen oder bandagierten Füßen			✓		✓	✓	✓✓
Bei Fußdeformationen			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Für den Einsatz nach Operationen					✓		
Bei rheumatischen Füßen	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Für stark belastete Füße (z.B. Übergewicht)							
Wunden im Fußbereich z.B. traumatische Verletzungen					✓	✓	✓
Bei Druckempfindlichkeit, Entzündungen, Schwellungen und lymphatischen Füßen	✓✓	✓✓			✓		✓
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							

Verbandschuhe

✓ = geeignet; ✓✓ = besonders geeignet

Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio XL	Sanisoft D	Sanisoft
								
Theramed D1	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
61	61	62	62	57	58	57	58	59

✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
					✓✓			✓✓
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
				✓	✓✓	✓	✓	✓✓
✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					✓✓			✓✓
✓			✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
		✓✓		✓✓			✓	

Pedibelle Anna

Die schicke Damen-Stieflette



**Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.
Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.**

- Knöchelhohe Stieflette für drinnen und draußen
- Komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
- 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Fußanpassung
- Rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg für sicheres Gehen und Stehen
- Perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersenbereich für beste Dämpfung
- Größen: 36 - 42, Bequemweite G



Art. 540112 (schwarz)

Art. 540111 (braun)

Pedibelle Eleine

Der adrette Damen-Halbschuh



**Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.
Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.**

- Bequemer Halbschuh für drinnen und draußen
- Komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
- Weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-Fit-System
- Rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg für sicheres Gehen und Stehen
- Perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersenbereich für beste Dämpfung
- Größen: 36 - 42, Bequemweite G

Art. 540151 - beige
Art. 540152 - schwarz

promed

Pedibelle Diana

Die luftige Damen-Sandalette



Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen – aber auch bei Bandscheibenbeschwerden oder Venenleiden.

- Bequeme Sandalette für drinnen und draußen
- Wohltuend bei Beschwerden im Vorfuß oder Zehenbereich
- Weit zu öffnender Schuh mit 2-Klett-Easy-Fit-System
- Rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg für sicheres Gehen und Stehen
- Perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersenbereich für beste Dämpfung
- Größen: 36 - 42, Bequemweite G



Art. 540162

Pedibelle Flex*

einzigartige Pantolette für Sie und Ihn

promed



Bei Hallux-Valgus oder ähnlichen Vorfußerscheinungen.

- Komfortable Pantolette (unisex) für drinnen und draußen
- Variabler Fersenriemen für 3 Tragevarianten
- Optimierbarer Sitz, dank variablem Fersen- und Ristriemen
- Funktion des Fersenriemens: schwenkbar oder abnehmbar durch zwei Druckknöpfe, Fersenweite einstellbar durch Klettverschluss
- Verbreiteter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Ristriemen mit Klettverschluss zur perfekten und stufenlosen Anpassung der Risthöhe
- Passt sich dank Stretch im Vorfuß nahezu allen Fußformen an
- Rutschfeste Laufsohle „Luka“ mit durchgehendem Steg
- Softstep-Sohlenkonzept
- Größen: 36 - 46, Bequemweite J

promed

* Auslaufmodell – Größen unter Vorbehalt solange Vorrat reicht!

Art. 540142

Pedibelle Alexander

Die Stieflette für den Herren

promed



Für alle, die sanften Halt und dennoch großen Komfort für sensible Füße suchen. Wohltuend bei strapazierten Füßen und Druckstellen.

- Knöchelhohe Stieflette für drinnen und draußen
- Komfortabel und angenehm tragbar
- 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Anpassung an nahezu jede Fußform
- Rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit Absatz für sicheres Auftreten
- Guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung
- Größen: 40 - 46, Bequemweite G



Art. 540122

Pedibelle Jonas

Der bequeme Herren-Halbschuh

promed



Für alle, die Entlastung für Ihre empfindlichen Füße suchen. Wohltuend bei Druckstellen, Schwellungen und Venenleiden.

- Herren-Halbschuh für drinnen und draußen
- Komfortabel und angenehm tragbar
- Weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-fit-System
- Rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit Absatz für sicheres Auftreten
- Guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung
- Größen: 40 - 46, Bequemweite G



Art. 520230 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.XXX

Flex 2

einzigartiger Verbandschuh in Pantolettenform

NEU

promed



Fersenriemen
abnehmbar



- Komfortable Pantolette für drinnen und draußen
- Variabler Fersenriemen für 3 Tragevarianten
- Optimierbarer Sitz, dank variablem Fersen- und Ristriemen
- Funktion des Fersenriemens: schwenkbar oder abnehmbar durch zwei Druckknöpfe, Fersenweite einstellbar durch Klettverschluss
- Verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand


- Ristriemen mit Klettverschluss zur perfekten und stufenlosen Anpassung der Risthöhe
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite J
- Farbe: schwarz

promed

Wallgau

Bequemer niedriger Verbandschuh Therapeutischer Bequemschuh

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Riisklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretch Material
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zureichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz



Grainau

Therapeutischer Bequemschuh

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Riisklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretch Material
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zureichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz

Sanicabrio DXL

Über knöchelhoher, extra weiter Spezialschuh



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg
- Weiche und flexible Anpassung
- Ideal für geschwollene Füße, Hammerzehen, Einsatz nach Operationen und Gipsverbänden und Füße in Bandagen
- Größen: 36 - 47; Überweite J
- Farbe: marineblau



Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Sanicabrio LXL

Niedriger extra weiter Spezialschuh



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich
- Fersenklett bietet kinderleichten Einstieg
- Niederschaft am Knöchel
- Ideal zur Lösung von Fußproblemen, wie z.B. bandagierte Füße, stark belastete, druckempfindliche Füße, Hallux und Hammerzehen
- Größen: 36 - 47; Überweite J
- Farbe: marineblau



Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Sanicabrio

Therapie- und Rehaschuh mit Vorfuß- und Fersenklett



- Individuelle Nachstellmöglichkeiten
- Auch als Erstversorgungsschuh geeignet
- Ideal bei extremer Druckempfindlichkeit und starken Schwellungen
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47; Bequemweite G
- Farbe: marineblau



Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschluss-technik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Art. 510170 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4047

Sanisoft D

Niedriger Spezialschuh



- Mit großem Volumen und individuellen, unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten im Vorfuß- und Ristbereich
- Ein Klima-Schuh für Diabetiker- und andere Problemfüße
- Leichtes An- und Ausziehen sowie optimale Weitenregulierung
- Besonders geeignet auch für Rollstuhlfahrer
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Bequemer Einschluß durch weit zu öffnenden Klettverschluss im Rist- und Fersenbereich



Sanisoft

Therapie- und Reha-Schuh in Halbschuh-Machart



Klettverschluss



Frotteefutter

Leichte und dämpfende Sohle,
rutschhemmend und im Vorfuß
etwas verbreitert

- 2 Klettverschlüsse im Vorfußbereich
- Tiefer Schaftausschnitt unter dem Knöchel
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: marineblau



Art. 510341 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. 510331 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.059 (Lo)

GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Fellstiefel mit Airmesh Schaftmaterial und Schurwollfutter



(Hi)



(Lo)

- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit Larina-Wollfutter für prima Fußklima
- 2 weit zu öffnende Klettverschlüsse im Vorfuß für leichten Einstieg und festen Halt
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- Diabetiker- und Allergiker-geeignet

- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

München 2 LXL

Stretch-Microvelour Halbschuh zur Therapie und Reha



- Vergrößertes Vorfußvolumen
- 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Das dehnbare Material macht jede Bewegung mit
- Keine schmerzenden Druck- oder Reibestellen
- Fußklimafreundliches Modell
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: schwarz



Der Microvelourschaft bietet sanften, individuellen Halt

Eingelegtes Wechselfußbett

beste Verarbeitung

Vergrößertes Vorfußvolumen und 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglichen eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen



Braun - Art. 521241 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.XXXX

Schwarz - Art. 521242 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.XXXX

München 3

Niedriger Komfort-Verbandschuh aus

Stretch-Microvelour-Kombination



Mittel- und Fersenteil aus Microvelour für perfekte Passform



Ristklettverschluss für extra komfortablen Ein- und Ausstieg

- Ristklettverschluss für extra komfortablen Ein- und Ausstieg
- Optisch attraktives Obermaterial aus perforiertem Stretch-Dacron für besonders gute Atmungsaktivität
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)

- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker

- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: braun, schwarz

Leichte dämpfende, rutschhemmende Sohle

Theramed D1

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit geschlossener Ferse



Atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial

- Mit zwei Klettverschlüssen am Vorfuß und Rist
- Offener Zehenbereich, Ristriemen und geschlossener Fersenbereich
- Besonders zu empfehlen bei Problemen im Zehen- und Vorfußbereich, bei Entzündungen, Schwellungen und Hallux
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Vollständig zu öffnen durch zwei Klettverschlüsse




Theramed D3

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit offener Ferse



Drei Klettverschlüsse für individuelle Anpassung im Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich

- Mit drei Klettverschlüssen für individuelle Anpassung im Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich. Fersenfenster offen
- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit im Fersenbereich, aber auch bei Entzündungen und Schwellungen im Fersen- und Zehenbereich
- Klimafreundliches Modell
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Pantomobil D

Leichter, multifunktionseller, weit zu öffnender Spezialschuh in Pantoffelbauweise



Mit breitem Klettverschluss im Vorfuß für festen Halt und individuelle Anpassung

- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit, Schwellungen oder Entzündungen im Vorfuß und/oder Fersenbereich
- Fußklimafreundliches Modell, besonders angenehm in der wärmeren Jahreszeit dank atmungsaktivem Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)
- Inklusive Fersenriemen
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



inkl. abnehmbarem Fersenriemen

Atmungsaktives Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)



Art. 510311 (paarweise)

HiMiNr.: 31.03.03.4047

TheraLight 1

Komfort, Reha- und Bequemschuh mit offenem Zehenbereich und geschlossener Fersenkappe



Super leichter Einstieg dank Klettsystem

- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit EasyDry-Futter für prima Fußklima
- weit zu öffnender Klettverschluss für leichten Einstieg
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- für Diabetiker und Allergiker geeignet
- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

Atmungsaktives AirMesh Obermaterial mit EasyDry-Futter



Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum- Einlegesohle (Doppelsohle)



Ersatz-Einlegesohle (Doppelsohle)
für Modell Wallgau und Grainau
Größen: 36 - 47, Weite J
Art. 550236

- Weichschaum-Einlegesohle 1:
Baumwollstoff-EVA (3,6 mm), schwarz
- Weichschaum-Einlegesohle 2:
Polyester-EVA (4 mm), schwarz

Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum- Einlegesohle



Größen: 36 - 47, Weite J, (jeweils paarweise)
Farbe: Schwarz

- Art. 550230 (Modell: Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)
Art. 550231 (Modell: Theramed D1, Theralight 1)
Art. 550232 (Modell: Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)
- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
 - Frottee-Bezug
 - 4 mm EVA-Sohle

Art. 550235 (paarweise)

Ersatz-Weichschaum- Einlegesohle



- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
- Frottee-Bezug
- 4 mm EVA-Sohle
- Geeignet für jedes Modell der Promed-Reihe
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß

Art. 550240 (paarweise)

Ersatz-Fell-Einlegesohle



geeignet für
Handwäsche

- Pflegeleichte Einlegesohlen für empfindliche Füße
- Hochwertige, mit 100 % Schafwolle bezogene
EVA-Einlegesohle in 4 mm Stärke mit Weichtrittkomfort
- Geeignet für die Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß



HUBER
Fußtechnologie

by **promed**

AUF DAS RICHTIGE FUNDAMENT KOMMT ES AN


Art. 552055

Hallux Valgus

Zur Vorbeugung gegen weiteres Abweichen der Großzehe



HUBER
Fußtechnologie



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Prophylaxe bei Hallux-Valgus-Neigung
- Stechender Schmerz in der Abrollphase des Fußes
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Menschen mit Spreizfuß und/oder Großzehen-Deformität
- Menschen mit Hallux-Valgus-Problemen


Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- schadstofffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): 35 - 49

Fersensporn

Ferseneinfassung mit U-förmiger Polsterkonstruktion



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Stechender Schmerz in der Auftrittsphase
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Fersensporn, Fersenspornüberbelastung
- Personen in Geh- und Stehberufen
- Allergiker und Diabetiker

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstofffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmen Tragekomfort

Größen (1 Paar): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. 552040 Gelenkentlastungssohle 1 (bis 80 kg)

Art. 552045 Gelenkentlastungssohle 2 (ab 80 kg)

Gelenkentlastung (</> 80 kg)

Zur gezielten, gewichtsspezifischen Druckentlastung



Gegen schwere, müde Beine



Gegen schwitzende Füße



Gegen brennende Füße

Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Zur Entlastung von Wirbelsäule und Gelenken
- Beschwerden mit den Mittelfußknöchelchen (Metatarsalgie)
- Sohlen-/Fersenbrennen, Gelenkproblemen (Knöchel, Knie, Hüfte)

Besonders geeignet für:


- Personen in Geh- und Stehberufen
- Schmerzende, brennende, überbelastete, müde, druckempfindliche Füße

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstofffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar):

XS/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49




Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Punktueller Druckempfindlichkeit
- Dornwarzen, Fersensporn, zur Dämpfung der Gelenke

Eigenschaften: Sohle besteht aus einer 5 mm Kombination:

- 3 mm Deckschicht: Plastazote® – geschlossenporiger Schaumstoff höchster Qualität mit extrem guter Rückstellkraft und Haltbarkeit
- 2 mm Wabenschicht: EVA (weiß) – offenporiger Schaumstoff mit Waben-Stanzung für gezielte Druckentlastung

vorher **nachher**



Besonderheit:



durch wabenförmige Stanzung erhöht sich das Dämpfungsverhalten um 20 %, gezielte, punktuelle Entlastung durch das Entfernen der wiedereinsetzbaren Einzelwaben

Größen (1 Paar): 36 - 47

Art. 552060

Anti-Schweißfuß-Sohle*

Zur Vermeidung von Fußschweiß und Geruchsbildung



**Vermeidet
Geruch**

**3 Schichten mit
DRY BEST HYPERION®**

Vermeidet feuchte Füße

Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Schweißfußneigung + Geruchsbildung

Eigenschaften:

- Spezial-Zell-Schaumstoff für besseren Luftaustausch sorgt für trockenes Wohlfühl-Fußklima
- Atmungsaktiv, geruchsvermeidend
- Feuchtigkeitsabsorption bis 40 % des Sohlengewichts
- Material: Bezug – 3 Schichten mit DRY BEST HYPERION®
Trägermaterial – 100 % Wollfilz

Besonders geeignet für:

- Menschen im Alltag, mit Schweißfußneigung, mit feuchten, kalten Füßen
- Allergiker geeignet – hautverträglich und nebenwirkungsfrei

Größen (1 Paar): 35 - 47



Versorgungsgebiete

Therapieschuhe			Präventive Versorgung	Postoperative Versorgung	Konservative Behandlung	Trauma-Versorgung, Fraktur	Gipsversorgung	Verstauchung, Verrenkung	Instabilität des Bandapparates	Plantare Fasciitis	Wundversorgung, pAVK	Diabetischer Fuß, Neuropathie	Orthopädische Kinderversorgung
Verbandschuhe													
MedSurg	Seite 72				✓		✓				✓	✓	
MedSurg Pediatric	Seite 80				✓		✓						✓
MedSurg Pro®	Seite 71				✓		✓				✓	✓	
AllRound Shoe	Seite 76				✓	✓	✓				✓	✓	
WCS® Light	Seite 75		✓	✓	✓						✓	✓	
WCS®	Seite 75		✓	✓	✓						✓	✓	
Entlastungsschuhe													
OrthoWedge	Seite 72				✓		✓				✓	✓	
OrthoWedge Light	Seite 73				✓		✓				✓	✓	
Relief Dual®	Seite 70				✓		✓				✓	✓	
HeelWedge®	Seite 77				✓		✓				✓	✓	
Gipsschuhe													
Body Armor® Cast Shoe	Seite 83						✓	✓					
SlimLine®	Seite 77						✓	✓					
SlimLine® Pediatric	Seite 80						✓	✓					✓
Orthesen und Bandagen													
Unterschenkel													
Body Armor® Walker II *	Seite 82				✓	✓	✓			✓			
AirTraveler Walker	Seite 81				✓		✓			✓		✓	✓
Relief Insert® Walker	Seite 82				✓	✓	✓		✓	✓	✓		



		Präventive Versorgung	Postoperative Versorgung	Konservative Behandlung	Trauma-Versorgung, Fraktur	Verstauchung, Verrenkung	Instabilität des Bandapparates	Plantare Fasciitis	Wundversorgung, pAVK	Diabetischer Fuß, Neuropathie	Orthopädische Kinderversorgung
Sprunggelenk											
	Body Armor® Ankle Flex Seite 88		✓		✓		✓	✓			
Fuß											
	TAS® Seite 87			✓							
	TASO Function Comfort Seite 89		✓	✓	✓						
	TASO Function Control Seite 89		✓	✓	✓						
Lagerungshilfen											
Lagerungsschienen											
	NightSplint® Seite 83		✓	✓	✓				✓		
	Body Armor® Night Splint Seite 86		✓		✓				✓		
Freilagerungen											
	Heelift® Seite 84		✓							✓	✓
	Heelift® Glide Seite 85		✓							✓	✓
	Heelift® AFO Seite 85		✓							✓	✓
	Elbowlift Seite 86		✓							✓	✓
Sohlensysteme und Zubehör											
	PegAssist® Insole Seite 79			✓	✓					✓	✓
	Puzzle Insole® Seite 78			✓	✓						
	Relief Contour Insole Seite 78			✓	✓					✓	✓
	WCS® / Light Insoles Seite 74		✓	✓	✓					✓	✓
	PegContour® Insole Seite 79			✓	✓	✓				✓	✓

Relief Dual®

Fußteilentlastungsschuh



Kompatibel mit: austauschbaren Innensohlen (Seite 78/79)

**Puzzle Insole®, PegContour® Insole,
PegAssist® Insole, Relief Contour Insole**
zur gezielten Druckumverteilung / Druckentlastung



INDIKATIONEN

- postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung
z. B. nach Fußosteotomien

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen
- Verringerte Fußgelenkbewegungen und bessere Druckumverteilung nach Operationen am Fuß
- Reduzierte Dorsalextensionsmomente der distalen Fußgelenke gewährleisten einen höheren Grad der Vorfußentlastung
- Negativabsatz durch Verwenden der modularen Innensohle Puzzle Insole® oder der Weichbettungs-einlegesohle Relief Contour Insole

EIGENSCHAFTEN

- Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
- durchgehende, rigide Schuhbodenversteifung
- innovative Zwei-Sohlentechnologie
- rechts und links tragbar

Größen:

Damen: WS/34 - 36,5, WM/37-38,5, WL/39-41

Herren: MS/39-41, MM/41,5-43, ML/43,5-45,
MXL/45,5-47

Farbe: grau

> stabile Fersenkappe
für besseren Rückfußhalt
> erhältlich in 7 Größen
> weiches Innenfutter

> breiter Ristklettverschluss
> Umlenkschlaufen auf beiden Seiten
> Klettverschluss individuell abklappbar

> nahtfreie und größere
Komfortzone nach z.B.
Hallux Valgus-Operation

> Platz für Einlagen durch herausnehmbare
Sohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
> geringe Profilhöhe – kein Höhenausgleich
notwendig



> rutschfeste Gummisohle
> verbesserte Stoßdämpfung speziell
im Fersen- und Ballenbereich



> herausnehmbare Sohle
> austauschbar mit Puzzle Insole®
oder PegAssist® Insole



> Aufbau in Sandwichbauweise für
verbesserte Druckumverteilung durch
langsohlige, rigide Brandsohle



MedSurg Pro® (High)

Verbandschuh

nach Operationen – knöchelübergreifend



Kompatibel mit: austauschbaren Innensohlen (Seite 78/79)

**Puzzle Insole®, PegContour® Insole,
PegAssist® Insole, Relief Contour Insole**
zur gezielten Druckumverteilung / Druckentlastung



INDIKATIONEN

- postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fußosteotomien

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen
- Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

EIGENSCHAFTEN

- Fersenkappe für besseren Rückfußhalt vergrößert
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen:

Damen: WS/34-36,5, WM/37-38,5, WL/39-41

Herren: MS/39-41, MM/41,5-43, ML/43,5-45,
MXL/45,5-47

Farbe: schwarz

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

MedSurg Pro® (Low)

Verbandschuh

nach Operationen – niedrig



Kompatibel mit: austauschbaren Innensohlen (Seite 78/79)

**Puzzle Insole®, PegContour® Insole,
PegAssist® Insole, Relief Contour Insole**
zur gezielten Druckumverteilung / Druckentlastung

**Neues leichtes,
luftdurchlässiges
Obermaterial**



INDIKATIONEN

- postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fußosteotomien

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen
- Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

EIGENSCHAFTEN

- Fersenkappe für besseren Rückfußhalt vergrößert
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen:


Damen: WS/34-36,5, WM/37-38,5, WL/39-41

Herren: MS/39-41, MM/41,5-43, ML/43,5-45,
MXL/45,5-47

Farbe: schwarz

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

MedSurg Verbandschuh



Kompatibel mit: austauschbaren Innensohlen (Seite 78/79)

**Puzzle Insole®, PegContour® Insole,
PegAssist® Insole, Relief Contour Insole**
zur gezielten Druckumverteilung / Druckentlastung



INDIKATIONEN

- postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fußosteotomien

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

EIGENSCHAFTEN

- luftdurchlässiges Nylongewebe
- patentgeschützte Sohlenversteifung
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen (s.a. Tabelle S. 90):

Damen: WS/34-36,5, WM/37-38,5, WL/39-41

Herren: MS/39-41, MM/41,5-43, ML/43,5-45,
MXL/45,5-47

Farbe: schwarz

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

OrthoWedge Vorfußentlastungsschuh



Kompatibel mit: austauschbare Innensohle (Seite 79)

PegAssist® Insole
zur gezielten Druckentlastung
TwinShoe zum Höhenausgleich (S.73)



INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- Abheilung von Vorfußulcera

WIRKUNGSWEISE

- Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes

EIGENSCHAFTEN

- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen (s.a. Tabelle S. 90):

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5;
L/42-44; XL/44,5-47

Farbe: schwarz

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

OrthoWedge Light Vorfußentlastungsschuh



Kompatibel mit: austauschbare Innensohle (Seite 79)

PegAssist® Insole

zur gezielten Druckentlastung

TwinShoe zum Höhenausgleich (S.73)



INDIKATIONEN

- postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- Abheilung von Vorfußulcera

WIRKUNGSWEISE

- Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes
- EVA-Außensohle: Enorm abriebfest und hohe Dämpfungseigenschaft
- Geringes Gewicht

EIGENSCHAFTEN

- für geschlossene Räume geeignet

- modifiziertes Modell des OrthoWedge
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen (s.a. Tabelle S. 90):

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5;
L/42-44; XL/44,5-47

Farbe: schwarz

TwinShoe® Ausgleichsschuh / Begleitschuh

Kompatibel mit

**OrthoWedge, OrthoWedge Light,
HeelWedge®, WCS®**



INDIKATIONEN

- bei Abgabe von Hilfsmitteln, die eine mögliche Beinlängendifferenz verursachen (z. B. Vorfußentlastungsschuh)
- Vermeidung eines Beckenschiefstandes

WIRKUNGSWEISE

- für ein sicheres und physiologisch korrektes Gangbild in Verbindung mit Therapieschuhen, Verbandsschuhen und Entlastungsschuhen

EIGENSCHAFTEN

- Sohlenhöhe: 36 mm
- herausnehmbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen:

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5;
L/42-44; XL/44,5-47,

Farbe: schwarz

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

Toe Cap – Zehenkappe

DARCO

1) für MedSurg, MedSurg Pro®, OrthoWedge, Twin Shoe®, (schwarz)

2) Relief Dual® (grau), Relief Insert® Walker (grau), 3) WCS®



INDIKATIONEN

- Stoßschutz der Zehen
- Schutz vor Kälte und Schmutz

WIRKUNGSWEISE

- Vermeidung von Fremdkörpern
- Steigerung des Tragekomforts

EIGENSCHAFTEN

- von Hand waschbar
- rechts und links tragbar

Bei Bestellung bitte Schuhgröße angeben.

Für MedSurg — Art. 530370 + Größe

Damen: WS/34-36,5; WM/37-38,5; WL/39-41

Herren: MS/39-41; MM/41,5-43; ML/43,5-45; MXL/45,5-47

Für MedSurg Pro® — Art. 530395 + Größe:

Damen: WS/34-36,5; WM/37-38,5; WL/39-41

Herren: MS/39-41; MM/41,5-43; ML/43,5-45; MXL/45,5-47

Für OrthoWedge — Art. 530360 + Größe:

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5; L/42-44; XL/44,5-47

Für TwinShoe® — Art. 530390 + Größe:

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5; L/42-44; XL/44,5-47

Für Relief Dual® — Art. 530396 + Größe:

Damen: WS/34-36,5; WM/37-38,5; WL/39-41

Herren: MS/39-41; MM/41,5-43; ML/43,5-45; MXL/45,5-47

Für Relief Insert® Walker — Art. 532405 + Größe:

Damen: WS/34-36,5; WM/37-38,5; WL/39-41

Herren: MS/39-41; MM/41,5-43; ML/43,5-45; MXL/45,5-47

Art. 530211 (4er Set) | HiMiNr.: bei Verbandsschuhen 31.99.99.0999

DARCO

Ersatz-Sohlen-System für WCS® und WCS® Light



4-lagiges Einlegesohlenkonzept.

INDIKATIONEN

- bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren
- zur Druckentlastung
- in der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen

WIRKUNGSWEISE

- Einlagensystem zur gezielten Druckentlastung beispielsweise für Diabetespatienten

EIGENSCHAFTEN

- individuelle Bearbeitungsmöglichkeit zur Druckentlastung
- unterschiedliche Shore-Härten
- einfacher Zuschnitt
- für den rechten und linken Fuß erhältlich

Größen: XS (35–36), S (37–38), S/M (39–40),

M (41–42); L (43–44), XL (45–46), XXL (47–48)

WCS®

Verbandschuh



INDIKATIONEN

- bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren> zur Druckentlastung
- in der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen

WIRKUNGSWEISE

- Möglichkeit der individuellen Anpassung an jeden Patienten zur gezielten Druckentlastung am Fuß
- Abrollsohle gewährleistet ein physiologisch korrektes Gangbild

EIGENSCHAFTEN

- austauschbare Innensohle
- für den rechten und linken Fuß erhältlich

Größen: XS/35 - 36 S/37 - 38, S/M/ 39 - 40, M/41 - 42; L/43 - 44; XL/45 - 46; XXL/47 - 48

Farbe: schwarz

Inklusive: WCS® Insoles für den Behandlungsverlauf / bei Läsionsveränderung kann das 4-Sohlen-System auch nachbestellt werden (s.S 74)

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

WCS® Light

Verbandschuh (geschlossen)



INDIKATIONEN

- bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- zur Abheilung offener Wunden und leichten Ulcera
- zur Druckentlastung
- in der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen

WIRKUNGSWEISE

- Möglichkeit der individuellen Anpassung an jeden Patienten zur gezielten Druckentlastung am Fuß
- Abrollsohle gewährleistet ein physiologisch korrektes Gangbild
- leichtes und luftdurchlässiges Obermaterial für hohen Tragekomfort und ausreichend Platz für Verbände

EIGENSCHAFTEN

- große Zehenbox
- austauschbare Innensohle
- nur paarweise erhältlich

Größen: XS/35 - 36 S/37 - 38, S/M/ 39 - 40, M/41 - 42; L/43 - 44; XL/45 - 46; XXL/47 - 48

Farbe: schwarz

Inklusive: WCS® Insoles für den Behandlungsverlauf / bei Läsionsveränderung kann das 4-Sohlen-System auch nachbestellt werden (s.S 74)



Kompatibel mit: austauschbarer Innensohle (Seite 79)

PegContour® Insole,
zur gezielten Druckumverteilung

INDIKATIONEN

- zur postoperativen Versorgung
- zur Wundversorgung
- Arthritis
- Fuß mit Risikokategorie 0, 1, 2 nach DDG Richtlinie

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung
- Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

EIGENSCHAFTEN

- wasser- und schmutzabweisend
- luftdurchlässiges Nylongewebe



- nahtfreie Komfortzone
- geringe Profilhöhe – kein Höhenausgleich notwendig
- durchgehende Schuhbodenversteifung
- rechts und links tragbar

Größen

XS/37-38; S/39-40; M/41-42;
L/43-44, XL/45-46, XXL/47-48

Farbe: schwarz

> tragen von sehr umfangreichen
Verbänden möglich
> leichter Einstieg durch weite
Öffnung

> einfaches Verschlusssystem
> wasser- und schmutzabweisendes
sowie haltbares Material
> luftdurchlässiges Nylongewebe

> nahtfreie Komfortzone
> Mittelsohle (hellgrau)
bietet Stabilität
> stoßdämpfende Laufsohle

> durchgehende
Schuhbodenversteifung
> geringe Profilhöhe – kein
Höhenausgleich notwendig
> rechts und links tragbar



HeelWedge® Fersenentlastungsschuh



Kompatibel mit: austauschbare Innensohle (Seite 79)

PegAssist® Insole

zur gezielten Druckentlastung

TwinShoe zum Höhenausgleich (S.73)



INDIKATIONEN

- Abheilung von Ulcera im Fersenbereich (Rückfußulcera)
- postoperativ nach Eingriffen bei Fersensporn (plantare Fasciitis)
- Druckentlastung nach Frakturen

WIRKUNGSWEISE

- gezielte Entlastung des Fersenbereichs durch spürbare Druckumverteilung

EIGENSCHAFTEN

- austauschbare Innensohle
- integrierte Zehenkappe
- rechts und links tragbar

Größen (s.a. Tabelle S. 90):

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5;
L/42-44, XL/44,5-47

Farbe: schwarz

SlimLine® Gips- und Verbandschuh



Kompatibel mit: austauschbare Innensohle (Seite 79)

PegAssist® Insole

zur gezielten Druckentlastung



INDIKATIONEN

- Frakturen bzw. Gipsversorgungen

WIRKUNGSWEISE

- stoßhemmende Wirkung
- Aufnahme umfangreicher Verbände durch quadratischen Vorfußaufbau und flexible Verschlusstechnik

EIGENSCHAFTEN

- wetterfestes Obermaterial
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen:

XS/33,5-37; S/37,5-39,5; M/40-41,5;
L/42-44, XL/44,5-47

Farbe: schwarz

Puzzle Insole®

Modulare Innensohle zur Druckumverteilung



**Aus zwei mach eins -
zur individuellen Anpassung.**



Die Puzzle Insole® erlaubt eine plantare Druckentlastung durch das einfache Austauschen der Module. Die beiden Sohlen aus EVA-Schaumstoff unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedlichen Shore-Härten. Die drei austauschbaren Module (Kleinzehenmodul, Großzehenmodul und Mittelmodul) sind für unterschiedlichste Indikationen einzeln auszutauschen. Die Modulare Innensohle zur plantaren Druckumverteilung entwickelt. Speziell nach Vor- und Mittelfuß-Operationen.

WIRKUNGSWEISE

- modulare Innensohle zur plantaren Druckumverteilung
- speziell nach Vor- und Mittelfuß-Operationen

EIGENSCHAFTEN

- einfaches Austauschen der Module
- Negativabsatz von 2,4° Dorsalextension
- rechts und links tragbar

Passend für Produkt: MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Insert® Walker, Relief Dual®

Größen:

Damen: S / 34-36,5; M / 37-38,5; L / 39-41

Herren: S / 39-41; M / 41,5-43; L / 43,4-45; XL / 45,5-47

Farben: schwarz-blau (1 Set)

Relief Contour Insole

Weichbettungseinlegesohle



INDIKATIONEN

- nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Knick-, Senk-, Spreizfuß
- Angioneuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten

WIRKUNGSWEISE

- durch angepasste Konturen wird eine optimale Druckumverteilung erreicht
- eine bis zu 90 % flächige Belastung möglich

EIGENSCHAFTEN

- Weichbettungseinlegesohle (langsohlig)

- beschleifbares PU-Material
- Negativabsatz von 2,4° Dorsalextension
- für den rechten und linken Fuß erhältlich

Passend für Produkt: MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Insert® Walker, Relief Dual®

Größen:

Damen: WS (34-36,5), WM (37-38,5), WL (39-41)

Herren: MS (39-41), MM (41,5-43), ML (43,5-45),

MXL (45,5-47)

Farbe: blau

PegContour® Insole

Waben-Weichbettungseinlegesohle

für MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®



INDIKATIONEN

- nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Knick-, Senk-, Spreizfuß
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- **Zur gezielten Druckumverteilung bei:**
- plantaren Läsionen im Vor- und Mittelfußbereich
- plantaren Ulcera / Ulcus-Prävention im Vor- und Mittelfußbereich
- Hyperpressionsstellen im Vor- und Mittelfußbereich

WIRKUNGSWEISE

- effektives Einlagensystem zur plantaren Druckentlastung bei akuten Versorgungen

- Druckreduzierung bis zu 55 % möglich
- durch angepasste Konturen wird eine optimale Druckumverteilung erreicht

EIGENSCHAFTEN

- weicher, längs- und querelastischer Sohlenbezug aus funktionellem Polyester
- beschleifbares PU-Material
- individuelle Anpassung durch einzeln herausnehmbare Waben (Pegs)
- **rechte und linke Version erhältlich**

Größen:

Damen: WS (34-36,5), WM (37-38,5), WL (39-41)
Herren: MS (39-41), MM (41,5-43), ML (43,5-45),
MXL (45,5-47)

PegContour® Insole

Waben-Weichbettungseinlegesohle

für AllRound Shoe®



INDIKATIONEN

- nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Knick-, Senk-, Spreizfuß
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- Fersenwunden
- Fersensporn (plantare Fasciitis)
- Abheilung von Ulcera im Fersenbereich (Rückfußulcera)
- postoperative Anwendungen und Versorgungen an der Ferse

WIRKUNGSWEISE

- effektives Einlagensystem zur plantaren Druckentlastung bei akuten Versorgungen
- Druckreduzierung bis zu 55 % möglich

- durch angepasste Konturen wird eine optimale Druckumverteilung erreicht

EIGENSCHAFTEN

- weicher, längs- und querelastischer Sohlenbezug aus funktionellem Polyester
- beschleifbares PU-Material
- individuelle Anpassung durch einzeln herausnehmbare Waben (Pegs)
- **rechte und linke Version erhältlich**

Größen:

XS (37-38), S (39-40), M (41-42),
L (43-44), XL (45-46), XXL (47-48)

PegAssist® Insole

Druckentlastung-Sohle oder Waben-Einlegesohle
zur punktuellen Druckreduktion



INDIKATIONEN

- gezielte Druckumverteilung bei:
- plantaren Läsionen
- plantaren Ulcera
- Hyperpressionsstellen

WIRKUNGSWEISE

- effektives Einlagensystem zur plantaren Druckentlastung bei akuten Versorgung
- individuelle Anpassung durch einzeln herausnehmbare Waben (Pegs)
- postoperativ oder zur akuten Wundversorgung
- Druckreduzierung bis zu 50 % möglich

EIGENSCHAFTEN

- rechts und links tragbar

Für Post-OP-Schuhe + FXPro Walker

— Art. 551020 + Größe:

Größen: XS/33,5-37; S/37,5-39,5

M /40-41,5; L/42-44; XL /44,5-47

Für MedSurg — Art. 551010 + Größe:

Damen: WS (34-36,5), WM (37-38,5), WL (39-41)

Herren: MS (39-41), MM (41,5-43), ML (43,5-45),

MXL (45,5-48)

Farben: blau/beige/schwarz (1 Set = 1 Paar)

Farbe blau: Art. 530430 | HiMiNr.: 31.03.03.4025

Farbe pink: Art. 530433 | HiMiNr.: 31.03.03.4025

SlimLine® Pediatric

Gipsüberschuh für Kinder



INDIKATIONEN

- Frakturen bzw. Gipsversorgungen

WIRKUNGSWEISE

- idealer Schutz vor zu schneller Abnutzung und Verschmutzung des Gips

EIGENSCHAFTEN

- wetterfestes Obermaterial
- herausnehmbare Innensohle
- rechts und links tragbar

Größen:

S/bis 21; M/22-26; L/27-32

MedSurg Pediatric Verbandschuh für Kinder



INDIKATIONEN

- postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fußosteotomien

WIRKUNGSWEISE

- Stabilität, Stoß- und Druckentlastung nach Operationen
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

EIGENSCHAFTEN

- luftdurchlässiges Nylongewebe
- patentgeschützte Sohlenversteifung
- austauschbare Innensohle
- rechts und links tragbar.

Größe (s.a. Tabelle S. 90): bis 32

Farbe: schwarz

AirTraveler Walker Stabilisierungsschuh mit Luftpolster



INDIKATIONEN

- akute Versorgung von Verstauchungen des Sprunggelenks
- Verletzungen der Gewebeoberfläche im Unterschenkelbereich
- Stressfrakturen
- Frakturen im Fuß- und Sprunggelenksbereich
- Frakturen im Metatarsalbereich
- Achillessehnenverletzungen
- Verletzungen im Vorfuß-, Mittelfuß- und Rückfußbereich

WIRKUNGSWEISE

- Luftpolster für zusätzliche Kompression bei Stabilisierung des Sprunggelenks

EIGENSCHAFTEN

- mit hohem und kurzem Schaft erhältlich
- rechts und links tragbar

Größen:

XS/bis 36; S/37-38; M/39-41; L/42-44; XL/45-47

Farbe: schwarz

Relief Insert® Walker

Two-in-One Unterschenkel-Fußorthese



INDIKATIONEN

- TMT 1 Arthrodesen (Lapidus arthrodesen)
- nach Metatarsalfrakturen-Operationen
- nach Hallux Valgus- und Rigidus-Operationen
- nach Hammer- und Krallenzehe-Operationen
- Frakturen der Phalangen
- nach Rückfußoperationen
- bei Bandrupturen am Sprunggelenk

WIRKUNGSWEISE

- zur temporären Ruhigstellung bei Schwellungen nach Traumata im Sprunggelenkbereich
- als Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual®
- nicht heparinpflichtig nach S3 Richtlinie
- laterale und mediale Stütze sorgt für Stabilisierung bei Varus- bzw. Valgus-Fehlstellungen in Fuß und Sprunggelenk

- Druckentlastung in Vor- und Mittelfuß durch eingeschränkte Bewegung im OSG
- zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung für 4 - 6 Wochen

EIGENSCHAFTEN

- physiologisches, sicheres Gangbild im Walker
- einfaches An- und Ablegen
- rechte und linke Version erhältlich

Größen: Damen: WS(34-36,5), WM(37-38,5), WL(39-41)

Herren: MS (39-41), MM (41,5-43), ML (43,5-45), MXL (45,5-47)

Farbe: grau

Toe Cap Zehenkappe optional erhältlich

Body Armor® Walker II* (Auslauf)

Unterschenkel-Gipsersatz



Der Body Armor® Walker II stabilisiert/schützt den Fuß bzw. das Sprunggelenk durch eine flexible Polyurethanmanschette. Verschlüsse mit Hebelwirkung sind direkt an der Schale befestigt. Die dadurch entstehende Druckmanschette bewirkt eine gleichmäßige Druckverteilung. Ödeme werden verhindert und die gewünschte Immobilisierung sichergestellt. Die zweischichtige Sohleneinlage ermöglicht es, plantar Entlastungszonen zu schaffen. Eine zusätzlich eingebaute Stabilisierungsplatte sichert den Fuß im Fersenbereich.

Rechts und links tragbar

Indikationen

Zur Ruhigstellung des Unterschenkels anstelle eines Gipsverbandes

Für ATW (Fersenkeil) — Art. 530241 + Größe: GR1/L; GR1/R; G2/L; G2/R

Für BodyArmor® Walker II – Größen:

XS/bis 34; S/35-38; M/39-42; L/43-46; XL/47-49

Farbe: schwarz

Body Armor® Cast Shoe

Extrem leichter Gipsschuh



INDIKATIONEN

- nach Gips- oder Cast-Versorgungen

WIRKUNGSWEISE

- Komfort und Schutz für den Gips
- einfaches Anpassen an den Gips durch extrem leichten Schuh aus EVA
- physiologisch korrektes Gangbild durch stabile Laufsohle

EIGENSCHAFTEN

- rechts und links tragbar

Größen:

XS (24 cm), S (25,5 cm), M (27 cm),
L (29 cm), XL (32 cm), XXL (34,5 cm)

Bitte beachten Sie, dass die Größen in cm
(Fußlänge mit Gips) angegeben sind.

Farbe: schwarz

Night Splint®

Lagerungsschiene



INDIKATIONEN

- Verkürzung der plantaren Faszie
- Fasciitis Plantaris
- Tendinitis im Achillessehnenbereich
- Spitzfußprophylaxe
- postoperative Ruhigstellung

WIRKUNGSWEISE

- Schmerzlinderung bei Sehnenverkürzung und Entzündungen im Fersenbereich

- optimale Positionierung des Fußes durch breite Konstruktion
- zusätzliche Positionierung (Dorsalextension) durch zwei separate Einlegkeile

EIGENSCHAFTEN

- rechts und links tragbar

Größen:

S/35-36; M/37-39; L/40-43; XL/44-49

Farbe: schwarz

Heelift® Smooth

Fersen-Freilagerung



INDIKATIONEN

- zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- Diabetes mit neurologisch sensorischen Ausfallerscheinungen
- nicht fühlbarer Puls am Fuß
- länger anhaltende Immobilität oder Koma

WIRKUNGSWEISE

- effektive Druckentlastung im Fersenbereich, speziell bei Liegendpatienten
- bessere Luftzirkulation durch Schaumstoffkonstruktion



Größen (nach Wadenumfang S. 90):
Petite (15-25 cm); Normal (20-36 cm);
Bariatric (30-58 cm)

Farbe: beige

Heelift® Standard

Fersen-Freilagerung



INDIKATIONEN

- zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- Diabetes mit neurologisch sensorischen Ausfallerscheinungen
- nicht fühlbarer Puls am Fuß
- länger anhaltende Immobilität oder Koma

WIRKUNGSWEISE

- effektive Druckentlastung im Fersenbereich, speziell bei Liegendpatienten
- bessere Luftzirkulation durch Schaumstoffkonstruktion



Größen (nach Wadenumfang S. 90):
Petite (15-25 cm); Normal (20-36 cm);
Bariatric (30-58 cm)

Farbe: beige

Heelift® Glide (Standard + Smooth)

Fersen-Freilagerung




EIGENSCHAFTEN (HEELIFT® + HEELIFT® GLIDE)

- in 2 Oberflächenarten erhältlich:
genoppt (Standard) oder glatt (Smooth)
- individuelle Anpassung durch zusätzlich
geliefertes Schaumstoffpolster
- waschbar (60° C) oder im Autoklav sterilisierbar
- rechts und links tragbar

PREMIUM VORTEILE DES HEELIFT® GLIDE

- Fixierung und Stützung des Fußes
durch zusätzlichen Vorfußriemen
- weicher, glatter Stoffbezug ermöglicht ein »Gleiten«
des Beines von einer Seite zur anderen



Material:
Smooth
(glatt)



Material:
Standard
(genoppt)

Größen (nach Wadenumfang):
Petite (15-25 cm); Normal (20-36 cm);
Bariatric (30-58 cm)

Farbe: rot

Heelift® AFO Standard: Art. 530326 | HiMiNr.(Standard): 11.11.05.0020

Heelift® AFO Smooth: Art. 530316 | HiMiNr.(Smooth): 11.11.05.0020

DARCO

Heelift® AFO (Standard + Smooth)

Fersen-Freilagerung



Rollstuhl
geeignet



INDIKATIONEN

- zur Unterstützung der Dorsalextension
bei Fallfuß/Beinlähmungen
- zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an
der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- Diabetes mit neurologisch sensorischen
Ausfallerscheinungen
- nicht fühlbarer Puls am Fuß
- länger anhaltende Immobilität oder Koma

WIRKUNGSWEISE

- effektive Druckentlastung im Fersenbereich,
speziell bei Liegendpatienten
- bessere Luftzirkulation durch Schaumstoffkonstruktion
- Fixierung und Stützung des Fußes
durch zusätzlichen Vorfußriemen
- Kontrolle der Position und der Bewegung
des Fußes mittels der halbstarren Schiene

- Sicherheit und erweiterte Mobilität
- rutschfeste griffige Sohle, die ein Ausrutschen verhindert

EIGENSCHAFTEN

- weicher, glatter Stoffbezug ermöglicht ein »Gleiten«
des Beines von einer Seite zur anderen
- als angenehm zu tragende Nachtschiene
- in 2 Oberflächenarten erhältlich: genoppt oder glatt
- individuelle Anpassung durch zusätzlich
geliefertes Schaumstoffpolster
- waschbar (60 °C) oder im Autoklav sterilisierbar
- rechts und links tragbar

Größen: universal
Farbe: blau

Elbowlift Ellenbogenauflage



INDIKATIONEN

- zur Prävention vor Druckstellen, Wunden, Reibungen oder Prellungen am Ellenbogen

WIRKUNGSWEISE

- Schutz der empfindlichen Spitze des **Ellbogens** vor Reibungen und Prellungen
- Vorbeugung von Druckstellen, Wunden und anderen Hautverletzungen

EIGENSCHAFTEN

- optimaler Tragekomfort durch weiche Auflagefläche mit einer Aussparung im Zentrum
- waschbar (60 °C) oder im Autoklav sterilisierbar
- rechts und links tragbar

Größe: Universal

Farbe: beige

BodyArmor® Night Splint Dorsale Nachtschiene



INDIKATIONEN

- Verkürzung der plantaren Faszien
- Insertionstendopathie am Calcaneus
- Fasciitis Plantaris
- Achillessehnen-Entzündungen und -Schwächen
- Metatarsalgie
- Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen

WIRKUNGSWEISE

- Verhinderung einer Spitzfußstellung des Fußes und somit auch eine Verkürzung der Achillessehne durch Fußstellung in 90° zum Unterschenkel
- Entlastung der plantaren Faszie (Windlass-Mechanismus)

EIGENSCHAFTEN

- verstellbare Klettbinden
- schnelles und einfaches Anlegen
- bequeme Passform
- rechts und links tragbar

Größe: Small (34-36), Standard (37-47)

Farbe: weiß-blau

Toe Plate Zehenplatte im Lieferumfang enthalten.

TAS® Toe Alignment Splint HalluxValgusZehenschiene

DARCO



INDIKATIONEN

- postoperativ nach:
- Hallux Valgus-Operationen
- Hammerzehen-Operationen
- Schneiderballen-Operationen

WIRKUNGSWEISE

- postoperativer redressierender Verband anstelle von Tapeverbänden
- Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position

EIGENSCHAFTEN

- angenehmer Tragekomfort durch weiches Material und Verzicht auf starre Kunststoffelemente
- rechts und links tragbar

Größe: Universal
einstellbar auf alle Fußgrößen

Farbe: weiß
Ersatzschlaufen (weiß): Art. 530351

BodyArmor® Ankle Flex Sprunggelenksbandage

DARCO



INDIKATIONEN

- OSG- / USG-Arthrosen
- rheumatische Erkrankungen
- prophylaktisch bei Bänderschwäche im Alltag
- Gelenkergüsse und Schwellungen bei Arthrose oder Arthritis
- Instabilitätsgefühl

WIRKUNGSWEISE

- Stabilisierung und Schutz des Sprunggelenks
- Erhöhung der Durchblutung durch beidseitig eingearbeitete Silikonpelotten

EIGENSCHAFTEN

- plantar angebrachte Verstärkung
- unterschiedlich feste Gewirkzonen
- eingearbeitete Silikonpelotten
- rechts und links tragbar

Größen Fesselumfang:
XS/bis 19 cm; S/19-21 cm; M/21-23 cm
L/23-25 cm; XL/25-27 cm

Farbe: grau-blau

TASO® Function Control

Hallux Valgus Zügelkorrektursocke



INDIKATIONEN

- Postoperativ bei einer Hallux Valgus-OP zur Sicherung des Operationsergebnisses oder konservativ einsetzbar
- Konservativ zur Versorgung eines Hallux Valgus mit einem unter Vorspannung aufgebrauchten Tape

WIRKUNGSWEISE

- Taping Socks arbeiten auf Zug und nicht wie die meisten Hilfsmittel auf Druck
- Fehlstellung wird auch während des Gehens korrigiert

EIGENSCHAFTEN

- Spezialsocke mit Zügel zur Korrektur des Hallux Valgus
- Tragezeit ist Therapiezeit: 8 Stunden Tragezeit = 8 Stunden Therapie!

- hygienische und einfache Anwendung
- keine Hautreizungen und / oder -irritationen wie beim Taping
- latexfrei

1 Paar (1 Socke mit Zügel + 1 Begleitsocke)

Größen:

35-36; 37-38; 39-40; 41-42; 43-44; 45-46

Farbe: schwarz

TASO® Function Comfort

Hallux Valgus Korrektursocke



INDIKATIONEN

- Konservativ zur Versorgung eines Hallux Valgus mit einem unter Vorspannung aufgebrauchten Tape

WIRKUNGSWEISE

- Taping Socks arbeiten auf Zug und nicht wie die meisten Hilfsmittel auf Druck
- Fehlstellung wird auch während des Gehens korrigiert

EIGENSCHAFTEN

- Spezialsocken mit eingearbeitetem Zugband zur Korrektur des Hallux Valgus
- Tragezeit ist Therapiezeit: 8 Stunden Tragezeit = 8 Stunden Therapie!
- hygienische und einfache Anwendung

- keine Hautreizungen und / oder -irritationen wie beim Taping
- latexfrei

1 Paar (beide Socken mit integriertem Zugband)

Größen:


35-36; 37-38; 39-40 ; 41-42; 43-44; 45-46

Farbe: schwarz


GRÖSSENTABELLEN DARCO

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle.
Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.


AllRound Shoe®




OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, TwinShoe®, SlimLine®




MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Insert® Walker



AirTraveler Walker




WCS® Light, WCS®



GRÖSSENTABELLEN DARCO

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle.
Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

Body Armor® Cast Shoe



Body Armor® Sleeve



Body Armor® Ankle Flex




Heelift®, Heelift® Glide, Heelift® AFO


Size	Petite	Normal	Bariatric
Weight kg	32–59	54–113	100–272
Calf circumference cm	15–25	20–36	30–58
Heelift®			
Standard	✓	✓	
Smooth	✓	✓	✓
Heelift® Glide			
Standard	✓	✓	
Smooth	✓	✓	✓
Heelift® AFO			
Standard		✓	
Smooth		✓	

GRÖSSENTABELLEN DARCO KINDER




OrthoWedge Pediatric



MedSurg Pediatric



SlimLine® Pediatric



Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASTERLINE

Modelle	SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D (S.57/59)	Theramed D 1 (S. 61)	Theramed D 3, Pantomobil D (S. 61/62)	München 2 LXL (S. 60)
Design	close toe / close heel	open toe / close heel	open toe / open heel	München: closed shoes

Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballen- maß in mm Überweite "J"
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	247	273	258	247
7½	41⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASHLINE

Modelle	Gentlewalk Hi (S. 59) SaniCabrio (S. 58)	Gentlewalk Lo (S. 59) SaniSoft (S. 59) München 3 (S. 60)	Theralight I (S. 62)
Design	close toe, close heel	close toe, close heel	open toe, close heel

Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222
4½	37⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230
6	39⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237
7½	41⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245
9	43⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252
10½	45⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260
12	47⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265

*) 1 englischer Stich = ⅓ inch, also 0,84666667 cm

**NEUE
BITS
2020**

Art. 198001

Modellage Set Keramik

NEU

2

Professionelles Keramik-Modellage-Set zum Abtragen, Nachbearbeiten, Modellieren von UV-/Gel und Acryl, Verschönern, Polieren. Schnelles und effektives Arbeiten. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung



Inhalt	Art. 198604	Keramik-Fräser, Zylinder, grob, grün
	Art. 198603	Keramik-Fräser, großer Kegel, fein, rot
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat

Art. 198002

Modellage Set Blue-Mix

NEU

2

Professionelles Kombi-Set aus Keramik und Blue-Mix Schleifkörper. Zum Mattieren, Kürzen, Abtragen, Nachbearbeiten, Polieren von Gel und Acryl. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung



Inhalt	Art. 198480	HM-Bit, Zylinder, Blue-Mix Serie
	Art. 198481	HM-Bit, großer Kegel, Blue-Mix Serie
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat

Art. 198003

Modellage Set Regenbogen

NEU

2

Professionelles HM-Bit Set mit Wolfram-Nitrid Beschichtung. Zum Abtragen, Modellieren, Befilen, Endarbeiten am Kunstnagel, Polieren, vermeidet Hitzeentwicklung.



Inhalt	Art. 198491	HM-Bit, großer Rundkegel, Regenbogenserie
	Art. 198490	HM-Bit, Zylinder, Regenbogenserie
	Art. 198492	HM-Bit, schmaler Kegel, Regenbogenserie
	Art. 198493	HM-Bit, schmaler Rundkegel, medium, Regenbogenserie
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat



Art. 198008

2

Modellage Set HM-Bitset Pro

Professionelles High-Quality Nagelmodellage-Set – das „Must-have“ für jede Nageldesignerin. Abtragen, modellieren, verschönern und schnelles Arbeiten – alles kein Problem mehr.

Inhalt	Art. 198451	HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob)
	Art. 198425	HM-Bit, schmaler Kegel, violette Serie
	Art. 198442	HM-Bit, großer Spitzkegel, rote Serie
	Art. 198557	Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung
	Art. 198556	Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf)



Art. 198006

2

Modellage Set Master

Die komplette und professionelle Ausstattung für jede Art der Kunstnagelmodellage.

Inhalt	Art. 198410	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
	Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198551	Carbide-Titanium-Fräser
	Art. 198030	Saphir-Fräser spitz
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198005

2

Modellage Set Basic

Die perfekte Grundausstattung für eine vollständige Kunstnagelmodellage.

Inhalt	Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
	Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198551	Carbide-Titanium-Fräser
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198014

1

Personal Care Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte.

Inhalt	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198030	Saphir-Bit, spitz
	Art. 190041	Polierkegel, Filz

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut



Art. 198016

1 3

Comfort Set

Für alle Problemzonen im Haut-, Hornhaut- und Nagelbereich. Entfernung von Hornhaut, Schwielen, überflüssiger Nagelhaut, Kürzen der Nägel, Mattieren, Glätten, Säubern und Polieren.

Inhalt	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198530	Steinschleifer, Zylinder
	Art. 198564	Schleifmandrel, Kunststoff
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198543	Diamant-Fräser, klein spitz
	Art. 198034	Saphir-Bit, lang
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
	Art. 190086	Ziegenhaarbürste
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198562	Schleifband, mittel (4 Stk.)
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198009

1

Natural Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte bis zum perfekten Finish mit Hochglanzpolitur.

Inhalt	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198020	Diamant-Bit, Kegel
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198130	Silikon-Polierer, fein, gelb
	Art. 198131	Silikon-Polierer, mittel, schwarz
	Art. 198132	Silikon-Polierer, grob, grün
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 198571	Soft-Polierer, Textil



Art. 198010

3

Hornhaut Set

Zum Beseitigen intensiver Hornhaut und Schwielen an Händen und Füßen und anderen Körperstellen, wie z.B. Ellenbogen, sowie zur Entfernung der Nagelhaut.

Inhalt	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar.)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

**NEUE
BITS
2020**

Keramik-Bits

Leichter als HM-Bits, langlebig, effizient

Geeignet zum Abtragen von Gel und Acryl, Befeilen, gravieren, glätten, polieren und umformen, sowie abgestorbene Haut entfernen. Extrem gute Bearbeitung der Nägel möglich, glatte Oberflächen, angenehmes Gefühl auf dem Nagel, schnell, einfache Handhabung, gute Laufeigenschaften durch reduzierte Vibration, sehr korrosionsbeständig, geringe Hitzeentwicklung.



Art. 198600

Keramik-Fräser, Kegel groß, fein, rot *

NEU

2

Geeignet für die Nachbearbeitung von sehr verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198601

Keramik-Fräser, Kegel groß, mittel, blau *

NEU

2

3

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von UV-/Gel und Acryl. Auch zum Nachbearbeiten geeignet. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf, Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198602

Keramik-Fräser, Kegel groß, grob, grün *

NEU

2

3

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von von UV-/Gel und Acryl. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig scharf Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



198604

Keramik-Fräser, Zylinder, grob, grün *

NEU

2

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Sehr gute Schneidefähigkeit, angenehmes Gefühl auf dem Nagel, Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198603

Keramik-Fräser, großer Kegel, fein, rot *

NEU

2

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikoarmes Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Sehr gute Schneidefähigkeit, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198605

Keramik-Fräser, Kegel lang, fein, rot *

NEU

2

Zum Nachbearbeiten, sanftes Polieren und Umformen Ihrer Nägel Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198606

Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau *

NEU

2

Zum Abtragen, zur einfachen Oberflächenbearbeitung, Möglich auch zum Kürzen von unregelmäßigen Nägeln. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198607

Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot *

NEU

2

Schlanker Bit für Arbeiten am Nagelfalz/-kante, einfaches Trimmen oder für Arbeiten unter den Nägeln. Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min



Art. 198608

Keramik-Fräser, Spitz, mittel, blau *

NEU

2

schlanker Bit für Arbeiten an kleinen und engen Stellen, leicht zu erreichen ohne die Nägel zu zerkratzen. Zur Nachbearbeitung der Modellage, zum Reste entfernen unter dem Nagel Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min

NEUE
BITS
2020



Blue-Mix Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Blue-Mix Serie: HM-Bits mit Aluminium-Nitrid Beschichtung.
Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.

Art. 198480

NEU

2

HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), Zylinder, Blue-Mix Serie *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198481

NEU

2

HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), großer Kegel, Blue-Mix Serie *

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

NEUE
BITS
2020



Regenbogen-Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Regenbogen Serie: HM-Bits mit Wolfram-Nitrid Beschichtung.
Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.

Art. 198491

NEU

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), großer Rundkegel *

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198490

NEU

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), Zylinder *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198492

NEU

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler Kegel, fein *

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für Endarbeiten geeignet. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198493

NEU

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler kleiner Rundkegel, fein *

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

* Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar.)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Titan-Bits / Carbide-Bits

für extreme Beanspruchung, lange Lebensdauer

Diese hochwertigen Bits aus einer Titanium-Carbit-Legierung erhitzen sich weniger schnell und sind daher in der Anwendung angenehmer für Ihre Kunden.



Art. 198551

Titan-Bit, Zylinder, kurzer Schaft (Goldkopf) *

2

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min




Art. 198551/L

Titan-Bit, Zylinder, langer Schaft (Goldkopf) *

2

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min




Art. 198556

Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf) *

2

Feilen des Tipübergangs zum Naturnagel, Blenden der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, dünner Feilen der Nägel am Nagelsaum; Materialabtragung von Gel und Acryl, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198557

Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung *

2

Besonderer Bit für beide Laufrichtungen; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl), Spezialbeschichtung vermeidet Hitzeentwicklung; sehr feines Schliffbild am Nagel, sehr langlebig, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Hartmetall-Bits (HM-Bits)

sehr langlebiges Material

HM-Bits erlauben besonders zügige und effektive Arbeit am Kunstnagel. Sie dürfen nicht am Naturnagel eingesetzt werden. Typische Einsatzgebiete: Feilen des Tipübergangs, dünner feilen der Fläche, feilen der Nagelunterseite, kürzen, versenken von Strasssteinen.

HM-Bits, violette Serie, Spiralzahnung - fein



Art. 198455

HM-Bit, Tropfen *

NEU

2

Nagel- und Hautglättung sowie Arbeiten im Nail Art Bereich.

Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min



Art. 198435

HM-Bit, Kegel lang *

2

HM-Bit ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich: Reinigen der Nagelunterseite am Nagelsaum. Überreste aus Gel oder Acryl abtragen und Endarbeiten ausführen.

Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198425

HM-Bit, schmaler Kegel *

2

Ist besonders effizient bei s.g. Liftings. Endarbeiten sowie schnelles Abtragen von Gel oder Acryl ist möglich, auch in der Nähe der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198445

HM-Bit, großer Kegel *

2

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3 Phasen-Gele) ohne Hitzeentwicklung. Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Äußerst langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



HM-Bits, blaue Serie, Kreuzverzahnung - grob

Art. 198410

HM-Bit, rund *

2

Besonders gut geeignet zum Versenken von Steinen im Kunstnagel. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198420

HM-Bit, Kegel *

2

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Keine Wärmeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198430

HM-Bit, schmaler Kegel *

2

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für die Entbearbeitung geeignet. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198450

HM-Bit, Zylinder gerundet *

2

Sehr rasche und grobe Abtragung der Modellage (Acryl und Gel). Sehr geringe Wärmeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Besonders gut für
3-Phasen-Gele geeignet

HM-Bits, rote Serie, Kreuzverzahnung - mittel




Art.-Nr. 198422

HM-Bit, Kegel *

2

Optimales Abtragen von Gelen jeglicher Art - besonders geeignet bei einem Refill. Die Kegelform eignet sich besonders gut für die Endbearbeitung einer Modellage, wie z.B. das in Form bringen. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198442

HM-Bit, großer Spitzkegel *

2

Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198443

HM-Bit, kleiner Spitzkegel *

2

Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198452

HM-Bit, Zylinder gerundet *

2

Die Zylinder Form gerundet, bietet ein sicheres sowie flächiges Abtragen von Gel und Acryl auf der gesamten Nagelplatte ohne Hitzeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Nur zur Bearbeitung
von Feinheiten

HM-Bits, gelbe Serie, Kreuzverzahnung - extra fein




Art. 198434

HM-Bit, lang *

2

HM-Bit. Seine feine Oberflächenstruktur (Kreuzverzahnung) reinigt perfekt die untere Seite der Nägel. Abtragung von Überresten aus Acryl oder Gel, Ausführung von Endarbeiten. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



Art. 198421

HM-Bit, Kegel *

2

HM-Bit. Zur Nachbearbeitung der Modellage und Entfernung von Überresten. Zur perfekten Reinigung der Nagelunterseite. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198461

HM-Bit, Flamme *

2

HM-Bit Flamme gelangt mit seiner Form an jede noch so diffizile Stelle. Zum Abtragen von Klebstoff oder von Material unter den Nägeln aus Acryl und Gel. Kann auch zum Reinigen des natürlichen Nagels nach dem Nachwachsen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min

HM-Bits, Specials



Art. 198451

HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob) *

Kombinationsverzahnung (feine + grobe Elemente), sehr langlebiges Material, rasche Abtragung ohne Hitzeentwicklung; sehr glatte Oberflächenstruktur am Nagel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

2



Art. 198423

HM-Bit, Linkshänder, Kegel, Kreuzverzahnung, mittel *

Speziell geeignet für Linkslauf; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl) feine Oberflächenstruktur am Nagel; sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

2



Art. 198470

Spezialfräser, Einfachverzahnung mit Querhieb, Grüne Serie, grob

Zur Bearbeitung stark verdickter, grypotischer Nägel und Hornhaut. Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min

NEU

2



Art. 198471

Spezialfräser mit Querhieb, Orange Serie, fein

Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen sowie Arbeiten im Nail Art Bereich. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik. Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

NEU

2

Stahlfräser – rostfrei



Art. 197005

Rosenbohrer mit Querhieb (2,3 mm), mittlere Verzahnung *

Zum Ausfräsen von Hühneraugen und Verhornungen an der Haut. Schnittfreudige Verzahnung mit Querhieb. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 30.000 U/min

NEU

3



Art. 197015

Fissurenfräser (1,2 mm), mittlere Verzahnung *

Für Arbeiten am Nagelfaltz. Mit Querhieb-Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 50.000 U/min

NEU

1

3



Art. 197021

Hohlfräser (Trepan, 2,3 mm) *

Zum Ausfräsen von Hornhautrillen und Schwielen. Schneide mit Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min

NEU

3



Art. 197025

Zirkuliermesser, geschliffen (2,7 mm) *

Für das schonende Entfernen von tieferliegenden Hühneraugen / Clavi. Mit geschliffener Schneide. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min

NEU

3



Art. 197030

Nagel-Cleaner, kurz *

Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min

NEU

1

2

3



Art. 197031

Nagel-Cleaner, lang *

Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min

NEU

1

2

3

* Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar.)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunsnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Diamant-Bits

Feine Diamantpartikel auf dem Schleifkörper erlauben hygienische und zügige Haut- und Nagelbearbeitung. Lange Haltbarkeit im Dauereinsatz. Glätten, säubern, entfernen von Kleberesten auch in der Nagelfalz. Sicheres Arbeiten an diffizilen Stellen.

Art. 198505

Nagelkürzer (nur Top mit Diamant belegt) *

NEU

1 2



Ideal zum Kürzen von Nägeln. Angrenzende Haut wird nicht beschliffen. Sicherheitsfase an der Stirnseitenkante. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 20.000 U/min

Art. 198502

Hornhautschleifer, Kegel (supergrob) *

NEU

3



Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik. Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Art. 198501

Hornhautschleifer, konisch (supergrob) *

NEU

3



Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik. Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Art. 198585

Diamant-Bit, Zylinder rund, groß, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *

3



Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von Hautunregelmäßigkeiten und Hornhaut. Kann sowohl auf trockener wie auf feuchter Haut zur Anwendung kommen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198586

Diamant-Bit, Zylinder rund, klein, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *

3



Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von sehr dicker Hornhaut. Kann sowohl auf trockener als auch auf feuchter Haut zur Anwendung kommen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198020

Diamant-Bit, Kegel *

1 3



Zum Beschleifen von unebenen, gerillten Nageloberflächen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198540

Diamant-Bit, kleiner Kegel *

1 3



Zum Entfernen der Nagelhaut, Anmattieren der Übergänge und des Naturnagels, Bearbeitung diffiziler Kanten. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198541

Diamant-Bit, Zylinder *

1 3



Zum Ausdünnen von starken Nagelverdickungen und Bearbeitung von harten Hühneraugenrändern. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198542

Diamant-Bit, Spitzkegel gerundet *

1 3



Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198543

Diamant-Bit, kleiner Spitzkegel *

1 3



Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - vv bei einem Druck von ca. 2 bar.)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Saphir-Bits

Saphir ist „weicher“ als Diamant und ideal für die Pflege und Bearbeitung von Naturnägeln, bei Nagelverdickungen und Hornhaut oder anderen Fuß- und Nagelproblemen.



Art. 198030

1 3

Saphir-Bit, spitz

Zur Bearbeitung diffiziler Ecken und Falze, vorsichtige Entfernung von Nagelhaut.
Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198031

1 3

Saphir-Bit, rund

Zum Reinigen der Nagelfalz sowie Entfernung von Hautschwielen.
Zum Ausschleifen eingewachsener Nägel. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198034

1 3

Saphir-Bit, lang

Zur Bearbeitung der Nagelunterseite, z.B. Entfernen von Schmutz oder Nagelpilzspuren.
Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min




Art. 190011

1

Schleifscheibe, Saphir

Zum Kürzen und Formen von Finger- und Fußnägeln. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min



Art. 190027 fein

Art. 190029 mittel

Art. 190031 grob

1 3

Schleifkegel, Saphir klein *

Zum Entfernen dicker Stellen oder Hornhaut an der Fußsohle. Kann auch zum Abtragen von Hühneraugen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 190024 fein

Art. 190026 mittel


Art. 190028 grob

Art. 190021 grob (nicht autoklavierbar)

1 3

Schleifkegel, Saphir *

Zum Beschleifen von Schwielen, Hornhaut und stark verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 190066 fein

Art. 190064 mittel

Art. 190063 grob

Art. 190067 grob (nicht autoklavierbar)


3

Hornhaut-Dränagenschleifer, Saphir *

Besonders gut geeignet zum Entfernen von starker und dicker Hornhaut
z.B. an Ferse und Ballen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Stein-Bits

Die Steinschleifkörper sind sehr gut geeignet für das Ausdünnen von starken Nagelverdickungen.



Art. 198530

1

Steinschleifer, Zylinder

Zum Glätten unschöner Nagelplatten, bei verdickten, verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min



Art. 198535

1

Steinschleifer, Standard

Zum Glätten und Mattieren der Nagelplatte. Zur Vorbereitung für das Aufbringen von Kunstnägeln. Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min

Sandpapier-Bits und Mandrels

Sandpapier-Manschetten gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Die Manschetten werden über einen Mandrel gezogen und machen so aus der guten alten Handfeile eine flotte runde Sache.



Art. 198564

Schleif-Mandrel, Kunststoff *

Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2



Art. 198565/L

Schleif-Mandrel, Kunststoff, langer Schaft (für 4030/S/SX/SX2. 5030S, 5040SX) *

Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2

Art. 198561 fein

Schleifband, fein, 100 Stück

Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.

2



Art. 198562 mittel

Schleifband, mittel, 100 Stück

Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.

2



Art. 198563 grob

Schleifband, grob, 100 Stück

Zum Entfernen von Acrylmaterialeen geeignet.

2



Art. 198590 fein

Schleifband ZEBRA, fein, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.

NEU

2



Art. 198591 mittel

Schleifband ZEBRA, mittel, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.

NEU

2



Art. 198592 grob

Schleifband ZEBRA, rau, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Entfernen von Acrylmaterialeen geeignet.

NEU

2



Art. 198580

Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 13 mm)

Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min

3

Art. 198588

Sandpapier-Kappe (13 mm), mittel, 100 Stück

Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.

3



Art. 198581

Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 10 mm)

Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min

3



Art. 198587

Sandpapier-Kappe (10 mm), mittel, 100 Stück

Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.

3



Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Polier-Bits

Polieren, Glanz entfernen, Hochglanz erzeugen, Mattieren, Unebenheiten im Naturnagel glätten und vieles mehr. Die verschiedenen Polier-Bits vom Silikon-Polierer über den Filz-Bit bis zum textilen Soft-Polisher bieten ein weites Anwendungsspektrum in der Nagelpflege




Art. 198110 (Auslaufmodell)

1

Nagel-Versiegler

Zum Versiegeln von Naturnägeln nach dem Kürzen mit der Schleifscheibe.
Drehzahlbereich: bis 5.000 U/min



Art. 190041

1 2

Polierkegel, Filz

Für glatte Nägel und Nagelränder zum glänzenden Abschluss der Pflege.
Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min




Art. 198133

NEU

1 2

Silikon-Polierer, spitz, fein

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min



Art. 198130

1 2

Silikon-Polierer, fein, gelb

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.




Art. 198131

1 2

Silikon-Polierer, mittel, schwarz

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.



Art. 198132

1 2

Silikon-Polierer, grob, grün

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Entfernung von leichten Unebenheiten bei Naturnägeln. **Buffer-Ersatz!**

Hinweis:

Drei unterschiedliche Körnungen zum Feinpolieren von Natur- und Kunsnägeln.
Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min
(Achtung: Darüber verfärben sich die Nägel mit der Farbe des Silikon-Polierers)



Art. 198572

1 2

Soft-Polierer, Textil, inkl. polish

Textil inkl. Polish erzeugt einen einzigartigen Glanz auf Naturnägeln, da die Polierpaste bereits in diesem Polierbit eingearbeitet ist. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min.




Art. 198570

1 2

Chamois-Polierer, Leder

Zum Nachpolieren der Naturnägel. In Verbindung mit einer Polierpaste auch bei Kunsnägeln. Das Leder erzeugt durch seine Oberflächenstruktur einen wunderschönen Glanz an der Naturnagelplatte. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min



Art. 198571

1 2

Soft-Polierer, Textil

Zum Glanzpolieren von Kunst- und natürlichen Nägeln in Verbindung mit einer Polierpaste. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min



Art. 190086

2

Polierbürste, Ziegenhaar

Zum Säubern von Nägeln und vom Material. Die Staubreste der Nägel können damit an schwer zugänglichen Stellen, wie um die Nagelhäutchen herum, entfernt werden. Aus sanften Ziegenhaaren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar.)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunsnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut



Art. 198915

Schleifkörperhalter, Kunststoff

Platz für 13 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), grau, 100 x 30 mm



Art. 198900

Acryl-Bitständer

Platz für 10 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), transparent, 95 x 50 mm



Art. 198910

Reinigungsbürste für Bits, Messing


Zur Reinigung von Schleifkörpern.



Art. 198920

Reinigungsbürste für Bits, Nylon

Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.



Art. 198930

Reinigungsbürste für Bits, Nylon

Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.



Art. 940602

Promed Handtuch

weiß, klein, 30 x 50 cm, Lieferumfang: 10er-Pack



Art. 952010

Handbuch für professionelles Nageldesign

Das kleine, reich bebilderte Buch zeigt die wichtigsten Techniken im Umgang mit der elektrischen Feile und behandelt alle entscheidenden Themen.

68 Seiten, 80 Abbildungen, ISBN 3-98091640-5



Art. 190051 – weiß

Spannzange – weiß (für Pedisenso Duo)

feste Schraubspannzange

Art. 190052 – gelb

Spannzange – gelb (für Pedisenso Duo)

mit Sicherheits-Rutschkupplung für Diabetiker

Handstücke

(Auch einzeln erhältlich)



Art. 210501

Promed Handstück KR5

separat für Promed 520



Art. 200601

Promed Handstück KR6

separat für Promed 620



Art. 116510

Promed Handstück PS7

separat nur für Promed 625/525 mit Verriegelung
(nicht für 520/620)



Art. 201004

Promed Handstück MR10

separat für Promed 1030 mit Verriegelung



Art. 202003

Promed Handstück MR20

separat für Promed 2020 (ab 2015) mit Verriegelung



Art. 212501

Promed Handstück SA1

separat für Promed 2020 (bis 2014) und 2520 mit Verriegelung



Art. 203002

Promed Handstück KR1

separat für Promed 3020 mit Verriegelung



Art. 204002

Promed Handstück POM

separat für Promed 4030-SX2, weiß

Zubehör Fußpedale



Art. 290004

Fußpedal 1

ON/OFF-Fußpedal mit robustem Kunststoffgehäuse (100 x 70 x 30 mm), und Gummifüßchen. Farbe: schwarz, Anschlusskabel mit 5-Polstecker, Kabellänge: 150 cm
Anschluss an die Geräte **1030, 2020, 2030** und **3020**



Art. 290007

Fußpedal 5

Anschluss nur an das Modell: **4030 SX** und **4030-SX2**
Wie Fußpedal 1, mit Kunststoffgehäuse. ON/OFF-Fußpedal



Art. 290009

Fußpedal 6

Anschluss nur an das Modell: **5040 SX**
Wie Fußpedal 1, mit Kunststoffgehäuse.
ON/OFF-Fußpedal (ON durch Dauerbetätigung des Pedales)



Art. 290005

Fußpedal 3

Anschluss nur an die Modelle: **4030, 4030 S, 5030** und **5040, 5040 SX** schwarz, 197 x 120 x 47 mm
Digitales Fußpedal mit Schwellerfunktion in robuster, bruchsicherer Kunststoff-Ausführung, mit Gummifüßchen, Kabellänge: 165 cm



Art. 290008

Fußpedal 4

Anschluss nur an das Modell: **4030 SX** und **4030-SX2**
Wie Fußpedal 3 mit Schwellerfunktion und Kunststoffgehäuse

Zubehör Ersatzfilterbeutel



Ersatzfiltertüten Microvlies für das Modell 4030 S

im 6er Pack	Art. 195860
im 12er Pack	Art. 195864
im 50er Pack	Art. 195865



Ersatzfiltertüten Microvlies für das Modell 4030 SX und 4030-SX2 (Änderungen vorbehalten, technisch sowie farblich)

im 10er Pack	Art. 195870
im 20er Pack	Art. 195871
im 50er Pack	Art. 195872

Zubehör UVL-36, UVL-36 S



Art. 330900 für UVL-36

UV-Lampenröhre 1 Stück



Art. 330901 für UVL-36

UV-Lampenröhre 4-ER SET / 4 Stück
(9 W, $\lambda = 365 \text{ nm}$, Sockel = G23)



Art. 330900 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 1 Stück



Art. 330901 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 4-ER SET / 4 Stück
(9 W, $\lambda = 365 \text{ nm}$, Sockel = G23)

Zubehör Nailfan



Art. 230800

Filtereinheit - waschbar



Art. 230803

Armauflage



Art. 230804

Auflagegitter

Zubehör Nailfan Mini



Art. 295001

Filter - waschbar



Art. 270960

Swiss Depil – Ersatzscheiben

Ersatz-Depilierscheibenset (6 Stück)



Art. 402091

Manschette für PBM-3.5, Größe L (32 - 42 cm)

Arm-Manschette, Größe L (32 - 42 cm), grau, für Blutdruckmesser



Art. 414003

Manschette für BDP-200, Größe L (33 - 43cm)

Arm-Manschette, Gr. L (33 - 43 cm), schwarz, für Blutdruckmesser



Art. 402093

Netzadapter

6 Volt-Netzadapter für Blutdruckmessgerät **PBM-3.5**, **PBW-5.2** und **BDS-700**



Art. 414013

Manschette für BDS-700, Größe M (30 - 42 cm)

Arm-Manschette, Gr. M (30 - 42 cm), grau, für Blutdruckmesser



Art. 414014

Manschette für BDS-700, Größe L (42 - 48 cm)

Arm-Manschette, Gr. M (42 - 48 cm), grau, für Blutdruckmesser



Art. 422001

Schutzhülle für INH-2.1



Art. 422002

Medikamentenbehälter INH-2.1

Ersatz-Medikamentenbehälter zum Nachbestellen



Art. 422003

Mundstück für INH-2.1

100 % Latexfrei



Art. 422004

Maske Gr. S für INH-2.1

geeignet für Kinder, mit Anschlußstück

100 % Latexfrei



Art. 422005

Maske Gr. L für INH-2.1

geeignet für Erwachsene, mit Anschlußstück

100 % Latexfrei



Art. 422006

Adapter für INH-2.1 (Bild dient nur als Beispiel)



Art. 359173

Elektrode Butterfly

selbstklebend, 2 Stück/Pckg.; 1,5 x 9,5 cm



Art. 359170

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 40 x 40 mm



Art. 359171

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 45 mm



Art. 359172

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 35 mm



Art. 359178

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 80 mm



Art. 359177

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; Ø 32 mm



Art. 359070

Carbon Dauer-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 40 x 40 mm (in Verwendung mit Art. 359280)



Art. 359280

Selbstklebende Gel-Pads

zur Erneuerung des verbrauchten Gels auf den Elektroden, geeignet für Carbon-Dauerelektroden; selbstklebend, 40 x 40 mm, 10 Stück/Pckg.



Art. 359910

TENS Kontaktgel

zur Auffrischung der Kontaktflächen der Elektroden – 50 g-Tube



Art. 359013

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **EMT-4**, paarweise



Art. 359014

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **EMT-6**, **T-6** und **IT-6**, paarweise



Art. 359011

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **Promed digi 3000**, **Promed tens 1000 s**, paarweise



Art. 359130

Vaginalsonde

Spezialelektrode für den vaginalen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur (Frauen).



Art. 359131

Analsonde

Spezialelektrode für den analen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur.



Art. 359990

Akku-Block

Akku-Block für **Promed tens 1000 s**, **Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. 359991

Batterie-9-Volt-Block

Batterie-9-Volt-Block für **Promed tens 1000 s**, **Promed digi tens 3000**



Art. 359995

Akku 4er-Pack

Akku 4er-Pack für Promed **EMT-4**



Art. 359994

Batterie 4er-Pack

Batterie 4er-Pack für **EMT-4**, **EMT-6**, **T-6**



Art. 359981

Tischladegerät

Zum Aufladen der leeren Akkus, Akku-Gr. AA, AAA und 9 V E-Block (7,2 - 9,6 V)

Zubehör Blutzuckermessgeräte



Art. M79039

Kontrolllösung für MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79039 3



Art. M79038

Teststreifen für MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79038 6



Art. M79002

Stechhilfe

EAN 40 15588 79002 7



Art. M79028

Lanzetten für MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79028 7

Art. M79049

USB-Kabel für MediTouch 2

EAN 40 15588 79049 2

Gerne senden wir Ihnen geeignetes Werbematerial zu:

Wir erneuern ständig unser Sortiment an Werbematerial. Fragen Sie unsere Mitarbeiter.

Flyer:

(DIN lang - verschiedene Sprachen)

Flyer Elektrotherapie (DE)

Art. 993516

Flyer Maniküre/Pediküre (DE)

Art. 991218

Flyer Medisana (DE)

Art. M99983

Flyer Schuhe (DE)

Art. 995114

Flyer Schuhe „Pedibelle“ (DE, EN)

DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Flyer Heizkissen (DE, EN, FR)

DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502

Flyer Personal Care (DE)

Art. 991216

Flyer Profifeilen (DE, EN)

DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Flyer Accessories (DE, EN)

DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Flyer Blutdruckmessgeräte (DE)

DE: Art. 994101

(Karton)

Theken-Aufsteller
für DIN lang Flyer

Art. 999981

Kurzanleitung (DE):

(DIN A4, cellophaniert)



für TENS/EMS
Gerät EMT-4

Art. 983529



für TENS/EMS
Gerät EMT-6

Art. 983530



Bodenaufsteller
für Promed Produkte

Art. 999901



Promed Stofftasche

Art. 999986



Kugelschreiber

Art. 940655



Schreibblock A6

Art. 999980



8 Produktfilme
auf CD* (ohne Art.Nr.)


* Elektr. Profi-Nagelfeile mit Absaugung 4030 SX, Profifeile 1030, Tischabsaugung Nailfan für Nageldesigner, Ultraschallreiniger UC-50, Akupunkturgerät ACP, Elektrotherapiegerät EMT6, Elektr. Nagelfeilen für zuhause: Sensitive, Diabetiker, Pedisenso Duo (Modell in der Anwendung mit dem Gerät)

Poster (DE):



Poster A1 „Schaf“

Artikel: promed
Heizdecken
Art. 999976



Poster A1 „Bambi“

Artikel: promed
Schuhsortiment
Art. 999979



Poster A1 „Känguru“

Artikel: promed
Schuhsortiment Pedibelle
Art. 999983



Poster A1 „Schnecke“

Artikel: Sanicabrio DXL,
Theramed D3, GentleWalk-Lo
Art. 999985



Poster A1
„Schmetterling“

Artikel: Sensitive
Art. 999982



Poster A1 „Echse“

Artikel: EMT6,
Tens 1000 s, IT6
Art. 999984

A**Akupunkturgerät:**

ACP Elektro-Akupunkturgerät S. 29

Aroma-Diffusor:

AL-150 WS Aroma Diffusor S. 43

AL-1300 WS Aroma Diffusor S. 42

AL-305 Aroma Diffusor S. 43

Aromaessenzen/Duftöle:

Apfel-Zimt (10 ml) S. 45

Be Happy (10 ml) S. 44

Eukalyptus (10 ml) S. 44

Grapefruit (10 ml) S. 45

Lavendel (10 ml) S. 44

Lemongras (10 ml) S. 44

Limette (10 ml) S. 45

Orange (10 ml) S. 44

Pfirsich (10 ml) S. 45

Relax (10 ml) S. 44

Rose (10 ml) S. 45

Vanille (10 ml) S. 45

Wildkirsche (10 ml) S. 45

Zimt (10 ml) S. 44

Zimt-Orange (10 ml) S. 45

Zitrone (10 ml) S. 45

B**Blutdruckmessgeräte:**

BDS-700 Oberarm-Blutdruckmessgerät S. 21

PBM-3.5 Oberarm-Blutdruckmessgerät S. 22

HGP-30 Handgelenk-Blutdruckmessgerät S. 22

HGP-40 Handgelenk-Blutdruckmessgerät S. 23

HGP-50 Handgelenk-Blutdruckmessgerät S. 23

Blutzuckermessgeräte:

Glucowatch connect S. 26

Meditouch 2 S. 27

Meditouch 2 connect, schwarz S. 27

Meditouch 2 connect DUAL S. 26

C/D**Darco:**

AirTraveler Walker Stabilisierungsschulze S. 81

Body Armor® Ankle Flex, Sprunggelenksbandage S. 88

Body Armor® Cast Shoe, leichter Gipschuh S. 83

Body Armor® Night Splint, Nachtschiene S. 86

Body Armor® Walker II U.Schenkel-Gipsersatz S. 82

Elbowlift® Ellenbogenauflage S. 86

Ersatz-Einlagen-Set für WCS®/WCS® Light S. 74

Heelift® AFO (Smooth)Fersen-Freilagerung S. 85

Heelift® AFO (Standard) Fersen-Freilagerung S. 85

Heelift® Glide (Smooth) Fersen-Freilagerung S. 85

Heelift® Glide (Standard) FersenFreilagerung S. 85

Heelift® Smooth Fersen-Freilagerung S. 84

Heelift® Standard Fersen-Freilagerung S. 84

HeelWedge® S. 77

MedSurg Pediatric S. 80

MedSurg Pro® (High) S. 71

MedSurg Pro® (Low) S. 71

MedSurg S. 72

Night Splint® Lagerungsschiene S. 83

OrthoWedge Light S. 73

OrthoWedge S. 72

Peg Assist Insole® S. 79

Peg Contour Insole® S. 79

Puzzle Insole® S. 78

Relief Contour Insole S. 78

Relief Dual® S. 70

Relief Insert Walker S. 82

SlimLine® Pediatric S. 80

SlimLine® Überschuh S. 77

TAS® Toe Alignment Splint S. 87

TASO Function Control Socke S. 89

TASO Function Comfort Socke S. 89

TwinShoe® S. 72

WCS® Langzeitverbandschuh S. 75

WCS® Light Langzeitverbandschuh S. 75

Desinfektion:

Pure-FD (für alle Oberflächen) S. 14

Pure-ID (für Instrumente) S. 14

UC-50 Ultraschallreiniger S. 14

E/F**Elektrische Feilen****Profi und Personal Care:**

Emotion S. 18

Feeling S. 19

Pedimed S. 16

Pedisenso Duo S. 17

Sensitive S. 18

the file - 620 S. 08

the file - 620 deluxe S. 15

the file - 625 S. 09

the file - 1030 S. 08

the file - 2020 S. 07

the file - 4030 SX2 S. 06

the file - 5040 SX S. 07

Ultra pro S S. 17

I/J**Inhalation:**

INH-2.1 Ultraschall-Inhalator S. 32

I**Intimpflege:**

Intimduche „Orchidee“ S. 37

K/L**Lampen/Licht:**

LTL-749 Tischlampe S. 13

LTM-30 Tischleuchtenlampe S. 13

M/N**Massagegeräte:**

Nackentherapie 2020 S. 35

ITM Pro Hand-Massagegerät S. 35

MSA-900 Shiatsu-Massagesitzauflage S. 34

O/P**Pulsoximeter:**

PM 100 Pulsoximeter S. 28

PM 150 Connect Pulsoximeter S. 28

Q/R**Raumluft:**

AL-150 WS Aroma Diffusor S. 43

AL-300 WS Aroma Diffusor S. 42

AL-305 Aroma Diffusor S. 43

AL-1300 WS Aroma Diffusor S. 42

S**Schleifkörper-Sets:**

Comfort Set S. 94

Hornhaut Set S. 94

Modellage Set Basic S. 93

Modellage Set HM-Bitset Pro S. 93

Modellage Set Master S. 93

Natural Set S. 94

Personal Care Set S. 93

Modellage Set Blue Mix S. 92

Modellage Set Ceramic S. 92

Modellage Set Regenbogen S. 92

Schleifkörper:

Blue-Mix-Bits	S. 96
Diamant-Bits	S. 100
Hartmetall-Bit, blau Serie	S. 98
Hartmetall-Bit, gelbe Serie	S. 98
Hartmetall-Bit, rote Serie	S. 98
Hartmetall-Bit, specials	S. 99
Hartmetall-Bit, violette Serie	S. 97
Polier-Bits	S. 103
Regenbogen-Bits	S. 96
Saphir-Bits	S. 101
Stahlfräser – rostfrei	S. 99
Stein- und Sandpapier-Bits	S. 101
Titan-Bits	S. 97

Schuhe:**Pedibelle:**

Pedibelle Alexander	S. 54
Pedibelle Anna	S. 52
Pedibelle Diana	S. 53
Pedibelle Eleine	S. 52
Pedibelle Flex	S. 53
Pedibelle Jonas	S. 54

Verbandschuhe:

Flex 2	S. 55
GentleWalk-Hi	S. 59
GentleWalk-Lo	S. 59
Grainau	S. 56
München 2 LXL	S. 60
München 3	S. 60
Pantomobil D	S. 62
Sanicabrio DXL	S. 57
Sanicabrio LXL	S. 57
Sanicabrio	S. 58
Sanisoft D	S. 58
Sanisoft	S. 59
TheraLight 1	S. 62
Theramed D1	S. 61
Theramed D3	S. 61
Wallgau	S. 56

Sohlen:

Ersatz-Einlegesohlen	S. 63
Huber Anti-Schweißfuß-Sohle	S. 66
Huber Fersensporen	S. 65
Huber Gelenkentlastung	S. 65
Huber Hallux-Valgus	S. 64
Huber Honeycomb-Sohle	S. 66

Sprudelbad:

FB-100 Fußsprudelbad	S. 36
----------------------	-------

Staubabsaugung:

Nailfan	S. 12
Nailfan mini	S. 12

T**TENS/EMS-Geräte:**

EMT-4	S. 31
EMT-6 Kombigerät	S. 30
IT-6	S. 30
Tens 1000 s	S. 31

Thermometer:

IRT-100 Infrarot-Thermometer	S. 24
PFT-3.7 Digitales Fieberthermometer	S. 24

UV/V**UV-Lampen:**

UVL-36 S	S. 10
UVL-54 "All-In"	S. 10

W/X**Wärmeprodukte:**

HGP -1.7 Wärme-Heizgürtel	S. 39
HKP-1.2 Kuschel-Heizkissen	S. 40
HKP-1.6 XL, Kuschel-Heizkissen	S. 40
KFS-100 Fußwärmer	S. 41
KHP-2.3 Kuschelheizdecke	S. 38
KHP-2.3 L, Kuschelheizdecke	S. 38
NRP-2.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 39
NRP-5.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 38
UBS-2.4 Unterbett	S. 41

Y/Z**Zubehör:**

Batterien / Akkus	S. 111
Elektroden	S. 110
Ersatzfilterbeutel	S. 106
Ersatzscheiben Swiss Depil	S. 108
Fußpedale	S. 106
Handstücke	S. 105
Inhalator	S. 109
Kontaktgel	S. 110
Kontaktkabel	S. 111
Manschetten	S. 108
Nailfan Zubehör	S. 107
Nailfan Mini Zubehör	S. 107
Profi-Zubehör	S. 104
Zubehör UVL-36, UVL-36 S	S. 107
Vaginal-/Analsonde	S. 111

Ihre Ansprechpartner

Zentrale / Auftragsbearbeitung:

Tel.: +49 (0)8821/9621-0
info@promed.de

Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb:

Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Auftragsbearbeitung Export:

Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821/9621-12

Versandhandel:

Florian Zisch
Tel.: +49 (0)8821/9621-32

Service / Retoure:

Tel.: +49 (0)8821/909 65 50

Außendienst

Bernd Hegeler

DE-Region PLZ: 2, 3, 49
Tel.: 0151/174 815 13

Marlon Osthoff

DE-Region PLZ: 4 (ohne 49); 5 ohne 55
Tel.: 0171/777 71 80

Gabriele Zimmer

DE-Region PLZ: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171/932 18 85

Frau Gedak

DE-Region PLZ: 80-87; 90-97
Tel.: 0151/113 273 51

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Anschrift Retoure

(Paket-/Rücksendungen):
Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Impressum

Änderungen / AGB

Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Druckfehler, Satzfehler und Irrtümer bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten. Unsere aktuellen AGB's finden Sie jederzeit auf unsere Webseite.

Copyright

Die in dem Katalog veröffentlichten Informationen (Text und Bildmaterial, Grafiken), sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Promed GmbH, teilweise auch dem Copyright Dritter. Ohne unser schriftliches Einverständnis ist Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe, Speicherung und sonstige Nutzung ausdrücklich untersagt.

© Copyright 2020, Promed GmbH, Deutschland



Promed GmbH

Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tel. +49 (0)8821/9621-0
Fax +49 (0)8821/9621-21

E-Mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Betriebsleiter: Manfred Eiberger
Geschäftsführer: Marco Getz, Andreas Schuster
HRB: 135838,
Amtsgericht München
USt.-ID: DE 1283/68339



